

*Supporter des sportifs du quotidien*

## CATALOGUE PHARMACIE

Orthèses - Compression VeinoCare® - Soins



FAIRE DES **POMPES** ?

OU



LACER SES **POMPES** ?

C'EST ÇA **AUSSI,**  
ÊTRE SPORTIF !




Votre avis nous intéresse,  
flashez pour nous le transmettre !



FOURNISSEUR OFFICIEL

ANIMATIONS, JEUX-CONCOURS  
ET HABILLAGES DE VITRINE  
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE



**SITE VELPEAU®**  
Téléchargez  
pour votre pharmacie  
de nombreux services  
et vidéos

**NOUVEAU**

**Velpeau®**  
SUPPORTER  
des équipes de France  
de Volley-ball

**CAMPAGNE  
RÉSEAUX SOCIAUX  
Plan de communication**

YouTube, LinkedIn,  
Instagram & Facebook



Espace pro : [www.velpeau.fr](http://www.velpeau.fr)

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

## Module de formation Orthopédie et pansements techniques

Module de formation  
GENOU

Module de formation  
DOS

JANVIER

AVRIL

**NOUVEAUTÉ  
ORTHÈSE  
Genou**

**NOUVEAUTÉ  
OTC  
Velpeau® strips**

Velpeau® s'engage  
aussi vers le grand public  
pour valoriser le conseil  
du pharmacien  
et de son équipe.  
Plus d'1 million de vues  
et d'audience cumulée  
sur les activités  
vers le grand public.

**NOUVEAUTÉ  
Pansements OTC**



*Gamme Eco®, parution dans  
Top Santé et Le Figaro santé.*



17-19 SEPTEMBRE

**CONGRÈS SFMES**  
18<sup>ÈME</sup> CONGRÈS NATIONAL  
DE MÉDECINE  
ET TRAUMATOLOGIE DU SPORT  
ANGERS

10-13 OCTOBRE

**LES JOURNÉES  
D'AUTOMNE**  
CONGRÈS DES MÉDECINS  
DE MONTAGNE  
SAINTE MAXIME

YOUTUBE



LINKEDIN



INSTAGRAM



FACEBOOK



SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

pour les équipes officinales

Module  
de formation  
**CHEVILLE et  
TRAUMATOLOGIES  
POIGNET**

**INNOVATION OTC**  
**Pansements**

**CONGRÈS DES PHARMACIENS  
LYON**

CONGRÈS NATIONAL  
DES PHARMACIENS  
**CNP 2025**  
LYON 11 - 12 OCTOBRE

<https://www.congresdespharmaciens.org>

**NOUVEAUTÉ  
ORTHÈSE  
Poignet Cheville**

**VISITES DU CENTRE  
DE COMPÉTENCES  
À SAINT-ETIENNE**

**VELPEAU®  
VOUS ACCOMPAGNE  
TOUT AU LONG  
DE 2025 :**

- Aide au conseil officinal
- PLV
- Formations
- Vidéos, tutoriels, webséries
- Nouveau site Velpeau
- Merchandising
- Outils de sell out

**+ de 12 DU orthèse  
dispensés en France  
qui, en 2024,  
concourent  
à former plus de  
273 titulaires  
et pharmaciens**

\*vente

# HABILLENZ VOTRE PHARMACIE

## FORMATION et aides à la délivrance.

En présentiel avec nos délégués expert et conseillers techniques ou digital, des outils pour accompagner le conseil au comptoir à retrouver en téléchargement sur [velpeau.fr](http://velpeau.fr).

### PLV (Promotion sur le lieu de vente)

Des dispositifs adaptés pour assurer la visibilité de votre assortiment, du linéaire jusqu'à la vitrine.

### GESTION de votre stock

Une gamme large et optimisée. Une solution pour chaque patient.

## COMPRESSION



### Eventail de jambes

Réf. 9508881

### Ballons de baudruche

Réf. 9509542 (cupcakes)  
Réf. 9509541 (homme)



### Vidéo d'animation

À télécharger sur espace pro  
[velpeau.fr](http://velpeau.fr)



### Stop-rayon

Réf. 9510107

### Mannequin

Réf. 9501811  
Short / tee-shirt :  
9509307/9509239



## ORTHOPÉDIE

### Silhouette vitrine

Réf. 9510090 (orthèses)  
Réf. 9510106 (VeinoCare)

### Beach flag

Réf. 9506587  
Voile Réf.  
selon campagne



### Cubes

Réf. 9508759

et + de 220 groupements partenaires

# Créez votre espace Orthopédie

aux couleurs de la Fédération Française de Volley 



**Fanions**  
Réf. 9508098

**Vitrophanie**  
Réf. selon campagne



**Réglettes brochures**  
Réf. 9510095/  
9510266

**Buste femme enceinte**  
Réf. 9507968



**Vidéo d'animation**  
À télécharger sur espace pro  
velpeau.fr



**Stop-rayon**  
Réf. 9510092/  
9510091



**Site velpeau.fr**  
et son espace pro



**Réglette d'étagère**  
Réf. 9509097

**Présentoir de comptoir**  
Réf. 9509096

**Présentoir de comptoir**  
Réf. 3009649

**Présentoir de sol**  
Réf. 9510094



Suggestion de présentation, les supports peuvent être légèrement différents. Disponibles dans la limite des stocks, demandez conseil à votre délégué.




# LE VOLLEY EN FRANCE

Plus de 200 000 licenciés et 1250 clubs,  
parlez-en avec la patientèle de votre officine des clubs alentours !

**Velpeau®**, le chouchou des joueurs !

**TOP VENTES !**  
Velpeau® strapp et genouillères

 Vu sur les réseaux sociaux !



**Vos délégué.es,  
meilleur.es supporters !**



**Formation des médecins du sport  
et des kinés des 16 équipes.  
Présence sur les congrès :**

- Dédicaces
- Échanges avec les professionnels de santé

 **Vu à la TV !**

**Un partenariat visible !**  
Matches diffusés sur la chaîne l'Équipe  
(l'Équipe live et Sport en France streaming).  
Des audiences allant jusqu'à  
800 000 téléspectateurs\* sur le direct.

 **Vu dans la presse et sur le web !**

Une communauté active de la FFvolley sur **instagram**  
et **facebook** : stories, témoignage, photos...  
Communiqué de presse, article de presse, blogs

 **Vu sur les terrains !**



**PANNEAUX LEDS ET ÉCRAN GÉANT**



# PRENDRE SOIN DES CHAMPIONS !



Médillés d'or  
pour la deuxième  
fois consécutive !




**Velpeau**

Fournisseur officiel des équipes  
de France de Volley depuis 3 ans !  
Orthopédie, compression, soin.

Marque française depuis 1890.

# RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE !

velpeau.fr



## Découvrez,

- nos actus,
- nos conseils du coach pour les patients,
- votre espace pro dédié à l'équipe officielle.

**Q**ue l'on soit sportif de haut niveau ou sportif du quotidien, chaque geste, chaque activité même anodine, peut être la cause d'un traumatisme, allant de la simple gêne jusqu'à la blessure. Insuffisance veineuse, entorses, dorsalgies, lésions cutanées... Ces troubles peuvent **impacter le niveau d'activité de vos patients** ainsi que leur qualité de vie. C'est pourquoi depuis 160 ans, Velpeau® est engagé **à vos côtés, au service de la mobilité des patients**, et plus que jamais en 2024 :

- **Événements professionnels** (congrès des pharmaciens, Congrès National de Médecine et de Traumatologie du sport...),

## Avec,

- des pages produits complètes,
- des vidéos,
- des outils à télécharger.

- **Formations** (webinaire, formation en officine...),
- **Partenariat avec les prescripteurs** (médecins généralistes et spécialistes, médecins du sport, rhumatologues...),
- **Animations promotionnelles** en pharmacie,
- **Innovation produits** (nouveautés orthopédie),
- **Partenariats** sportifs, dont la Fédération Française de Volley pour la quatrième année.
- **Nouveau site Velpeau.fr**

# SERVICE CLIENT

**Un accompagnement de proximité pour vous aider dans la prise en charge de vos patients et le développement de votre officine :**

**1 Vous conseiller** et vous apporter les solutions adaptées à vos besoins.

**2 Vous délivrer** une information claire et transparente sur nos produits, nos services ainsi que nos conditions commerciales.

**3 Vous garantir** écoute, conseil, réactivité et professionnalisme au quotidien.

*Un service client dédié et à votre écoute !*

**Horaires :** nos assistants commerciaux sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.



**Pour passer vos commandes :**

- **par téléphone :** 03 29 26 25 79
- **par fax :** 03 29 26 25 78
- **par pharma ML** (contactez-nous pour plus de renseignements)
- **par e-mail :** pharmacie@fr.LRmed.com

■ Les commandes passées avant 12 h 00 sont expédiées le jour même (dans la limite des stocks disponibles).



■ Possibilité de livraison le samedi matin si votre commune est livrable (prestation non garantie).

■ Franco de port pour toute commande ≥ 45 € HT. Si votre commande passée par fax ou pharma ML n'atteint pas ce montant, nous vous recontactons afin de vous laisser la possibilité de compléter votre commande.



■ Pour toute demande d'échange ou de reprise, contactez votre service client qui vous indiquera la démarche à suivre.

# NOS ENGAGEMENTS



## QUALITÉ

Travail constant avec les organismes certificateurs : **le TÜV SUD, ASQUAL, GOTS par Ecocert Greenlife.**

Orthèses **validées par des médecins spécialistes** en orthopédie ainsi que par des **évaluateurs cliniques** (indications et utilisations prévues).



## RESPONSABLE

Démarche de responsabilité sociétale dans les domaines économique, social, environnemental, éthique et culturel.

**Certifié ISO 14001**, le groupe L&R est engagé dans un principe d'amélioration continue en réduisant son impact environnemental.



## UNE HISTOIRE FRANÇAISE !

**Depuis 1929**, notre site de production en France, récemment rebaptisé L&R Medical Products France est historiquement, un centre de compétences pour le développement et la production d'orthèses.

Il a été sélectionné en 2023 pour regrouper **connaissances et savoir-faire** dans le domaine de la compression médicale (collant, bas, chaussettes).

Il bénéficie d'un savoir-faire approfondi pour le développement et la production de produits médicaux en maîtrisant les techniques de tissage, de tricotage rectiligne et circulaire, ainsi que celles d'assemblage, par couture traditionnelle ou robotisée, et à haute fréquence.



**Scannez pour voir un aperçu de notre savoir-faire.**

# ORTHÈSES

PLUS RENVERSANT  
QU'UNE COURSE D'OBSTACLES,  
LES JOUETS DU PETIT DERNIER !

C'EST ÇA AUSSI,  
ÊTRE SPORTIF !



**Panneau vitrine**  
Réf. selon campagne



**Poster**  
Réf. 9507466 (format A3)  
Réf. 9508200 (format A1)



**Supports articulations de présentation**

Réf. 9508858 (pied velpeau)  
Réf. 9509255 (genou velpeau)  
Réf. 9508760 (poignet velpeau)


**Support de ceinture**  
Réf. 9509269



# PRISE DE MESURE



## Taille du patient (hauteur)




## Cou

- Circonférence du cou.
- Hauteur du cou du bout du menton à l'appui sternal, en gardant la tête droite.




## Poitrine

Circonférence de la poitrine, sous les bras.




## Coude

Circonférence de l'avant-bras 5\* ou 9\*\* cm au-dessous du pli du coude.



## Tour de taille

Circonférence de la taille au niveau du nombril.



## Tour de hanche



## Cuisse

Circonférence de la cuisse 14 cm au-dessus du centre de la rotule.



## Genou

Circonférence du genou, en légère flexion, au centre de la rotule.



Circonférence 3 cm en dessous de la rotule.



## Cheville

Circonférence de la cheville, 2 cm au-dessus des malléoles.



Circonférence du mollet : 12 cm en dessous du centre de la rotule.



**Poignet**  
Circonférence du poignet.



Circonférence : Talon – Cou-de-pied.



\* : Epi Expert  
\*\* : Epi Comfort

UNE SÉLECTION D'ORTHÈSES  
ADAPTÉE À VOS BESOINS  
ET VOS ATTENTES...

...ET À UN PRIX  
AVANTAGEUX !



## Offre "VITAL"

RETROUVEZ LES PRODUITS CONCERNÉS  
DANS VOTRE CATALOGUE GRÂCE AU PICTOGRAMME



*Tarif préférentiel - Sous condition d'engagement.*

*Demandez également toutes nos offres promotionnelles auprès de votre délégué.*

# SOMMAIRE

## VELPEAU® VOUS COACHE !

- p. 14 ..... Formez vos équipes
- p. 15 ..... Évolution des ventes
- p. 16 ..... Bien délivrer  
une ceinture de soutien lombaire
- p. 18 ..... Bien délivrer une orthèse de main
- p. 20 ..... Bien délivrer une orthèse de cheville

## TRONC / RACHIS

### Cou

- p. 23 ..... Cervix 1
- p. 23 ..... Cervix 2

### Dos

- p. 25 ..... Materna Classic
- p. 25 ..... Materna Comfort
- p. 26 ..... Dorsafit® Comfort 
- p. 26 ..... Dorsamix® Comfort 
- p. 27 ..... Dorsamix® Classic **NOUVEAU**
- p. 28 ..... Vertélibre® Comfort
- p. 29 ..... Dotop® Comfort
- p. 30 ..... Thorax Classic
- p. 30 ..... Abdominal Classic
- p. 30 ..... Bandage herniaire Classic

## MEMBRES SUPÉRIEURS

### Épaule/coude

- p. 34 ..... Epbloc Classic 
- p. 35 ..... EpEasy Classic
- p. 35 ..... Eplmmo Classic
- p. 36 ..... Gilet orthopédique
- p. 36 ..... Clavicula Classic
- p. 37 ..... Epi Comfort
- p. 37 ..... Epi Expert

### Poignet/main/pouce

- p. 41 ..... Manus Comfort
- p. 42 ..... Manu Control Comfort
- p. 42 ..... Manu Control Classic 
- p. 43 ..... DigiFinger Classic **NOUVEAU**
- p. 43 ..... MP Boxer Classic **NOUVEAU**
- p. 44 ..... Rhizo Classic 
- p. 44 ..... Rhiza Pro Comfort
- p. 45 ..... Rhizocast Classic

## MEMBRES INFÉRIEURS

### Genoux

- p. 47 ..... Patella Control Expert
- p. 47 ..... Genouillère anatomique Classic
- p. 48 ..... Genu Comfort
- p. 49 ..... Patella S Comfort **NOUVEAU**
- p. 50 ..... Ligaction® Comfort
- p. 50 ..... LigaX Classic 
- p. 51 ..... Ligaction® City Comfort
- p. 53 ..... Ligaction® Pro Expert
- p. 54 ..... Xpro Classic
- p. 55 ..... Genucast Classic

### Cheville

- p. 58 ..... Chevillère anatomique Classic
- p. 58 ..... Ligaction® Classic
- p. 59 ..... Malléo Comfort
- p. 60 ..... Freecast® Adjust Classic 
- p. 60 ..... Freecast® Comfort
- p. 61 ..... Ankle Control Expert
- p. 61 ..... Walker Classic

### Gamme conseil Eco<sup>2</sup> **NOUVEAU**

- p. 62 ..... Une gamme d'orthèses  
économiques<sup>1</sup> et écologiques.

### Compression VeinoCare®

- p. 70 ..... Velpeau® VeinoCare® Homme  
(collection humeurs)
- p. 71 ..... Velpeau® VeinoCare® Microfibre  
(collection cupcake)
- p. 72 ..... Velpeau® VeinoCare® Microfibre
- p. 73 ..... Velpeau® VeinoCare® Ultra
- p. 74 ..... Velpeau® VeinoCare® Coton

### Soins

- p. 78 ..... Velpeau® Aqua
- p. 78 ..... Velpeau® Sensitive
- p. 79 ..... Velpeau® Elastic
- p. 79 ..... Velpeau® Kids Monsters
- p. 81 ..... Velpeau® Strips **NOUVEAU**
- p. 84 ..... Cotopads
- p. 84 ..... CotoBio
- p. 84 ..... Cotodisques

# FORMEZ VOS ÉQUIPES

avec les modules de formation Velpeau® Orthopédie.

## INTÉRÊT

Un meilleur accompagnement

**PATIENT :**

- Augmenter la **satisfaction**
- Augmenter la **fidélisation**

La formation, l'atout de l'**OFFICINE :**

- Simplifier le quotidien
- Augmenter le chiffre d'affaires

## OUTILS



## Évolution des ventes (en unité ou en C.A)

<b>Famille d'orthèse</b>	<b>Année précédente</b>	<b>Objectif</b>	<b>RDV N°1</b>	<b>RDV N°2</b>	<b>RDV N°3</b>	<b>RDV N°4</b>
			le ... / ... / .....			
Colliers, Bandages abdominaux, thoraciques						
Ceintures de soutien lombaire						
Épaule, coude, clavicule						
Main						
Genouillères de compression						
Orthèses / atelles de genou						
Chevillères de compression						
Orthèses stabilisatrices de cheville, bottes						
<b>Total</b>						
		<b>Tendance</b>				

# BIEN DÉLIVRER UNE CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

## 1 ESSAYAGE<sup>1</sup>

### ACCUEIL DU PATIENT AU COMPTOIR

Validité de l'ordonnance



### CHOIX DU MODELE conformément :

- > à la prescription (en nom de marque, en nom de marque précédé de "type", en nom générique)
- > à la morphologie du patient, à son utilisation et à sa pathologie



### PRISE DE MESURE

Tour de taille ou de hanche, sans serrer le mètre ruban, le patient ne doit pas rentrer le ventre



### ESSAYAGE

- > Taille adaptée ?
- > Zone douloureuse située à deux étages vertébraux en dessous du bord supérieur de la ceinture ?
- > Absence d'appui des baleines sur la zone douloureuse ?
  - Adaptation des baleines à la morphologie
- > Essayage en position assise afin de vérifier :
  - L'absence de gêne sous la poitrine, sous les côtes flottantes et/ou de gêne respiratoire
  - L'absence de compression inconfortable de la vessie ou de l'abdomen
  - Que les baleines ne rentrent pas dans les fesses
- > Sensation de soulagement pour le patient ?




### MISE EN PLACE

- > Placer le bord inférieur de la ceinture à la naissance du sillon inter-fessier
- > Positionner les baleines symétriquement de part et d'autre du rachis



## CONSEILS AU PATIENT

### LE VÉRITABLE ENNEMI DU DOS, C'EST LE REPOS<sup>2</sup>



\*Peur de se faire mal.



**“Pour prévenir le mal de dos, la plupart des activités physiques sont bénéfiques si on les pratique dans de bonnes conditions (matériel & exercices adaptés, échauffement...). Le médecin traitant peut également aider le patient dans son choix d'activité.”<sup>2</sup>**

1. Article Profession Pharma – supplément n°139 Octobre 2018 - Guide pour la dispensation des ceintures de soutien lombaire de série – SCHENCKERY Juliette – Rédactrice en Chef, Docteur en Pharmacie. 2. Assurance Maladie – Livret : Je souffre de lombalgie : de quoi s'agit-il et que faire? Octobre 2017. Disponible sur : ameli.fr - Consulté le 22/11/2024.

# 2 DÉLIVRANCE<sup>1,3</sup>

## CHOIX DE LA TAILLE

Patient - de 1m60 > 21cm

Patient + de 1m60 avec posture quotidienne :

assise > 21cm

debout > 26 ou 28cm

### MORPHOLOGIE

### ACTIVITÉ



## VOICI QUELQUES EXERCICES QUE LE PATIENT PEUT FAIRE À LA MAISON<sup>2</sup>

### EXERCICE DE RELAXATION

Étendu, le dos bien plaqué au sol, les jambes fléchies reposant sur l'assise d'une chaise, les mains croisées derrière la tête.



### EXERCICE D'ETIREMENT ET DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds à plats sur le sol, bras croisés derrière la tête. Ramener les genoux vers les épaules en soufflant. Le dos reste collé au sol, les mains ne poussent pas la tête. Alternier 6 secondes d'exercices puis 6 secondes de repos.



### EXERCICE D'ÉTIREMENT

À 4 pattes, creusez le dos en relevant la tête sur une inspiration. Ensuite, arrondissez le dos en soufflant et regardant vos genoux.



### EXERCICE D'ASSOULISSEMENT

Agenouillé, assis sur les talons, le dos enroulé, le front contre le sol et encadré par les coudes et les avant-bras reposant au sol.



3. DFC-2021-168. 4. Notice d'utilisation de la Velpeau® Dorsafit®. 5. DFC-2020-059. 6. DFC-2020-060. 7. DFC-2020-061. 8. DFC-2020-065. 9. Notice d'utilisation de la Velpeau® Vértélibre®. 10. DFC-2023-145.

# BIEN DÉLIVRER UNE ORTHÈSE DE MAIN

## PATHOLOGIES TRAUMATIQUES

Douleur d'apparition brutale et de courte durée<sup>1</sup>

Entorse du poignet

Entorse du poignet-pouce  
Fracture du scaphoïde

Entorse MP\* du pouce  
Arthrose du pouce

Doigts foulés  
Luxation des doigts

**Orthèse statique d'immobilisation pour poignet, poignet-pouce et pouce (orthèse longue)**  
Objectif : Retrouver une articulation fonctionnelle, stable et mobile

**Attelle MP\***

### Manu Control CLASSIC



### Rhizocast CLASSIC



### Rhizo CLASSIC



### DigiFinger CLASSIC



### Manu Control COMFORT



\* Articulation Métacarpo-Phalangienne


## VOICI QUELQUES CONSEILS POUR VOS PATIENTS

présentant un TMS\*\* ou en reprise d'activité<sup>2</sup>

Améliorez votre mobilité articulaire par des mouvements **d'étirements statiques** et de **relaxation**.

Les mouvements sont à faire quotidiennement (l'exercice dure 2 à 3 min).

\*\*Troubles musculo-squelettiques.



1. DFC-2020-106. 2. Isel M, Merle M. Orthèses de la main et du poignet - Protocoles de rééducation. 2012. Edition : Elsevier Masson. Chapitre 13 - Rééducation musculaire. Page 201.  
3. Dr Laroche Françoise, Lambert Anne. Arthrose des doigts et du poignet - Arthrose débutante, mouvements d'entretien articulaire. AFLAR. 8409102 - Septembre 2014. Editions

## PATHOLOGIES CHRONIQUES

### Douleur et invalidité permanentes<sup>2</sup>

Fracture<sup>5</sup> des métacarpiens des doigts longs

Attelle main-poignet

**MP Boxer CLASSIC**



Tendinite du poignet /  
Syndrome du canal carpien  
Arthrose du poignet

Orthèse statique de maintien du poignet

**Manus COMFORT**



Tendinite de De Quervain (Poignet-Pouce)

Orthèse fonctionnelle pour immobilisation de la MP\* du pouce

**Rhizocast CLASSIC**



Rhizarthrose (Pouce)  
Rhizarthrose (stade précoce & avancé)

Orthèse fonctionnelle courte pour immobilisation de la colonne du pouce

**Rhiza Pro COMFORT**



**Manu Control COMFORT**



**Rhizo CLASSIC**



**Manu Control CLASSIC**



\* Articulation Métacarpo-Phalangienne

## VOICI QUELQUES CONSEILS POUR VOS PATIENTS

ayant une **arthrose débutante** des doigts et du poignet<sup>3</sup>

**1 - AUTOMASSAGES**



**2 - ÉTIREMENT DES POUCES**



**3 - ÉTIREMENT DES DOIGTS**



**4 - ÉTIREMENT DOIGTS ET POIGNET**



ayant une **arthrose installée** des doigts et du poignet<sup>4</sup>

**1 - AUTOMASSAGES**



**2 - OUVERTURE DU POUCE**



**3 - RENFORCEMENT DES DOIGTS**




**4 - FLEXION DORSALE DE LA MAIN**



scientifiques L&C. 4. Dr Laroche Françoise, Lambert Anne. Arthrose des doigts et du poignet - Arthrose installée, mouvements d'entretien articulaire. AFLAR. 8409103 - Septembre 2014. Editions scientifiques L&C. 5. Fracture non déplacée.

# BIEN DÉLIVRER UNE ORTHÈSE DE CHEVILLE

Choisir l'orthèse en fonction de la pathologie<sup>1</sup> :



## CONDUITE À TENIR DEVANT UNE ENTORSE SIMPLE DE LA CHEVILLE<sup>2,3</sup>

**Protocole GREC : Glace, Repos, Élévation, Compression**

**GLAÇAGE**

précoce, 4 fois par jour.



**REPOS**

relatif, appui autorisé en fonction de la douleur, cannes anglaises lors des déplacements.



1. Notices d'utilisation. 2. <https://urgences-serveur.fr/entorse-de-cheville,10.html>, consulté le 29/11/2024. 3. SFMU, Actualisation de la Conférence de consensus l'entorse de cheville au service d'urgence 5<sup>ème</sup> Conférence de consensus Roanne le 28 avril 1995, 2004, [https://www.sfmou.org/upload/consensus/actualisation\\_entorse.pdf](https://www.sfmou.org/upload/consensus/actualisation_entorse.pdf), consulté le 29/11/2024.

# TRAUMATIQUE

Entorse de Grade I

Entorse de Grade II

Entorse de Grade III

Fracture

0 À 3 SEMAINES

Ligation®



Freecast® Adjust



Freecast



Ankle Control



Walker Classic



Walker Classic



GUÉRISON I

3 À 6 SEMAINES

Ligation®



Freecast® Adjust



Freecast



Ankle Control



REINFORCEMENT II

6 À 12 SEMAINES

Ankle Control



Ankle Control



Ankle Control



Ankle Control



REPRISE / PRÉVENTION III

## ELÉVATION

du membre lésé lors de position assise ou couchée.



## COMPRESSION

par bandages élastiques ou attelle avec compartiments gonflables.



# Orthèses **COU**






Retrouvez  
nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**



Cervix 1 CLASSIC - p. 23

Cervix 2 CLASSIC - p. 23



**Syndromes douloureux**

**Syndromes douloureux**

**Torticolis**

**Distorsion de la  
colonne cervicale**

CLASSIC

# Cervix® 1

Velpeau® Cervix 1 Classic est un collier cervical prêt à l'emploi de forme anatomique pour soutien léger. Il stabilise la colonne cervicale et aide à réduire la tension musculaire au niveau du cou en conservant la chaleur.<sup>1</sup>


1 : Notice d'utilisation.

**Indications :**

- Syndromes douloureux de la colonne cervicale,
- torticolis,
- affections dégénératives de la colonne cervicale sans déficience neurologique, entorse de la colonne cervicale (temporairement après un traumatisme),
- dysfonction récidivante des facettes articulaires,
- discectomie (uniquement temporairement après une intervention chirurgicale),
- spondylarthrite.



Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)



**DM Classe I**

Code LPP : 7121630

**LPP**

Taille	1			2			3		
Hauteur en cm	7,5	9	11	7,5	9	11	7,5	9	11
Tour de cou	28-34 cm	28-34 cm	28-34 cm	34-42 cm	34-42 cm	34-42 cm	42-50 cm	42-50 cm	42-50 cm
Coloris ■	4056649516453	4056649516477	4056649516491	4056649516514	4056649516538	4056649516552	4056649516576	4056649516590	4056649516613
Réf.	34060	34061	34062	34063	34064	34065	34066	34067	34068

CLASSIC

# Cervix® 2

Velpeau® Cervix 2 Classic est un collier cervical prêt à l'emploi de forme anatomique avec renfort et chanfrein sous le menton pour soutien moyen. Il stabilise la colonne cervicale et aide à réduire la tension musculaire au niveau du cou en conservant la chaleur.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :**

- Syndromes douloureux de la colonne cervicale, torticolis,
- affections dégénératives de la colonne cervicale sans déficience neurologique, entorse de la colonne cervicale (temporairement après un traumatisme),
- dysfonction récidivante des facettes articulaires, discectomie (uniquement temporairement après une intervention chirurgicale),
- spondylarthrite.



Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)



**DM Classe I**

Code LPP : 7121646

**LPP**

Taille	1			2			3		
Hauteur en cm	7,5	9	11	7,5	9	11	7,5	9	11
Tour de cou	28-34 cm	28-34 cm	28-34 cm	34-42 cm	34-42 cm	34-42 cm	42-50 cm	42-50 cm	42-50 cm
Coloris ■	4056649516637	4056649516651	4056649516675	4056649516699	4056649516712	4056649516736	4056649516750	4056649516774	4056649516798
Réf.	34070	34071	34072	34073	34074	34075	34076	34077	34078


# Orthèses DOS



Retrouvez  
nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**



Visionnez notre webinaire sur  
les maux du dos : **rendez-vous  
dans l'espace PRO Velpeau.fr  
ou sur YouTube**





**Materna Classic - p. 25**

**Materna Comfort - p. 25**

**Dorsafit® Comfort**

21/26 - p. 26

**Dorsamix® Comfort - p. 26**



**Lombalgie (femme enceinte)**

**Syndrome douloureux  
Lombalgie chronique**


**Syndrome douloureux  
Lombalgie chronique**

**Dorsamix® Classic**

21/26 - p. 27

**Vertélibre® Comfort - p. 28**

**Dotop® Comfort - p. 29**



**Lombalgie aiguë**

**Lombalgie aiguë  
Lombalgie chronique**

**Lombalgie aiguë  
Discopathie**

**L'organisation du rachis repose sur une triple finalité :** Stabilité et mobilité, assurées par le disque intervertébral et les structures ligamentaires antérieures et postérieures, et protection du système nerveux dans le canal rachidien. La moelle s'arrête au niveau du L2.

Le disque intervertébral est formé d'une partie centrale très hydratée (80 %) de type cartilagineux et d'une structure périphérique de type ligamentaire. A l'étape lombaire, la charge est importante (60 % du poids du corps) au niveau L4-L5 en position debout. Elle augmente en position assise et en flexion antérieure.\*

\* L'observatoire du mouvement 2007.

**CLASSIC**  
**Materna**



Velpeau® Materna Classic est une orthèse dorsale pour femme enceinte. Elle stabilise le rachis lombaire et soutient la musculature abdominale et dorsale, dans le but de soulager le dos et de soutenir le ventre. Les baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire. Les sangles de contention élastiques permettent d'ajuster l'action stabilisatrice de l'orthèse.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> : Notice d'utilisation.

**Indications :** Douleurs non spécifiques au niveau de la colonne vertébrale et de la région sacro-iliaque dues à une mauvaise posture ou à une sollicitation inappropriée pendant la grossesse.

HAUTEUR  
**21**  
cm



Retrouvez nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**



**DM Classe I**  
Code LPP : 201E00.021

**LPP**

Taille unique	Réf.	Tour de hanche (cm)	1
Coloris ■	109680	80-125	4056649550198

**COMFORT**  
**Materna**



Velpeau® Materna Comfort est une orthèse dorsale pour femme enceinte. Elle stabilise le rachis lombaire et soutient la musculature abdominale et dorsale, dans le but de soulager le dos et de soutenir le ventre. Les baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire. Les sangles de contention élastiques permettent d'ajuster l'action stabilisatrice de l'orthèse.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> : Notice d'utilisation.

**Indications :** Douleurs non spécifiques au niveau de la colonne vertébrale et de la région sacro-iliaque dues à une mauvaise posture ou à une sollicitation inappropriée pendant la grossesse.

HAUTEUR  
**26**  
cm



Retrouvez nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**



**DM Classe I**  
Code LPP : 201E00.022

**LPP**

Tour de hanche (cm)	80-95	95-110	110-125	125-140
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649576037	4056649576051	4056649576075	4056649576099
Réf.	129980	129981	129982	129983

COMFORT

**Dorsafit®** 

Velpeau® Dorsafit Comfort est une ceinture de soutien lombaire avec un effet stabilisant. Quatre baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2024-005. 3 : DFC-2024-006.

**Indications :** Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.

Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, en cas :

- d'ostéochondrose affectant la région lombaire,
- de spondylarthrite affectant la région lombaire.



Confortable à porter<sup>2</sup>

Mince et légère<sup>3</sup>

**2**  
**HAUTEURS**  
**21 et 26**  
**cm**




 Retrouvez  
nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**

### DM Classe I

Codes LPP : 201E00.021 et 201E00.022

LPP

Tour de taille (cm)	65-80	80-95	95-110	110-125
Taille	1	2	3	4
<b>Hauteur 21 cm – Code LPP 201E00.021</b>				
Coloris ■	4056649583011	4056649583028	4056649583035	4056649583042
Réf.	190000	190001	190002	190003
<b>Hauteur 26 cm – Code LPP 201E00.022</b>				
Coloris ■	4056649431091	4056649431114	4056649519218	4056649431138
Réf.	108660	108661	108662	108663



**HAUTEUR**  
**26**  
**cm**

4 baleines amovibles

COMFORT

**Dorsamix®** 

Velpeau® Dorsamix Comfort est une orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. Quatre baleines amovibles assurent la stabilité et la rigidité de l'orthèse. Deux sangles élastiques additionnelles, à attacher à la partie frontale de l'orthèse via la fermeture auto-agrippante, complètent l'effet stabilisant et facilitent l'ajustement individuel de l'orthèse.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum. Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant la région lombaire en cas :


- d'ostéochondrose affectant la région lombaire,
- de spondylarthrite affectant la région lombaire.

### DM Classe I

Code LPP : 201E00.022

LPP

Tour de taille (cm)	65-85	85-105	105-125
Taille	1	2	3
Coloris ■	4056649781189	4056649781196	4056649781202
Réf.	190016	190017	190018



Respirante grâce au tissu 3D<sup>1</sup>

Sangles élastiques pour offrir un soutien lombaire selon le degré d'activité<sup>2</sup>



Utilisation facile<sup>3</sup>

Forme anatomique<sup>6</sup>

L'ouverture et la fermeture des fermetures auto-agrippantes est facilitée par des passe-mains<sup>4</sup>



Matériau respirant et régulant l'humidité<sup>5</sup>



CLASSIC  
**Dorsamix®** NOUVEAU

Velpeau® Dorsamix® Classic est une orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. 4 baleines en acier au dos et 2 souples à l'avant assurent la stabilité de l'orthèse. Deux sangles de contention élastiques complètent la stabilisation et assurent un ajustement flexible de l'orthèse<sup>4</sup>.

1 : DFC-2023-116. 2 : DFC-2023-119. 3 : DFC-2023-117. 4 : Notice d'utilisation. 5 : DFC-2023-122. 6 : DFC-2024-007.

**Indications :** Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.

Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, en cas :

- d'ostéochondrose affectant la région lombaire,
- de spondylarthrite affectant la région lombaire.


2 HAUTEURS  
21 et 26 cm

**DM Classe I**

Code LPP 201E00.021 et 201E00.022

LPP

Tour de taille (cm)	65-75	75-90	90-105	105-120	120-135	135-155
Taille	1	2	3	4	5	6
<b>Hauteur 21 cm - Code LPP 201E00.021</b>						
Coloris ■	4063591810454	4063591810485	4063591810515	4063591810546	4063591810577	-
Réf.	190841	190842	190843	190844	190845	-
<b>Hauteur 26 cm - Code LPP 201E00.022</b>						
Coloris ■	4063591810607	4063591810638	4063591810669	4063591810690	4063591810720	4068225016059
Réf.	190846	190847	190848	190849	190850	190858



Réglable individuellement grâce aux fermetures auto-agrippantes<sup>1</sup>

MODÈLE BREVETÉ

180°  
Rotation  
(2 positions)



Sangles avec passe-main<sup>2</sup>



COMFORT

Vertélibre®

Velpeau® Vertélibre Comfort est une orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. Quatre baleines rigides assurent la stabilité et la rigidité de l'orthèse. Deux sangles supplémentaires de contention élastiques qui doivent être attachées sur la face avant de l'orthèse par la fermeture auto-agrippante complètent la stabilisation et assurent un ajustement flexible de l'orthèse. Les sangles élastiques peuvent être pivotées de 180 degrés, en cas de besoin.<sup>2</sup>

1. DFC-2024-008 2. Notice d'utilisation

**Indications :** Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.



Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, en cas :

- d'ostéochondrose affectant la région lombaire,
- de spondylarthrite affectant la région lombaire.

Position haute



Position basse



HAUTEUR  
26 cm

DM Classe I

Code LPP : 201E00.022

LPP

Tour de taille (cm)	60-75	75-95	95-115	115-135	> 135
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649515579	4056649515593	4056649515616	4056649515630	4056649515654
Réf.	30971	30972	30973	30974	30975



COMFORT

# Dotop®

## Stabilise², soulage³ avec un confort de port⁴

Velpeau® Dotop Comfort est une orthèse dorsale avec effet de stabilisation et de soulagement. Quatre baleines en métal intégrées adaptables et un système de sangles additionnelles à 3 points contribuent à soutenir et à soulager le rachis lombaire.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2020-059. 3 : DFC-2020-060. 4 : DFC-2020-061. 5 : DFC-2020-057. 6 : DFC-2020-064.

**Indications Dotop® :**

- Syndrome douloureux non spécifique aigu ou chronique du rachis lombaire, causé par une charge inadéquate (stress biomécanique anormal) ou par un stress (lié à la charge) des muscles et ligaments du rachis lombaire et du sacrum.
- Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas d'ostéochondrose dans la région du rachis lombaire, de protrusions/prolapsus des disques intervertébraux dans la région du rachis lombaire, de spondylarthrose dans la région du rachis lombaire, spondylolyse avec ou sans spondylolisthésis (stade I).
- Traitement de suivi d'opération des disques intervertébraux.




Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

Système de laçage dans le dos pour un bon ajustement.<sup>5</sup>



Zone élastique au niveau du pli de l'aîne pour un bon confort de port.<sup>6</sup>



**DM Classe I**

Code LPP : 201E00.022

LPP

Tour de taille (cm)	65-80	75-95	90-110	105-125	120-145
Taille	1	2	3	4	5
Coloris	4063591108339	4063591108353	4063591108377	4063591108476	4063591108490
Réf.	190295	190296	190297	190298	190299

HAUTEUR  
16  
cmHAUTEUR  
24  
cm

CLASSIC


## Thorax

Velpeau® Thorax Classic est une orthèse pour la stabilisation de la région thoracique. Un plastron, 2 baleines souples et un tissu élastique ajustable par auto-agrippant assurent un soutien adapté.<sup>1</sup>

- Un modèle femme de hauteur 15cm et de forme anatomique pour la poitrine.
- Un modèle homme de hauteur 24cm de coupe droite.

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Après opération du thorax, fractures des côtes, traitement conservateur de contusions du thorax.



DM Classe I

Non remboursé

Circonférence de la cage thoracique (cm)	65-100	95-125	75-110	105-145
Taille	1 F (Femmes)	2 F (Femmes)	1 M (Hommes)	2 M (Hommes)
Coloris □	4063591995458	4063591995472	4063591995496	4063591995519
Réf.	190 980	190 981	190 982	190 983


CLASSIC

## Abdominal

Velpeau® Abdominal Classic est une orthèse pour la stabilisation de la région abdominale.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Soutien et protection de la paroi abdominale suivant une opération dans la région abdominale.



DM Classe I

Code LPP : 201E00.032

LPP


Tour de taille (cm)	< 120	120-150	> 150
Taille	1	2	3
Coloris □	4063591222240	4063591222301	4063591222325
Réf.	140891	140892	140893

HAUTEUR  
25  
cm

CLASSIC

## Bandage herniaire

**Indications :** Support pré ou postopératoire d'une hernie inguinale réductible unilatérale ou bilatérale non compliquée.



DM Classe I

Code LPP : 201A00.23

LPP

Tour de taille (cm)	76-89	89-104	104-117
Taille	1	2	3
Coloris □	4056649518419	4056649518433	4056649518457
Réf.	82358	82359	82360



## Rappel postural

Le port d'une ceinture lombaire augmente de façon inconsciente la sensibilité proprioceptive

## Immobilisation rachidienne

Limitation articulaire sur les amplitudes extrêmes de :

- Extension
- Inclinaison latérale
- Rotation du buste
- Flexion (limitation moins certaine)

## MODE D'ACTION CEINTURES LOMBAIRES

## Correction de l'hyperlordose lombaire

Correction effective à l'aide des sangles de rappel, avec une meilleure correction si ces sangles de rappel sont accrochées au niveau pubien

## Effet de caisson abdominal

Les CSL soutiennent et renforcent la ceinture abdominale en modifiant la posture par :

- L'augmentation de la pression intra-abdominale
- La diminution de la pression exercée sur les disques intervertébraux

Les lombalgies sont fréquentes :

84%

des personnes ont eu ou auront une lombalgie\*

# Orthèses EPAULE / COUDE



Retrouvez  
nos vidéos sur  
[Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

EpBloc Classic - p. 34



**Immobilisation**



EpEasy Classic - p. 35



**Immobilisation**

EpImmo Classic - p. 35



**Immobilisation**

**Immobilisation**

Gilet orthopédique  
Comfort - p. 36



**Contention**

Clavicula Classic - p. 36



**Immobilisation**

Epi Comfort - p. 37



**Tendinopathie**

Epi Expert - p. 37



**Epicondylite**



## ZOOM SUR...

### L'épicondylite latérale (Tennis elbow) et L'épicondylite médiale (Golf elbow)

Au quotidien, **éviter les mouvements de préhension** forcée (mouvement avec un tournevis). Selon la prescription du médecin, une attelle de poignet peut être utile pour limiter les mouvements douloureux.

Dans le cadre sportif (tennis, golf), **adapter le matériel** à la morphologie et à la pratique. Un bracelet épicondylien avec son effet de contention peut être utilisé pendant l'exercice, en cas de douleur. Les conseils d'un professionnel, pour corriger le geste sportif, limitera le risque de récurrence.

Selon la situation, de la kinésithérapie pourra être prescrite par le médecin traitant.

Source : DF-2020-037



CLASSIC


EpBloc 

Velpeau® EpBloc Classic est une orthèse pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule et du bras dans une position déterminée. L'orthèse peut être portée sur le bras droit ou gauche.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2022-060 3 : DFC-2022-061.


**Indications :**

- Lésions douloureuses aiguës des muscles et/ou des tendons au niveau de l'épaule et du haut du bras.
- Immobilisation post-traumatique et/ou postopératoire de l'épaule et du haut du bras en cas de : subluxation, luxation, élongation ou contusion, instabilité aiguë de l'épaule, lésion des muscles et/ou des tendons, intervention chirurgicale au niveau des tendons et des ligaments dans la région de l'épaule et du haut du bras, lésions du coude.
- Paralysie des extrémités supérieures.



Retrouvez  
nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**

Mise en place côté droit (Découvrez la mise en place côté gauche en vidéo sur Youtube) :



DM Classe I

Code LPP : 6121650

LPP

Tour de poitrine (cm)	65-80	75-95	90-110	105-125	120-140
Taille	0	1	2	3	4
Coloris ■	4056649576105	4056649576112	4056649576129	4056649576136	4056649576143
Réf.	109580	109581	109582	109583	109584

CLASSIC

# EpEasy

Velpeau® EpEasy Classic est une orthèse pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule et du bras.

L'orthèse peut être portée sur le bras droit ou gauche.

1 : Notice d'utilisation.

### Indications :

- Affection douloureuse des muscles et des tendons de l'épaule.
- Instabilité légère aiguë de l'épaule.
- Traitement aigu de la luxation de l'épaule.
- Distorsion ou contusion de l'épaule.
- Lésion aiguë de la coiffe des rotateurs.
- Pour le traitement post-opératoire de suivi après les chirurgies de la coiffe des rotateurs ou de l'épaule suite à une luxation.
- Lésion aiguë de l'articulation acromio-claviculaire.
- Soutien de l'avant-bras lors du port d'un plâtre.



### DM Classe I

Code LPP : 6121650

LPP

Tour de poitrine (cm)	60-80	80-100	100-120
Taille	1	2	3
Coloris ■	5056420608567	5056420608574	5056420608581
Réf.	160100	160101	160102

MODÈLE BREVETÉ



Épaule / coude

CLASSIC

# EpImmo

Orthèse pour l'immobilisation des articulations de l'épaule et du bras dans une position déterminée. L'orthèse peut être portée sur le bras droit ou gauche.

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Traitement conservateur, immobilisation post-traumatique et/ou pré/postopératoire de l'épaule et du haut du bras en cas de :

- luxation de l'épaule,
- distorsion de l'épaule,
- contusion de l'épaule/du haut du bras,
- lésions aiguës des muscles et/ou des tendons de l'épaule et du haut du bras,
- fracture de l'omoplate,
- fracture de la tête humérale proximale,
- séparation de l'articulation AC,
- paralysie des extrémités supérieures.




### DM Classe I

Code LPP : 6121650

LPP

Tour de poitrine (cm)	70-100	100-130	> 130
Taille	1	2	3
Coloris ■	4063591688688	4063591688701	4063591688725
Réf.	161531	161532	161533



COMFORT

## Gilet orthopédique

Orthèse pour l'immobilisation des articulations de l'épaule et du bras dans une position déterminée.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> : Notice d'utilisation.

**Indications :**

- Lésions douloureuses aiguës des muscles et/ou des tendons au niveau de l'épaule et du haut du bras.
- Immobilisation post-traumatique et/ou postopératoire de l'épaule et du haut du bras en cas de : subluxation, luxation, élongation ou contusion, instabilité aiguë de l'épaule, lésion des muscles et/ou des tendons, intervention chirurgicale au niveau des tendons et des ligaments dans la région de l'épaule et du haut du bras, lésions du coude.
- Paralysie des extrémités supérieures.

**MODÈLE BREVETÉ**



**TAILLE**

**DM Classe I**

Code LPP : 6121650

**LPP**

Tour de poitrine (cm)	60-75	70-90	90-120	> 120
Taille	0	1	2	3
Coloris ■	4021447945361	4056649514633	4056649514657	4056649514619
Réf.	18417	18228	18229	18199



Épaule / coude

CLASSIC

## Clavicula

Velpeau® Clavicula Classic est un bandage pour l'immobilisation de la ceinture scapulaire selon le principe du bandage en huit classique. Bandage pour réduire la mobilité de la clavicule et mettre les épaules en extension.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> : Notice d'utilisation.

**Indications :**

- Traitement conservatoire des fractures de la clavicule.
- Soins postopératoires et post-traumatiques.



**TAILLE**

**DM Classe I**

**Non remboursé**

Tour de buste sous la poitrine (cm)	50-75	> 75
Taille	1	2
Coloris ■	4056649685760	4056649685869
Réf.	137480	137481



Retrouvez nos vidéos sur **Velpeau.fr**

COMFORT

# Epi

Velpeau® Epi Comfort est un bandage assurant une compression sur l'articulation du coude et sur les unités tendino-musculaires proches de l'articulation. La sangle amovible accentue l'effet de compression en cas de besoin et peut être ajustée si nécessaire.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Traitement des douleurs aiguës ou chroniques en cas de défaillances fonctionnelles suite à une charge mal placée ou à une surcharge des muscles extenseurs et fléchisseurs de l'avant-bras avec irritations du tendon (tendinose) :

- Epicondylite radiale (tennis elbow).
- Epitrochléite médiale (tendinite du golfeur).



DM Classe I

Non remboursé

Tour d'avant-bras (cm)	18-20	20-22	22-24	24-27	27-30	30-33
Taille	0	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649516330	4056649516354	4056649516378	4056649516392	4056649516415	4056649516439
Réf.	34033	34034	34035	34036	34037	34038



EXPERT


# Epi

Velpeau® Epi Expert est une orthèse pour le coude. Le bracelet avec pelote en silicone intégrée exerce une pression à l'origine des tendons des muscles au niveau de l'épicondyle ulnaire ou radial et soulage ainsi cette zone. La pression exercée par le bandage peut être ajustée lors du serrage.<sup>3</sup>

1 : DFC-2024-009. 2 : DFC-2024-012. 3: Notice d'utilisation.

**Indications :**

- Épicondylite/Épicondylopathie huméro-radiale (tennis elbow)
- Épicondylite/Épicondylopathie huméro-ulnaire (golf elbow)



DM Classe I

Non remboursé

Circonférence 5 cm en-dessous du coude (cm)	22-34
Taille	1
Coloris ■	4063591419473
Réf.	190577

# Orthèses POIGNET / MAIN / POUCE



Manus Comfort - p. 41

Manu Control Comfort - p. 42



**Tendinopathie  
Arthrose**

**Tendinopathie  
Arthrose**



Retrouvez  
nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**

Manu Control Classic - p. 42

DigiFinger - p. 43

MP Boxer - p. 43



**Entorses  
Canal Carpien**

**Foulures  
Luxation**

**Fractures\*\*  
Post opératoire**

Rhizo Classic - p. 44

Rhiza Pro Comfort - p. 44

Rhizocast Classic - p. 45



**Rhizarthrose  
Entorses**

**Rhizarthrose**

**Entorses  
Tendinopathie**

## L'articulation du poignet :

L'articulation du poignet est une articulation complexe indissociable sur le plan fonctionnel des autres articulations du membre supérieur, épaule, coude, avant-bras et de la main.

Le poignet est très exposé aux traumatismes, au surmenage articulaire sportif ou professionnel, aux différentes pathologies rhumatismales, arthrose, arthrite inflammatoire et métabolique, tendinopathies diverses.\*

\* L'observatoire du mouvement 2007.

\*\* : Fractures non déplacées.

# La prise de mesure

La prise de mesure est une étape importante pour choisir la taille d'orthèse adéquate selon sa morphologie. Mesurez la circonférence du poignet puis reportez-vous au tableau de mesure pour voir les correspondances de taille.



Retrouvez  
nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**

# La mise en place<sup>1</sup>

Nos orthèses de poignet-main-pouce sont toutes munies de fermetures auto-agrippantes, d'une baleine amovible en aluminium ou de plaque thermoformable.


Ouvrez l'ensemble du produit de façon à obtenir une ouverture maximale. Pour éviter que les fermetures auto-agrippantes glissent et sortent des boucles, faites passer toute la fermeture auto-agrippante de la sangle supérieure par la boucle supérieure.

Glissez le poignet concerné dans l'orthèse en plaçant le pouce dans l'orifice réservé à cet effet et assurez-vous que l'orthèse et les sangles sont bien positionnées et corrigez la pression exercée sur le poignet en tirant plus ou moins fort.

Pour une immobilisation adaptée, pensez à bien ajuster les baleines ou plaques thermoformables pour éviter les points d'appuis et zones d'inconfort.

1

**Voici quelques conseils pour vos patients ayant une arthrose DÉBUTANTE des doigts et du poignet.<sup>2</sup>**




1 AUTOMASSAGES



2 ÉTIREMENT  
DES POUCES




3 ÉTIREMENT  
DES DOIGTS




4 ÉTIREMENT  
DOIGTS ET POIGNETS

2


**Voici quelques conseils pour vos patients ayant une arthrose INSTALLÉE des doigts et du poignet.<sup>3</sup>**




1 AUTOMASSAGES



2 OUVERTURE  
DU POUCE



3 RENFORCEMENT  
DES DOIGTS



4 FLEXION DORSALE  
DE LA MAIN

1. Notices d'utilisations : Manu Comfort, Manu Control Comfort, Manu Control Classic, Rhizo Classic, Rhizo pro Comfort, Rhizocast Classic.

2. Dr Laroche Françoise, Lambert Anne, Arthrose des doigts et du poignet – Arthrose débutante, mouvements d'entretien articulaire. AFLAR. 8409102 – Septembre 2014. Editions scientifiques L&C.

3. Dr Laroche Françoise, Lambert Anne, Arthrose des doigts et du poignet – Arthrose installée, mouvements d'entretien articulaire. AFLAR. 8409103 – Septembre 2014. Editions scientifiques L&C.



COMFORT

# Manus

Velpeau® Manus Comfort comprime grâce à la combinaison du tricot, de l'insert en silicone en demi-lune et de la sangle de stabilisation au niveau du poignet et réduit ainsi la tendance au gonflement. Le poignet est stabilisé grâce à la baleine anatomique amovible et la sangle de stabilisation. Si la baleine est enlevée, la fonction principale de l'orthèse de poignet sera de comprimer et stabiliser grâce à la sangle de stabilisation.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2. DFC-2024-015. 3. DFC-2024-016

**Indications :**

- Traitement post-traumatique des entorses modérées à graves.
- Arthrose activée ou arthrite du poignet.
- Tendinite au niveau de la main.
- Tendovaginite (tendinite du poignet).
- Traitement ultérieur suite à des fractures du poignet, des opérations ou la pose d'un plâtre.
- Algoneurodystrophie de stade I (SRDC).
- En cas d'instabilité et de surcharge fonctionnelle au niveau du poignet.



Poignet / main / pouce



Benjamin Toniutti - Passeur.  
Capitaine de l'équipe de France de Volley-Ball,  
médaillé d'or à Tokyo et Paris.

**DM Classe I**  
Code LPP : 7121824

**LPP**

Tour de poignet (cm)	13-14,5	14,5-16,5	16,5-19	19-23
Taille	0	1	2	3
Droite ■	4056649516958	4056649516972	4056649516996	4056649517016
Réf.	34484	34485	34486	34487
Gauche ■	4056649517030	4056649517054	4056649517078	4056649517092
Réf.	34518	34519	34520	34521

COMFORT

# Manu Control

Velpeau® Manu Control Comfort est une orthèse pour le poignet. La combinaison de deux baleines latérales intégrées, d'une baleine palmaire amovible et de trois sangles de stabilisation assure l'immobilisation du poignet. Les baleines peuvent être adaptées individuellement par un spécialiste en cas de besoin.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2020-073. 3 : DFC-2020-077. 4 : DFC-2020-074.

**Indications :**

- Traitement post-traumatique après des entorses modérées à graves.
- Arthrose activée et/ou arthrite du poignet.
- Inflammation tendineuse de la main (tendinite).
- Inflammation de la gaine tendineuse (tendovaginite).
- Traitement de suivi des fractures du poignet après chirurgie ou plâtre.
- Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de stade I.
- Syndrome initial du canal carpien.
- Instabilité et surcharge fonctionnelle du poignet.



TAILLE



Mise en place et ajustement facilités.<sup>2</sup>

Respirabilité.<sup>3</sup>

Confort au port.<sup>4</sup>



**DM Classe I**

Code LPP : 7121669

LPP

Tour de poignet (cm)	13-16,5	15,5-19,5	18,5-22,5	21,5-26
Taille	1	2	3	4
Droite ■	4063591106311	4063591106335	4063591106359	4063591153643
Réf.	190292	190293	190294	190428
Gauche ■	4063591106014	4063591106038	4063591106052	4063591153667
Réf.	190289	190290	190291	190429



Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

CLASSIC

# Manu Control

Velpeau Manu Control Classic est une orthèse pour le poignet. La combinaison des deux baleines latérales intégrées, d'une baleine palmaire amovible et de trois sangles de stabilisation assure l'immobilisation du poignet.<sup>1</sup>

1. Notice d'utilisation. 2. DFC-2023-097. 3. DFC-2023-098. 4. DFC-2023-099.

**Indications :**

- Traitement post-traumatique après des distorsions modérées à graves.
- Arthrose activée ou arthrite du poignet.
- Tendinite de la main.
- Tendovaginite.
- Traitement de suivi des fractures du poignet après chirurgie ou plâtre.
- Syndrome douloureux régional complexe de stade I.
- Syndrome initial du canal carpien.
- Instabilité et surcharge fonctionnelle du poignet.



Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)



TAILLE

La zone du pouce avec un textile doux et extensible s'adapte au pouce du patient et offre un confort de port.<sup>4</sup>

Fine et non volumineuse.<sup>3</sup>

Conception réversible innovante.<sup>2</sup>

Ambidextre.<sup>1</sup>



**DM Classe I**

Code LPP : 7121669

LPP

Tour de poignet (cm)	13,5-17,5	16,5-20,5	19,5-25
Taille	1	2	3
Coloris ■	4063591415444	4063591415451	4063591415468
Réf.	108880	108881	108882

CLASSIC


# DigiFinger NOUVEAU

Velpeau® DigiFinger Classic est une orthèse pour la correction et l'immobilisation des articulations de doigts afin d'assurer la stabilité du doigt blessé et restreindre ses mouvements.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2024-086. 3 : DFC-2024-087. 4 : DFC-2024-069.

### Indications :

- Doigts foulés.
- Luxation des doigts.
- Immobilisation pré- ou post-opératoire.
- Immobilisation 2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup>, 5<sup>ème</sup> des articulations métacarpo-phalangiennes.



### DM Classe I

Code LPP : 7114646

LPP

Longueur entre l'extrémité des doigts lésés et le poignet (cm)	11 - 15	15 - 19	19 - 23
Taille	1	2	3
Coloris ■	4063591994932	4063591994956	4063591994970
Réf.	147 951	147 952	147 953



Utilisation simple <sup>2</sup>

Design moderne et minimaliste <sup>3</sup>

Ambidextre <sup>4</sup>



Poignet / main / pouce

CLASSIC

# MP Boxer NOUVEAU

Velpeau® MP Boxer Classic est une orthèse pour la correction et l'immobilisation du poignet, de la main et des doigts dans une position définie.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2024-068. 3 : DFC-2024-073. 4 : DFC-2024-072.

### Indications :

- Fracture non déplacée des 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> métacarpiens ou des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> métacarpiens.
- Immobilisation postopératoire des 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> métacarpiens ou des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> métacarpiens.
- En relais d'une immobilisation stricte par plâtre.
- Séquelle de fracture et entorse des doigts.



### DM Classe I

Code LPP : 7149538

LPP

Tour de poignet (cm)	13,5 - 17,5	16,5 - 20,5	19,5 - 25
Taille	1	2	3
Coloris ■			
Droite	4063591994994	4063591995014	4063591995038
Réf.	147 971	147 972	147 973
Gauche	4063591995052	4063591995076	4063591995090
Réf.	147 974	147 975	147 976



Conception innovante <sup>3</sup>

Utilisation facile et sûre <sup>4</sup>

1 pièce ajustable permet de stabiliser 2 doigts en fonction des besoins du patient <sup>2</sup>



Velpeau® Rhizo Classic est une orthèse de pouce. Une baleine anatomiquement préformée et deux sangles de stabilisation immobilisent l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce en réduisant la mobilité. La baleine peut être adaptée individuellement par un spécialiste en cas de besoin. L'orthèse peut être portée sur le pouce droit ou gauche.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> : Notice d'utilisation.

**Indications :**

- Immobilisation en cas d'états post-traumatiques et postopératoires de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.
- Immobilisation en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur).
- Immobilisation en cas d'instabilité chronique des articulations du pouce.
- Immobilisation en cas d'altérations dégénératives dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose).



**DM Classe I**

Code LPP : 7122114

LPP

Tour de poignet (cm)	12,5-17,5	16,5-21,5
Taille	1	2
Coloris ■	4056649777144	4056649777274
Réf.	190040	190041



**COMFORT**

**Rhiza Pro**

Velpeau® Rhiza Pro est une orthèse de pouce. Tricot 3D, intérieur coton. Légère et peu encombrante. Plaque thermoformable. Pince pouce / index conservée. Ambidextre.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> : Notice d'utilisation.

**Indications :**

- Immobilisation en cas d'états post-traumatiques et postopératoires de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce,
- en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur),
  - en cas d'instabilité chronique des articulations du pouce,
  - en cas d'altération dégénérative dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose).



Plaque thermoformable



**DM Classe I**

Code LPP : 7122083

LPP

Tour de poignet (cm)	14-17	17-21	21-25
Taille	1	2	3
Coloris ■	4056649514671	4056649514695	4056649519966
Réf.	18894	18898	18909





Velpeau® Rhizocast Classic est une orthèse pour le poignet et le pouce. La combinaison d'une baleine palmaire, d'une baleine latérale, et de deux baleines pour le pouce, ainsi que de quatre sangles de stabilisation entraîne une immobilisation du poignet, de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Les baleines peuvent être adaptées individuellement par un spécialiste en cas de besoin.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :**

- Immobilisation en cas d'états post-traumatiques et postopératoires au niveau du poignet et dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, ainsi qu'en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur).
- Immobilisation en cas d'altérations dégénératives au niveau du poignet et dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose).
- Immobilisation en cas d'inflammations de l'appareil tendineux de la main (tendovaginite).
- Immobilisation en cas de syndrome du canal carpien initial (SCC).

**DM Classe I**

Code LPP : 7122083

LPP

Tour de poignet (cm)	13,5-17,5	16,5-20,5	19,5-25
Taille	1	2	3
Droite ■	4056649777311	4056649777434	4056649777656
Réf.	190050	190052	190054
Gauche ■	4056649777359	4056649777496	4056649777748
Réf.	190051	190053	190055



**VOICI QUELQUES CONSEILS POUR VOS PATIENTS PRÉSENTANT UN TMS\*\* OU EN REPRISE D'ACTIVITÉ<sup>1</sup>**

Améliorez votre mobilité articulaire par des mouvements d'**étirements statiques** et de **relaxation**. Les mouvements sont à faire quotidiennement (l'exercice dure 2 à 3 minutes).



\*\*TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

<sup>1</sup> : Isel M, Merle M. Orthèses de la main et du poignet – Protocoles de rééducation. 2012. Edition : Elsevier Masson. Chapitre 13 – Rééducation musculaire. Page 201.

# Orthèses GENOU



Retrouvez  
nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**



**Patella Control  
Expert - p. 47**

**Anatomique  
Classic - p. 47**



**Tendinopathie rotulienne**

**Syndromes douloureux**

**Genu Comfort  
- p. 48**

**Patella S  
- p. 49**

**Ligation® Comfort  
- p. 50**

**LigaX  
Classic - p. 50**



**Pathologies rotuliennes**

**Pathologies rotuliennes**

**Pathologies ligamentaires**


**Pathologies rotuliennes**

**Ligation® City  
Comfort - p. 51**

**Ligation® Pro  
Expert - p. 53**

**Xpro Classic  
- p. 54**

**Genucast Classic  
0° / 20° / Modular  
- p. 55**



**Pathologies rotuliennes**

**Pathologies ligamentaires**

**Pathologies ligamentaires**

**Immobilisation**

**Pathologies ligamentaires**

**Immobilisation réglable**

## L'articulation du genou :

Articulation intermédiaire du membre inférieur, rôle statique et dynamique important, elle est formée de deux ensembles fémoro-tibial et fémoro-patellaire.

Le système ligamentaire est complexe et fragile avec des structures périphériques internes, externes et axiales. Les ménisques fixés au tibia ont un rôle à la fois de stabilisation et d'amortissement et de répartition des charges.\*

\* L'observatoire du mouvement 2007.

EXPERT

# Patella Control

Velpeau® Patella Control Expert est un bandage pour le tendon patellaire. Une pelote en silicone intégrée (rembourrage) fournit une pression sur le tendon patellaire (ligamentum patellae) et soulage ainsi le tendon et les insertions tendineuses. La pression exercée par le bandage peut être ajustée lors du serrage.<sup>1</sup>

1- Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-179. 3 : DFC-2021-184. 4 : DFC-2021-185.

**Indications :**

- Tendinite ou tendinopathie du ligament rotulien (synonyme : genou du sauteur ou tendinopathie patellaire)
- Chondropathie patellaire
- Arthrose fémoropatellaire
- Douleurs à l'avant du genou

DM Classe I	Non remboursé
Circonférence 3 cm en dessous de la rotule (cm)	27,5 - 42
Taille	1
Coloris ■	4063591421018
Réf.	190578



CLASSIC

# Genouillère anatomique

Orthèse pour la compression et la stabilisation du genou.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Traitement de douleurs chroniques ou aiguës et/ou des irritations articulaires du genou :

- Entorses légères du genou.
- Début de gonarthrose ou d'arthrite avec et sans épanchement articulaire.

**DM Classe I**

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2

	LPP*				
Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649514718	4056649514732	4056649514756	4056649514770	4056649515333
Réf.	19377	19378	19379	19383	25807



\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.



## COMFORT

## Genu

Orthèse pour le soutien et la stabilisation de l'articulation du genou. Velpeau® Genu Comfort est une genouillère avec insert et baleines latérales pour la compression et la stabilisation de l'articulation du genou.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2020-067. 3 : DFC-2020-068.

**Indications :** Traitement de douleurs chroniques et aiguës et des irritations articulaires ainsi que les déficits fonctionnels consécutifs à une blessure ou à une intervention chirurgicale et suite à une mise en charge inadaptée ou à une surcharge de l'articulation du genou, de la capsule articulaire, des tendons, des muscles et des ligaments :

- Entorses du genou légères ou modérées.
- Début de gonarthrose ou arthrose avec et sans épanchement articulaire.
- Instabilité ligamentaire médiale ou latérale légère.
- Syndrome rotulien combiné avec une thérapie fonctionnelle.
- Pathologies du ménisque latéral ou médial légères et pour le traitement postopératoire après chirurgie du ménisque.
- Instabilité rotulienne.

©FFvolley\_  
Philippe Montigny.



Nicolas Le Goff - Central.  
Joueur de l'équipe de France de Volley-Ball, médaillé d'or à Tokyo et Paris.



## DM Classe I

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

LPP\*

Tour de genou (cm)	25-29	29-33	33-37	37-41	41-45	45-49	49-53	53-57
Taille	0	1	2	3	4	5	6	7
Coloris ■	4056649516811	4056649516835	4056649516859	4056649516873	4056649516897	4056649516910	4056649516934	4068225132933
Réf.	34290	34291	34292	34293	34294	34295	34296	184297

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

COMFORT

# Patella S **NOUVEAU**

Velpeau® Patella S apporte un effet compressif et guide le déplacement de la rotule. La compression est apportée par le tricot élastique. Une sangle et un insert rotulien appliquent une pression latérale sur la rotule.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2024-131. 3 : DFC-2024-132. 4 : DFC-2024-133. 5 : DFC-2024-134.

**Indications :**

- Syndrome douloureux fémoro-patellaire (chondropathie, chondromalacie).
- Rotule haute (patella alta).
- Latéralisation de la rotule.
- Syndrome de la pointe rotulienne (tendinite rotulienne).
- Sentiment d'instabilité patellaire.
- Douleur antérieure du genou.
- Postopératoire après une chirurgie de libération latérale.
- Arthrose fémoro-patellaire.



Maintien efficace de la rotule<sup>2</sup>

Facile à utiliser<sup>3</sup>



Confortable pour un traitement à long terme<sup>4</sup>



Zone de confort souple dans la région poplitée<sup>5</sup>



**DM Classe I**

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

LPP\*

Tour de cuisse 14 cm au dessus du centre de la rotule (en cm)	33-37	37-41	41-45	45-49	49-53	53-57	57-61	61-65	57-61	61-65	65-69
Tour de genou (en cm)	25-29	29-33	33-37	37-41	41-45	45-49	49-53	53-57	45-49	49-53	53-57
Taille	0	1	2	3	4	5	6	7	5+	6+	7+
Pour le genou droit											
Coloris <input type="checkbox"/>	4068225177460	4068225177491	4068225177521	4068225177552	4068225177583	4068225177613	4068225177644	4068225177675	4068225177705	4068225177736	4068225177804
Réf.	159800	159801	159802	159803	159804	159805	159806	159807	159808	159809	159810
Pour le genou gauche											
Coloris <input type="checkbox"/>	4068225177835	4068225177866	4068225177897	4068225177927	4068225177958	4068225177989	4068225178016	4068225178047	4068225178078	4068225178108	4068225178139
Réf.	159811	159812	159813	159814	159815	159816	159817	159818	159819	159820	159821

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

COMFORT

# Ligation®

Velpeau® Ligation® Comfort est une genouillère pour la compression et la stabilisation du genou.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-058.

**Indications :** Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de l'articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une chirurgie et à la suite d'une charge incorrecte ou d'une surcharge de l'articulation du genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

- Entorses ou contusions modérées du genou.
- Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.
- Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.
- Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou dégénératif).
- Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.



Baleines articulées double axe.<sup>2</sup>



MODÈLE BREVETÉ

## DM Classe I

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

LPP\*

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649517351	4056649517375	4056649517399	4056649517412	4056649515395
Réf.	82031	82032	82033	82034	25813
Coloris ■	4056649514015	4056649514039	4056649514053	4056649514077	4056649515371
Réf.	17445	17446	17447	17448	25809

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

CLASSIC

# LigaX

Velpeau® LigaX Classic est une orthèse pour le genou. Les baleines latérales et les sangles réglables sur la cuisse et le mollet contribuent à la stabilité. La combinaison d'une sangle ajustable en forme de X et d'un insert de forme ronde conduit à une correction / soulagement de la rotule.<sup>4</sup>

1 : DFC-2022-015. 2 : DFC-2021-206. 3 : DFC-2021-209. 4 : Notice d'utilisation.


**Indications :**

- Atteinte dégénérative considérable de la trajectoire de glissement de la rotule.
- Arthrite fémoro-patellaire.
- Syndrome de douleur fémoro-patellaire.
- Luxation rotulienne habituelle.
- Entorses ou contusions modérées du genou.

La matière tricotée améliore la proprioception.<sup>2</sup>

Confort au porté même pour les rotules sensibles.<sup>3</sup>

Guidage spécifique de la rotule en extension et en flexion.<sup>1</sup>



## DM Classe I

Code LPP : 7121764

LPP

Tour de genou (cm)	29-33	32-39	37-43	41-48	46-53
Taille	0	1	2	3	4
Coloris ■	4063591419299	4063591419312	4063591419336	4063591419350	4063591419374
Réf.	190580	190581	190582	190583	190584



COMFORT

# Ligation® City

Velpeau® Ligation® City Comfort est une genouillère ouverte pour la compression et la stabilisation du genou.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-048. 3 : DFC-2021-049. 4 : DFC-2021-050.

**Indications :** Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de l'articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une chirurgie et à la suite d'une charge incorrecte ou d'une surcharge de l'articulation du genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

- Entorses ou contusions modérées du genou.
- Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.
- Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.
- Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou dégénératif).
- Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.

**MODÈLE BREVETÉ**



Symétrique (Utilisation droite ou gauche).<sup>2</sup>

Système de fermeture ajustable.<sup>3</sup>

Elasticité double sens.<sup>4</sup>

Creux poplité dégagé.<sup>1</sup>

Strapping amovible.<sup>1</sup>

2 baleines amovibles (pour un soutien évolutif), articulées et souples.<sup>3</sup>



Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

## DM Classe I

Code LPP : 7121764

LPP

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649515876	4056649515890	4056649515913	4056649515937
Réf.	32930	32931	32933	32934





**Velpreau®**

EXPERT

# Ligaction® Pro

La première genouillère Velpeau® ouverte, aujourd'hui redesignée

Velpeau® Ligaction® Pro Expert est une genouillère ouverte pour la compression et la stabilisation du genou.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2022-094. 3 : DFC-2022-095. 4 : DFC-2022-096. 5 : DFC-2022-098. 6 : DFC-2022-099. 7 : DFC-2022-104. 8 : DFC-2022-105.

**Indications :** Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de l'articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une chirurgie et à la suite d'une charge incorrecte ou d'une surcharge de l'articulation du genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

- Entorses ou contusions modérées du genou.
- Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.
- Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.
- Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou dégénératif).
- Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.

Reprise d'activité/  
Reprise de sport<sup>3</sup>



Bandes de maintien amovibles.<sup>9</sup>

Serrage réglable et ajustable à la physiologie et à l'activité du patient.<sup>5</sup>

Elasticité toute direction.<sup>7</sup>

Insert de forme anatomique pour maintenir la rotule.<sup>6</sup>

Baleines articulées double axe amovibles.<sup>2</sup>

Bilatérale.<sup>4</sup>



Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

## DM Classe I

Code LPP : 7121764

LPP

Tour de genou (cm)	29-38	34-42	39-45	43-48	47-52
Tour de cuisse (cm)	36-47	41-50	44-53	50-56	56-65
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4063591665900	4063591665887	4063591665863	4063591665849	4063591665825
Réf.	190860	190861	190862	190863	190864



CLASSIC  
**Xpro**

Velpeau® Xpro Classic est une orthèse ouverte d'immobilisation ou de limitation de la flexion / extension du genou avec fermeture et réglage par quatre sangles semi-circulaires.<sup>1</sup>

Les articulations monocentriques comportent un secteur de mobilité articulaire réglable.<sup>1</sup>

Flexion et extension réglables tous les 10° :<sup>1</sup>

- de 0° à 120° en flexion
- de -10° à 60° en extension

<sup>1</sup> : Notice d'utilisation.

**Indications :**

- Traitement post-traumatique des lésions du genou (lésion ligamentaire, méniscale et ostéocondrale).
- Traitement postopératoire après une chirurgie du genou (chirurgie ligamentaire, méniscale et ostéocondrale).



Retrouvez nos vidéos sur **Velpeau.fr**



**DM Classe I**

Code LPP : 7121764

	<b>LPP</b>			
Tour de genou (cm)	29-38	34-42	39-45	43-48
Tour de cuisse (cm)	36-47	41-50	44-53	50-56
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649517658	4056649517672	4056649517696	4056649517719
Réf.	82067	82068	82069	82070




# Genucast

- Orthèse de genou en position à 0°. Velpeau® Genucast 0° Classic est une orthèse d'immobilisation du genou. Des baleines en aluminium conformables contribuent à immobiliser l'articulation du genou.'
- Orthèse de genou en position à 20°. Velpeau® Genucast 20° Classic est une orthèse d'immobilisation du genou. Des baleines en aluminium conformables contribuent à immobiliser l'articulation du genou.'
- Orthèse à 3 panneaux pour le genou. Velpeau® Genucast Modular Classic est une orthèse d'immobilisation du genou en trois parties. Elle est composée d'une partie principale et deux parties latérales. La conception du produit en trois parties permet un ajustement personnalisé à la circonférence de la jambe. Des baleines en aluminium conformables contribuent à immobiliser l'articulation du genou.'

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :**

Immobilisation temporaire de l'articulation du genou après des blessures/opérations.



**DM Classe I**

Code LPP : 7121770

**LPP**

Tour de mollet (cm)	24-28	28-32	32-40	40-48
Tour de cuisse (cm)	30-38	38-46	46-54	54-68
Taille	1	2	3	4

**Genucast 0°**

Coloris ■	4056649686309	4056649686323	4056649686347	4056649686361
Réf.	137515	137516	137517	137518

**Genucast 20°**

Coloris ■	4056649686385	4056649686408	4056649686422	4056649686446
Réf.	137520	137521	137522	137523

Taille du patient (cm)	< 160	160-180	> 180
Hauteur (cm)	45	55	65
Taille	1	2	3

**Genucast Modular**

Coloris ■	4056649686460	4056649686484	4056649686507
Réf.	137525	137526	137527

# Orthèses CHEVILLES



Retrouvez  
nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**



Anatomique Classic - p. 58

Ligation® Classic - p. 58



**Syndrome douloureux**

**Entorse grade 1**

Malléo Comfort - p. 59

Freecast Adjust Classic - p. 60

Freecast Comfort - p. 60



**Tendinopathie / Œdème**

**Entorse grade 2**

**Entorse grade 2**

Ankle Control Expert - p. 61

Walker Classic - p. 61

## L'articulation de la cheville :

L'articulation talo-crurale est une structure articulaire complexe et fragile. Elle permet d'orienter le pied dans le plan sagittal (flexion dorsale et plantaire).

Les structures ligamentaires externes et internes très exposées sont renforcées par de puissants tendons.\*



**Entorse Grade 1-2**  
**Prévention secondaire**

**Entorse grade 3**

\* L'observatoire du mouvement, 2007.

# EN PRATIQUE



Retrouvez  
nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**




## PRISE DE MESURE

- Prenez les mesures du tour de la cheville au-dessus de la malléole à l'aide d'un mètre souple.
- Suivez le guide des tailles pour savoir à quelles mesures correspond chaque taille. Si la mesure prise est entre deux tailles, optez pour la taille la plus petite pour ajuster la chevillière correctement et garantir son efficacité.



## MISE EN PLACE<sup>1</sup>

- Mettez vous en position assise et posez votre pied pour que l'articulation de la cheville forme un angle de 90°.
- Enfilez la chevillière pour que la couture soit centrée sur le dessus du pied ou placez l'orthèse rigide autour du pied en ajustant les coques pour placer la malléole dans les creux prévus à cet effet.
- Ajustez les sangles auto-agrippantes en réalisant un croisement en 8 ou tirez sur les systèmes de fermeture, tout en vous assurant que la cheville soit bien positionnée et immobilisée.
- Corrigez la pression exercée sur la cheville en tirant plus ou moins fort sur les sangles ou les systèmes de fermeture.
- Assurez vous que les sangles ne présentent pas de plis pour le confort de port.



## Entorse de cheville

2 millions de cas par an.<sup>2</sup>  
6 000 consultations/ jour  
pour une entorse de la cheville.<sup>2</sup>

## Orthèses vs plâtres

80 à 85% des entorses pourraient être traitées par immobilisation grâce à une orthèse stabilisatrice.<sup>2</sup>

## Urgence hospitalière

7 à 10% des urgences hospitalières concernent une entorse de cheville.<sup>2</sup>

## Soins aux patients

Le nombre de diagnostics en cabinet de ville est estimé à 950 000/an en France.<sup>2</sup>

## Arthrose

L'arthrose concerne 3% des moins de 45 ans, 65% des plus de 65 ans et 80% des plus de 80 ans.<sup>3</sup>

## Prévention et récupération

15 à 60% des athlètes qui ont subi une entorse de la cheville développent une instabilité fonctionnelle.<sup>4</sup>

EN PRATIQUE

1. Notices d'utilisation : Chevillière anatomique, Ligaction, Freecast Comfort, Freecast Adjust, Walker consulté le 08/11/2024. 2. Haute Autorité de Santé. A2T. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2018. consulté le 08/11/2024. 3. <https://www.inserm.fr/information-ensante/dossiers-information/arthrose> consulté le 08/11/2024. 4. BARDOT-BRARD, Nicolas, (2014). Instabilité fonctionnelle de cheville et programme d'auto-rééducation. Rennes : Institut de Formation en Masso Kinésithérapie de Rennes, pp. 5-6 consulté le 08/11/2024.

CLASSIC

## Chevillère anatomique



Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur<sup>2</sup> pour la compression et la stabilisation de la cheville, Structure tricotée 3D<sup>3</sup>. Talon fermé.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-016. 3 : DFC-2021-017.

### Indications :

- Douleurs aiguës et chroniques de l'articulation de la cheville.
- Arthrose naissante, arthrose activée, arthrite.
- Tuméfaction péri-malléolaire, épanchement articulaire, inflammation intra-articulaire.

### DM Classe I

Code LPP : 201D02.6

LPP\*



Tour de cheville (cm)	18-21	22-25	26-29	30-33
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649513933	4056649513957	4056649513971	4056649513995
Réf.	17432	17433	17434	17435

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

CLASSIC

## Ligation®



Velpeau® Ligation® Classic est une orthèse pour la compression et la stabilisation de la cheville, avec une structure tricotée 3D<sup>2</sup> et sangles additionnelles élastiques<sup>3</sup>. Talon fermé.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-014. 3 : DFC-2021-086.

### Indications :

- Douleurs aiguës et chroniques de la cheville.
- Lésions ligamentaires de l'articulation tibio-tarsienne, stade 1.
- Instabilité ligamentaire chronique.
- Hypermobilité locale modérée.
- Arthrose naissante, arthrose activée, arthrite.
- Tuméfaction péri-malléolaire, épanchement articulaire, inflammation intra-articulaire.

### DM Classe I

Codes LPP : 201D02.6, 201D04.4

LPP\*



Tour de cheville (cm)	18-21	22-25	26-29	30-33
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649514794	4056649514817	4056649514831	4056649514855
Réf.	19387	19388	19389	19394

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

COMFORT

# Malléo

Velpeau® Malleo Comfort est un bandage tricoté présentant une action compressive, permettant potentiellement d'améliorer la proprioception. Les pelotes en silicone situées des deux côtés produisent un effet massant<sup>1</sup>. Le bandage peut être porté sur la cheville droite ou gauche.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-198. 3 : DFC-2021-199. 4 : DFC-2021-202. 5 : DFC-2021-201.

### Indications :


- Douleurs aiguës et chroniques dans l'articulation de la cheville
- Blessures ligamentaires au haut de la cheville (grade 1)
- Instabilité ligamentaire chronique modérée
- Hypermobilité locale modérée
- Arthrose légère, arthrose activée, arthrite
- Gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, irritation intra-articulaire



Confortable sur le devant du pied grâce au tricot à double couche<sup>5</sup>

Orthèse de classe 3<sup>3</sup>  
Compression réduite aux extrémités<sup>4</sup>

Tricot tridimensionnel à la forme anatomique<sup>2</sup>



Jénia Grebennikov - Libéro. Joueur de l'équipe de France de Volley-Ball, médaillés d'or à Tokyo et Paris.

### DM Classe I

Codes LPP : 201D02.6, 201D04.4

LPP\*

Tour de cheville (cm)	17-19	19-21	21-23	23-26	26-29	29-32
Taille	0	1	2	3	4	5
Coloris <input type="checkbox"/>	4063591372389	4063591372402	4063591372426	4063591372440	4063591372464	4063591372488
Réf.	190546	190547	190548	190549	190550	190551



\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire

CLASSIC

# Freecast® Adjust

Velpeau® Freecast® Adjust Classic est une orthèse pour la stabilisation de la cheville.

1 : DFC-2024-018.

**Indications :**

- Blessure ligamentaire de l'articulation supérieure de la cheville (degré 1-2).
- Instabilité ligamentaire chronique.
- Arthrose activée, arthrite.
- Gonflement péri-malléolaire, épanchement artriculaire, état d'irritation intra-articulaire.



Prévient des faux-mouvements en supination et en pronation.<sup>1</sup>

Coques de forme anatomique.



Taille unique pour la cheville droite et gauche.



Zone malléolaire souple.

**DM Classe I**

Code LPP : 7121801

LPP\*

Pointure	35-45
Taille	Standard
Coloris ■	4056649516316
Réf.	34007



Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](https://www.velpeau.fr)

\* Prise en charge en cas d'entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.

COMFORT

# Freecast®

Velpeau® Freecast® Comfort est une orthèse pour la stabilisation de la cheville. Les deux coques dures de forme anatomique munies de rembourrages intérieurs sont reliées l'une à l'autre par talonnette. L'orthèse est fixée à la jambe à l'aide de trois sangles réglables.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2024-019. 3 : DFC-2024-020. 4 : DFC-2024-021.

**Indications :**


- Blessure ligamentaire de l'articulation supérieure de la cheville (degré 1-2).
- Instabilité ligamentaire chronique.
- Arthrose activée, arthrite.
- Gonflement péri-malléolaire, épanchement artriculaire, état d'irritation intra-articulaire.

**DM Classe I**

Code LPP : 7121801

LPP\*

Taille du patient (cm)	< 160	> 160
Taille	1	2
<b>droite</b>		
Coloris ■	4056649874607	4056649874645
Réf.	190004	190006
<b>gauche</b>		
Coloris ■	4056649874621	4056649874669
Réf.	190005	190007



Coques conçues d'ailettes souples pour un bon ajustement.<sup>3</sup>



Trois sangles pour une fixation adaptée.<sup>4</sup>

Coussin de rembourrage doux et confortable.<sup>2</sup>

\* Prise en charge en cas d'entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.

EXPERT

# Ankle Control

Velpeau® Ankle Control Expert est une orthèse stabilisatrice de cheville. L'association d'un support tricoté, de deux coques rigides et d'une sangle au milieu du pied stabilise les articulations de la cheville. Velpeau® Ankle Control Expert peut être réglé avec le système Quick Adjust\*. Le dispositif se porte à la cheville droite ou gauche.<sup>7</sup>

1 : DFC-2021-061. 2 : DFC-2021-076. 3 : DFC-2021-063. 4 : DFC-2021-066. 5 : DFC-2021-067. 6 : DFC-2021-087. 7 : Notice d'utilisation.

### Indications :

- Blessures du ligament latéral et médial (post-traumatique, postopératoire),
- entorse de grade I et II,
- instabilité ligamentaire chronique,
- hypermobilité localisée ou générale,
- arthrite rhumatoïde/Ostéoarthrose activée,
- prévention des blessures récurrentes de la cheville en cas de faiblesse.



### DM Classe I

Code LPP : 7121801

LPP\*\*

Circonférence talon - cou-de-pied	28-34	33-38
Taille	1	2
Coloris ■	4063591190761	4063591190792
Réf.	190435	190436

\* réglage/ajustement rapide.

\*\* Prise en charge en cas d'entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.

- Fermeture auto-agrippante facile à ouvrir.<sup>6</sup>
- Peut-être enfilée et retirée facilement grâce à sa grande ouverture.<sup>5</sup>
- Système de blocage grâce au "Quick Adjust"<sup>\*\*4</sup>
- Bilatérale.<sup>1</sup>
- Coques rigides qui réduisent les mouvements et pronation.<sup>3</sup>
- Système de strap en 8 pour apporter une bonne stabilité.<sup>2</sup>

Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)



CLASSIC

# Walker

Velpeau Walker Classic est une orthèse pour l'immobilisation de la cheville et du pied. La rigidité dynamique élevée offre une immobilisation particulièrement bonne dans le plan sagittal et surtout dans le plan transversal.<sup>1</sup> Agréable à porter avec son poids léger et sa circulation d'air<sup>2</sup>, ajustement rapide et facile<sup>3</sup>, marche facile – sensation d'équilibre en position debout<sup>4</sup>, peut être porté sur le pied droit ou gauche.<sup>5</sup>

1. DFC-2023-095. 2. DFC-2023-083 3. DFC-2023-084 4. DFC-2023-086 5. DFC-2023-085.

### Indications :

- Etats du pied et de la cheville pour lesquels une restriction de mouvement est bénéfique.
- Fractures du pied stables.
- Entorse du tendon ou du ligament.
- Phase postopératoire et de réadaptation.
- Lésions des tissus mous des extrémités inférieures.

### DM Classe I

Code LPP : 7121818

LPP

Version longue					
Pointure	-	35-38	38-41	42-44	44-49
Taille	-	S	M	L	XL
Coloris ■	-	5056420609366	5056420609373	5056420609380	5056420609397
Réf.	-	191011	191012	191013	191014
Version Courte					
Pointure	< 35	35-38	38-41	42-44	44-49
Taille	XS	S	M	L	XL
Coloris ■	5056420609403	5056420609410	5056420609427	5056420609434	5056420609441
Réf.	191015	191016	191017	191018	191019



# POUR LES FRAGILITÉS ARTICULAIRES DU QUOTIDIEN

DOULEURS ARTICULAIRES · ENTORSES\* · ARTHROSE · ARTHRITE

\* Bénignes

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## Velpeau® eco<sup>2</sup>

### UNE GAMME D'ORTHÈSES ÉCONOMIQUES<sup>1</sup> ET ÉCOLOGIQUES

- Effet chauffant et compressif<sup>2,3</sup>
- Bon maintien<sup>4</sup>
- Agréable à porter<sup>5</sup>

Orthèses composées d'au moins  
**80% de matériau recyclé<sup>6</sup>.**



# LES NOUVEAUTÉS VELPEAU®

Support d'accompagnement au sell-out\* :  
EN CE QUI VOUS CONCERNE :

## VOUS DISPOSEZ DE PEU DE LINÉAIRE DANS LA ZONE RÉSERVÉE À LA CLIENTÈLE :

- ✓ Panneaux vitrine (Réf. 9510167)  
/ vitrophanie (Réf. 9510168)  
/ covering\*\*
- ✓ Présentoir de sol (Réf. 9510094)



## VOUS DISPOSEZ DE LINÉAIRE À BROCHE DANS LA ZONE RÉSERVÉE À LA CLIENTÈLE :

- ✓ Panneau vitrine (Réf. 9510167)  
/ vitrophanie (Réf. 9510168)  
/ covering\*\*
- ✓ Réglette et kakémono pour linéaire à broche (Réf. 9510095 et 9510266)



## VOUS DISPOSEZ DE LINÉAIRE À ÉTAGÈRE DANS LA ZONE RÉSERVÉE À LA CLIENTÈLE :

- ✓ Panneau vitrine (Réf. 9510167)  
/ vitrophanie (Réf. 9510168)  
/ covering\*\*
- ✓ Stop-Rayon (Réf. 9510092)  
/ Twister (Réf. 9510091)
- ✓ Réglette d'étagère (Réf. 9510093)



## VOUS ÊTES CLIENT OTC ET VOUS DISPOSEZ D'ÉCRANS / VITRINE :



- ✓ Vidéo



Demandez-nous la vidéo pour vos écrans

# LE PACKAGING

## L'ÉCOLOGIE À PREMIÈRE VUE

### LE PACKAGING EST CONÇU À PARTIR DE PAPIER RECYCLÉ

L'icône de feuille indique le **pourcentage minimum de matière recyclée** utilisée pour concevoir l'orthèse.

Le choix du papier et sa couleur sont des **signes visuels d'un produit respectueux de l'environnement**.

La taille du packaging **réduite et uniforme** sur l'ensemble de la gamme.

\* vente. \*\* adhésif vitrine / voir condition avec votre délégué/e.



## Velpeau® Orthèse de Poignet **NOUVEAU**

Bandage pour la compression et la stabilisation du poignet.

L'orthèse de Poignet Velpeau® est un bandage tricoté présentant une action compressive. L'orthèse peut être portée au poignet droit ou gauche.

### Indications :

- Douleurs chroniques ou aiguës dans la région du poignet.
- Tendinite ou tendovaginite dans la région de l'avant-bras ou de la main.
- Entorses bénignes du poignet.
- Début d'arthrose ou d'arthrite avec et sans épanchement artriculaire.
- Surcharge fonctionnelle dans la région du poignet.



DFC-2024-025



### DM Classe I

**Non remboursé**

Tour de poignet (cm)	14-16	16-19	19-22
Taille	S	M	L
Coloris ■	4068225056031	4068225056055	4068225056079
Réf.	157570	157571	157572

## Velpeau® Orthèse de Coude **NOUVEAU**

Bandage pour la compression et la stabilisation du coude.

L'orthèse de Coude Velpeau® est un bandage tricoté présentant une action compressive. L'orthèse peut être portée sur le coude droit ou gauche.

### Indications :

- Douleurs chroniques ou aiguës (irritations) dans la région du coude.
- Entorses bénignes du coude.
- Début d'arthrose ou d'arthrite avec et sans épanchement artriculaire.



DFC-2024-025



### DM Classe I

**Non remboursé**

Tour de coude (cm)	22-25	25-28	28-32
Taille	S	M	L
Coloris ■	4068225055898	4068225055911	4068225055935
Réf.	157466	157467	157468

## Velpeau® Orthèse de Genou **NOUVEAU**

Bandage pour la compression et la stabilisation du genou.

L'orthèse de Genou Velpeau® est un bandage tricoté présentant une action compressive. L'orthèse peut être portée sur le genou droit ou gauche.

### Indications :

- Douleurs chroniques ou aiguës dans l'articulation du genou.
- Entorses bénignes du genou.
- Début d'arthrose ou d'arthrite avec et sans épanchement articulaire.



DFC-2024-025

### DM Classe I

**Non remboursé**

Tour du genou (cm)	30 - 35	35 - 40	40 - 46	46 - 52
Taille	S	M	L	XL
Coloris ■	4068225055959	4068225055973	4068225055997	4068225056017
Réf.	157469	157470	157471	157472



## Velpeau® Orthèse de Cheville **NOUVEAU**

Bandage pour la compression et la stabilisation de la cheville.

L'orthèse de Cheville Velpeau® est un bandage tricoté présentant une action compressive. L'orthèse peut être portée sur la cheville droite ou gauche.

### Indications :

- Douleurs chroniques ou aiguës dans l'articulation de la cheville.
- Entorses bénignes de la cheville.
- Début d'arthrose ou d'arthrite avec et sans épanchement articulaire.



DFC-2024-025

### DM Classe I

**Non remboursé**

Tour de cheville (cm)	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30
Taille	S	M	L	XL
Coloris ■	4068225055812	4068225055836	4068225055850	4068225055874
Réf.	157462	157463	157464	157465



# VEINOCARE®

Chaussettes, bas et collants  
de compression médicale.

S'AIMER, VOYAGER,  
SANS SACRIFIER SON STYLE !

C'EST ÇA AUSSI,  
ÊTRE SPORTIF !



## Augmenter vos ventes !

- Dépliant aide à la délivrance et présentoir
- Présentoir de jambes
- Poster prise de mesure
- Vidéo
- Nuancier matières et couleurs



# Velpeau® VeinoCare®

## Homme, Microfibre, Ultra et Coton

### Classe de compression 2

15,1 à 20 mmHg / 20,1 à 27,0 hPa.

Une gamme de bas de compression de classe II conçue pour la prévention et le traitement de l'insuffisance veineuse.



MICROFIBRE



HOMME



ULTRA



COTON



#### CONFORT<sup>2</sup>

Pour un port agréable



#### DURABILITÉ<sup>2</sup>

Des produits résistants au lavage



#### ESTHÉTIQUE

Des couleurs / matières pour tous les goûts



#### FACILE<sup>5</sup>

D'enfilage, de retrait et d'entretien

Talon en Y : soutient le positionnement correct du produit sur le pied.<sup>4</sup>

Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.<sup>1</sup>

La plupart des matériaux et colorants utilisés pour la teinture ont reçu le certificat OEKO-TEX.

Tricotage spécifique sur le cou-de-pied pour faciliter le processus de glissement.<sup>3</sup>

#### Indications :

- Insuffisance veineuse modérée.
- Suite de sclérothérapie ou chirurgie des varices.
- Varices de plus de 3 mm.
- Varices de grosseur (à l'exception de la gamme Velpeau® VeinoCare® Homme).
- Voyages durant plus de 2 heures.
- En cas de douleur et troubles fonctionnels liés à la station debout.

#### Contre-indications :

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- Microangiopathie diabétique avancée (pour une pression > 30 mmHg).
- Phlébite bleue.
- Thrombose septique.
- Allergie connue et/ou hyper-sensibilité à l'un des composants.
- Maladies de peau et/ou blessures au niveau de la zone d'application (peau lésée, non intacte ou ouverte).

Ne pas appliquer le produit directement sur une peau lésée. Celle-ci doit être recouverte au préalable par un pansement adapté. UNE SURVEILLANCE MÉDICALE RÉGULIÈRE DES BÉNÉFICES PAR RAPPORT AUX RISQUES DOIT ÊTRE RÉALISÉE EN CAS DE :

- AOMI avec un IPS >0,6 et <0,9.
- Dermatose suintante ou eczématisque.
- Neuropathie périphérique avancée.
- Intolérance aux fibres utilisées.

# Découvrez nos solutions adaptées

Pour répondre aux besoins de vos patients et à leurs différentes situations de vie.

## UN PRODUIT ADAPTÉ AU PATIENT = UNE MEILLEURE OBSERVANCE

**Le pourcentage de patients observants progresse de 54% à 73%\***

quand les choix de textiles et de coloris sont présentés lors de la dispensation.<sup>1</sup>

Styles	Gammes	Couleurs	Produits	Hauteur
  <b>Confort</b>	 Coton		 De taille 1-S à taille 5-XXL  De taille 1-S à taille 5-XXL	Normal Long
  <b>Discretion</b>	 Ultra		 De taille 1-S à taille 5-XXL  De taille 1-S à taille 5 - XXL	Normal Long
  <b>Basic</b>	 Microfibre		 De taille 1-S à taille 5-XXL  De taille 1-S à taille 5 - XXL  De taille 1-S à taille 3 - L	Normal Long
  <b>Élégance</b>	 Homme		 De taille 1-S à taille 5-XXL	Unique
  <b>Fashion</b>	 Microfibre collection cupcake		 De taille 1-S à taille 5-XXL	Normal Long
  <b>Stylé</b>	 Homme collection humeurs		 De taille 1-S à taille 5-XXL	Unique

**Exemple :** Ma patiente porte plutôt des escarpins au travail et des baskets le weekend. Je peux lui conseiller de prendre un produit Ultra transparent et un produit microfibre cupcake.

\* p<0,0001

<sup>1</sup> : Étude en pharmacie d'officine des déterminants de l'observance d'une compression élastique sur prescription médicale et de la satisfaction des personnes à son égard. Gillet J.L., Allaert. F.A. Phlebologie 2013, 66,1. p.14-21.

# Guide pour la prise de mesure

UNE BONNE PRISE DE MESURE = UNE COMPRESSION EFFICACE

Velpeau® VeinoCare®  
Microfibre, Coton, Ultra



Taille cm	Cheville B	Mollet C
Taille 1 - S	18-21	31-34
Taille 2 - M	21-24	34-37
Taille 3 - L	24-27	37-40
Taille 4 - XL	27-30	40-48
Taille 5 - XXL	30-33	43-51
Hauteur cm		
	Normal	Long
	AD ≤ 39	AD >39



Taille cm	Cheville B	Mollet C	Cuisse G
Taille 1 - S	18-21	31-34	48-57
Taille 2 - M	21-24	34-37	52-62
Taille 3 - L	24-27	37-40	56-67
Taille 4 - XL	27-30	40-48	56-69
Taille 5 - XXL	30-33	43-51	62-75
Hauteur cm			
	Normal	Long	
	AG ≤ 75	AG >75	



Taille cm	Cheville B	Mollet C	Cuisse G
Taille 1 - S	18-21	31-34	48-57
Taille 2 - M	21-24	34-37	52-62
Taille 3 - L	24-27	37-40	56-67
Hauteur cm			
	Normal	Long	
	AG ≤ 75	AG >75	


Velpeau® VeinoCare®  
Homme




Taille cm	Cheville B	Mollet C
Taille 1 - S	20-22	32-35
Taille 2 - M	22-24	35-38
Taille 3 - L	24-26	38-41
Taille 4 - XL	26-28	41-44
Taille 5 - XXL	28-30	44-47
Hauteur cm		Unique

## Conditions idéales pour la prise de mesures

- Dans un espace confidentiel
- De préférence le matin
- Sur les deux jambes nues, pieds à plat au sol
- Attention aux variations morphologiques (grossesse, prise ou perte de poids...) : pensez à réitérer la mesure
- En cas d'œdème : surélever les jambes 10 à 20 min



## Nos conseils d'enfilage



Découvrez nos conseils d'enfilage en vidéo sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

## Nos conseils d'entretien

- Ne pas tirer sur les bas et prendre garde aux ongles cassés, bijoux...
- Lavage en machine à 30° en cycle délicat.†
- Lavable jusqu'à 90 fois.†
- Ne pas mettre au sèche-linge ou sur une source de chaleur.†
- Ne pas repriser les bas.

# Velpeau® VeinoCare® Homme

## Classe de compression 2

70 % polyamide, 30 % élastomère



Classique ou coloré  
Effet côtelé



Travail



Elégance

## Les classiques

Chaussettes Code LPP : 201D01.2

LPP\*

	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
	Gris		Noir		Marine		Beige aventure	
Taille 1 - S	190373	4063591118352	190383	4063591118994	190378	4063591118536	190594	4063591601489
Taille 2 - M	190374	4063591118413	190384	4063591119014	190379	4063591118550	190595	4063591601519
Taille 3 - L	190375	4063591118437	190385	4063591119038	190380	4063591118574	190596	4063591601533
Taille 4 - XL	190376	4063591118499	190386	4063591119052	190381	4063591118635	190597	4063591601571
Taille 5 - XXL	190377	4063591118512	190387	4063591119076	190382	4063591118857	190598	4063591601601

## Les colorés

Chaussettes Code LPP : 201D01.2


LPP\*

	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
	Vert naturel		Orange		Rouge	
Taille 1 - S	190599	4063591601656	190562	4063591398266	190567	4063591398419
Taille 2 - M	190600	4063591601694	190563	4063591398297	190568	4063591398440
Taille 3 - L	190601	4063591601724	190564	4063591398327	190569	4063591398471
Taille 4 - XL	190602	4063591601755	190565	4063591398358	190570	4063591398501
Taille 5 - XXL	190603	4063591601786	190566	4063591398389	190571	4063591398570



	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
	Bleu roi		Bleu turquoise		Violet	
Taille 1 - S	190552	4063591397641	190557	4063591398112	190572	4063591398686
Taille 2 - M	190553	4063591397672	190558	4063591398143	190573	4063591398716
Taille 3 - L	190554	4063591397702	190559	4063591398174	190574	4063591398747
Taille 4 - XL	190555	4063591397733	190560	4063591398204	190575	4063591398778
Taille 5 - XXL	190556	4063591397764	190561	4063591398235	190576	4063591398867

\* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.



# Velpeau® VeinoCare® Microfibre Classe de compression 2

72 % polyamide, 28 % élastomère



Couleurs fashion  
Semi-opaque



Ville



Fashion

## Les colorés - Cupcake

Chaussettes Code LPP : 201D01.2


LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Bleu Menthe Givrée		Lilas Fruits des Bois		Orange Passion	
Taille 1 - S	Normal	190604	4063591601816	190614	4063591602110	190624	4063591602417
	Long	190605	4063591601847	190615	4063591602141	190625	4063591602448
Taille 2 - M	Normal	190606	4063591601878	190616	4063591602172	190626	4063591602479
	Long	190607	4063591601908	190617	4063591602202	190627	4063591602509
Taille 3 - L	Normal	190608	4063591601939	190618	4063591602233	190628	4063591602530
	Long	190609	4063591601960	190619	4063591602264	190629	4063591602561
Taille 4 - XL	Normal	190610	4063591601991	190620	4063591602295	190630	4063591602592
	Long	190611	4063591602028	190621	4063591602325	190631	4063591602622
Taille 5 - XXL	Normal	190612	4063591602059	190622	4063591602356	190632	4063591602653
	Long	190613	4063591602080	190623	4063591602387	190633	4063591602684

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Rose Barbe à Papa		Vert Pistache	
Taille 1 - S	Normal	190634	4063591602714	190644	4063591603650
	Long	190635	4063591602745	190645	4063591603681
Taille 2 - M	Normal	190636	4063591602776	190646	4063591603711
	Long	190637	4063591602806	190647	4063591603742
Taille 3 - L	Normal	190638	4063591602837	190648	4063591603773
	Long	190639	4063591602868	190649	4063591603803
Taille 4 - XL	Normal	190640	4063591603490	190650	4063591603834
	Long	190641	4063591603568	190651	4063591603865
Taille 5 - XXL	Normal	190642	4063591603599	190652	4063591603971
	Long	190643	4063591603629	190653	4063591604008



\* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.



# Velpeau® VeinoCare® Microfibre Classe de compression 2

72 % polyamide, 28 % élastomère



Couleurs neutres  
Semi-opaque



Ville



Travail

## Les classiques

Chaussettes Code LPP : 201D01.2

LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190141	4056649905790	190197	4056649907794
	Long	190142	4056649905851	190198	4056649907817
Taille 2 - M	Normal	190143	4056649905875	190199	4056649907831
	Long	190144	4056649905899	190204	4056649907855
Taille 3 - L	Normal	190145	4056649905912	190205	4056649907879
	Long	190146	4056649905974	190206	4056649907893
Taille 4 - XL	Normal	190392	4063591120119	190388	4063591119410
	Long	190393	4063591120133	190389	4063591119465
Taille 5 - XXL	Normal	190394	4063591120195	190390	4063591119489
	Long	190395	4063591120218	190391	4063591120058



Bas Code LPP : 201D01.8

LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190147	4056649905998	190207	4056649907916
	Long	190148	4056649906018	190208	4056649907930
Taille 2 - M	Normal	190149	4056649906032	190209	4056649907954
	Long	190150	4056649906056	190210	4056649907978
Taille 3 - L	Normal	190151	4056649906070	190211	4056649907992
	Long	190152	4056649906094	190212	4056649908012
Taille 4 - XL	Normal	190400	4063591120317	190396	4063591120232
	Long	190401	4063591120379	190397	4063591120256
Taille 5 - XXL	Normal	190402	4063591120393	190398	4063591120270
	Long	190403	4063591120416	190399	4063591120294



Collants Code LPP : 201D04.1, 201D01.8

LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190153	4056649906117	190213	4056649908036
	Long	190154	4056649906131	190214	4056649908050
Taille 2 - M	Normal	190155	4056649906155	190215	4056649908074
	Long	190156	4056649906179	190216	4056649908098
Taille 3 - L	Normal	190157	4056649906193	190217	4056649908111
	Long	190158	4056649906216	190218	4056649908135



\* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.

# Velpeau® VeinoCare® Ultra

## Classe de compression 2

61 % polyamide, 39 % élastomère



Transparence  
Discrétion



Ville



Soirée

## Les classiques

Chaussettes Code LPP : 201D01.2

LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Naturel		Fumé		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190311	4063591109831	190304	4063591109633	190317	4063591110073
	Long	190312	4063591109893	190305	4063591109657	190318	4063591110172
Taille 2 - M	Normal	190313	4063591109954	190306	4063591109671	190319	4063591111711
	Long	190314	4063591110011	190307	4063591109695	190320	4063591111773
Taille 3 - L	Normal	190315	4063591110035	190308	4063591109794	190321	4063591111834
	Long	190316	4063591110059	190309	4063591109817	190322	4063591111858
Taille 4 - XL	Normal	190331	4063591115559	190335	4063591115917	190339	4063591115993
	Long	190332	4063591115733	190336	4063591115931	190340	4063591116013
Taille 5 - XXL	Normal	190333	4063591115870	190337	4063591115955	190341	4063591116037
	Long	190334	4063591115894	190338	4063591115979	190342	4063591116174



Bas Code LPP : 201D01.8

LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Naturel		Fumé		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190353	4063591117836	190343	4063591117430	190363	4063591118031
	Long	190354	4063591117850	190344	4063591117454	190364	4063591118055
Taille 2 - M	Normal	190355	4063591117874	190345	4063591117478	190365	4063591118079
	Long	190356	4063591117898	190346	4063591117492	190366	4063591118093
Taille 3 - L	Normal	190357	4063591117911	190347	4063591117515	190367	4063591118116
	Long	190358	4063591117935	190348	4063591117539	190368	4063591118130
Taille 4 - XL	Normal	190359	4063591117959	190349	4063591117553	190369	4063591118154
	Long	190360	4063591117973	190350	4063591117577	190370	4063591118291
Taille 5 - XXL	Normal	190361	4063591117997	190351	4063591117591	190371	4063591118314
	Long	190362	4063591118017	190352	4063591117652	190372	4063591118338



\* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.



# Velpeau® VeinoCare® Coton

## Classe de compression 2

52 % polyamide, 28 % coton, 20 % élastane



**Durable<sup>1</sup>  
Couvrant**



Fibres  
naturelles



Extérieur

### Chaussettes Code LPP : 201D01.2

LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Marine		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190183	4056649907435	190171	4056649907077
	Long	190184	4056649907459	190172	4056649907138
Taille 2 - M	Normal	190185	4056649907473	190173	4056649907152
	Long	190186	4056649907497	190174	4056649907176
Taille 3 - L	Normal	190187	4056649907510	190175	4056649907190
	Long	190188	4056649907572	190176	4056649907213
Taille 4 - XL	Normal	190416	4063591122373	190412	4063591122175
	Long	190417	4063591122557	190413	4063591122199
Taille 5 - XXL	Normal	190418	4063591122694	190414	4063591122212
	Long	190419	4063591122717	190415	4063591122236



### Bas Code LPP : 201D01.8

LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190189	4056649907596	190177	4056649907237
	Long	190192	4056649907657	190178	4056649907299
Taille 2 - M	Normal	190193	4056649907671	190179	4056649907312
	Long	190194	4056649907695	190180	4056649907336
Taille 3 - L	Normal	190195	4056649907718	190181	4056649907350
	Long	190196	4056649907732	190182	4056649907374
Taille 4 - XL	Normal	190408	4063591121871	190404	4063591121796
	Long	190409	4063591121895	190405	4063591121819
Taille 5 - XXL	Normal	190410	4063591121918	190406	4063591121833
	Long	190411	4063591121932	190407	4063591121857



\* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.



# SOINS

MIEUX QUE LE BOBSLEIGH,  
LA PLANCHE À BOBOS !

C'EST ÇA AUSSI,  
ÊTRE SPORTIF !



Pansements  **Velpeau**<sup>®</sup>  
Pour soigner et protéger les petites  
plaies du quotidien.

# LES ESSENTIELS DE L'ARMOIRE À PHARMACIE

pour soigner et protéger les petites plaies du quotidien



WATERPROOF



DOUX



ENFANTS



RÉSISTANT



## EXCLUSIF

Uniquement en pharmacie



## ESTHÉTIQUE

Un code couleur et un design épuré



## UNIVERSEL

Pour toute la famille



## TRANSPORTABLE

À emporter partout

## Nos outils pour animer votre officine !

### KIT D'IMPLANTATION

Présentoir métal + 36 boîtes



Contenance : 36 boîtes  
Référence : Dispo avril  
Dimensions : l 180 x L 250 x H 460 mm

### VIDÉO

Disponible pour les écrans



### KIT LINÉAIRE

Réglable / stop rayon



En rayon : 4 boîtes  
Référence : 9509097  
Dimensions : l 40 x L 310 x H 190 mm

### PRÉSENTOIR COMPTOIR



Contenance : 12 boîtes  
Référence : 9509096  
Dimensions : l 155 x L 172 x H 235 mm

# Velpeau® Aqua Pansements imperméables<sup>1</sup>

## Caractéristiques :

- Convient à la natation et au bain<sup>2</sup>
- Adaptés pour la douche<sup>1</sup>
- Pré-découpés pratiques

**Composition :** Film polyuréthane transparent, compresse absorbante.



**+ 100% waterproof<sup>3</sup>  
Respirants<sup>4</sup>  
Bonne adhérence<sup>5</sup>**



DM Classe I

Non remboursé

Désignation	Composition	Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
Pansements imperméables	Assortiment		190019	8717438376011	Boîte de 20

1 : Etiquetage. 2 : DFC-2023-111. 3 : DFC-2023-108. 4 : DFC-2023-109. 5 : DFC-2023-110.

# Velpeau® Sensitive Pansements doux<sup>8,10</sup>

## Caractéristiques :

- Extensibles<sup>6,7</sup>
- Confortables<sup>8,9</sup>
- Pré-découpés

**Composition :** Support extensible non-tissé 100% polyester, compresse absorbante, silicone\*.



**+ Doux et respectueux de la peau<sup>8,10</sup>  
Disponible en silicone pour les peaux sensibles<sup>11</sup>**



DM Classe I

Non remboursé

Désignation	Composition	Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
Pansements multi-extensibles	Assortiment		31214	4056649513834	Boîte de 30
<b>Nouveau Dispo avril 2025</b>	Pansements siliconés	Assortiment			
			163716	6941558093592	Boîte de 20

6 : DFC-2021-045. 7 : DFC-2024-110. 8 : DFC-2021-043. 9 : DFC-2024-111. 10 : DFC-2024-112. 11 : Etiquetage pansement siliconé.



\* Uniquement pour la réf. 163716.

# Velpeau® Elastic

## Pansements résistants<sup>12,14</sup>

### Caractéristiques :

- Tissu robuste et extensible<sup>13\*</sup>
- Accompagnent les mouvements<sup>14\*</sup>
- Pré-découpés

**Composition :** Support textile extensible\*, compresse absorbante.



**+ Haute résistance<sup>12,14</sup>**  
**Format spécial doigts, orteils et articulations**



DM Classe I

Non remboursé

Désignation	Composition	Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	
Pansements doigts	Assortiment		31229	4056649513872	Boite de 20	
Nouveau Dispo avril 2025	Pansements haute résistance		163723	6941558093394	Boite de 20	
	Bandes haute résistance	Bande à découper 4 cm		163722	6941558093431	Boite de 10
	Bandes haute résistance	Bande à découper 6 cm		163721	6941558093455	Boite de 10
	Bandes haute résistance	Bande à découper 8 cm		163720	6941558093479	Boite de 10

12 : DFC-2021-037. 13 : DFC-2024-113. 14 : Etiquetage. \* : sauf pour référence 31229.

# Velpeau® Kids Monsters

## Pansements enfants

### Caractéristiques :

- Testés dermatologiquement<sup>15</sup>
- Faciles à poser et à retirer<sup>16</sup>
- Résistants à l'eau<sup>17</sup>

**Composition :** Support polyuréthane avec compresse absorbante.



**+ Motifs rigolos**  
**Respectueux de la peau<sup>15</sup>**



DM Classe I

Non remboursé

Désignation	Composition	Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
Pansements Monsters	Assortiment		190049	8017990117498	Boite de 20

15 : DFC-2022-090. 16 : DFC-2022-089. 17 : DFC-2022-091.

POUR LES  
PETITES PLAIES  
DU QUOTIDIEN

COUPURES • LACÉRATIONS • PLAIES POST-OPÉRATOIRES • CICATRICES



POUR LA FERMETURE CUTANÉE



 **Velpeau®**  
**STRIPS**

**BANDES DE SUTURES ADHÉSIVES STÉRILES**

- Protègent, ferment et aident à la guérison
- Réduisent la formation de cicatrices
- Indolores au retrait<sup>1</sup>
- Utilisables en complément ou post agrafes/fils<sup>2</sup>
- Tenue longue durée<sup>3</sup>

1. DFC-2024-103. 2. DFC-2024-101. 3. Notice d'utilisation.

# Velpeau® Strips **NOUVEAU**

## Bandes de sutures adhésives stériles

**Indications :** Pour la fermeture des petites plaies ouvertes (coupures, lacération, plaies post-opératoires, incisions chirurgicales, cicatrices récentes...).

**Composition :** Support non-tissé, fils de fibres de polyester, silicone.

**Protègent, ferment et aident à la guérison<sup>1</sup>**  
**Réduisent la formation de cicatrices<sup>1</sup>**  
**Utilisables en complément ou post agrafes/fils<sup>2</sup>**



### DM Classe I

LPP

Taille	Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
0,3x7,5cm		190855	6926515491116	Boîte de 5
0,6x7,5cm		190856	6926515491154	Boîte de 3
0,6x10cm		190857	6926515491192	Boîte de 10

1 : Etiquetage. 2 : DFC-2024-101.

## Nos outils pour animer votre officine !

### VIDÉO

Disponible pour les écrans

### STOP RAYON



Référence : 9506359



Téléchargez-là sur  
[Velpeau.fr espace pro](http://Velpeau.fr espace pro)



PLUS SYNCHRO QU'EN **F1**,  
LE STAND COUCHE !

C'EST ÇA **AUSSI.**  
ÊTRE SPORTIF !





Vidéo disponible pour les écrans  
[https://www.youtube.com/watch?v=nq\\_J2Fd-XkY](https://www.youtube.com/watch?v=nq_J2Fd-XkY)



### Présentoir et fiches conseils



Dimensions :  
l 36 x L 14 x H 27 cm  
Référence : 9508936/9507387/9508937

### Présentoir de sol



Dimensions :  
l 280 x L 550 x H 1100 mm  
Référence : 9505878



## Cotopads® par Velpeau®

**Désignation :** Carrés et rectangles de coton. 100 % coton.

**Indications :** Pour soins infirmiers et hygiène corporelle : nettoyage de la peau, absorption des fluides corporels en cas de plaies superficielles ou sur sites d'injection.

**Coloris :** Blanc.

### DM Classe I

**Non remboursé**

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 x 5 cm	90000	4056649512806	24 sachets de 500 carrés
8 x 10 cm	90001	4056649512820	16 sachets de 200 rectangles



## CotoBio® par Velpeau®

**Désignation :** Rectangles de coton biologique.\*

**Propriétés :** La toilette de bébé et le démaquillage au naturel. Hygiène, respect de la peau et de l'environnement. Traçabilité des matières premières garantie. Sachet fabriqué à partir de matières recyclées.

Sans utilisation d'OGM / Colorant / Chlore.

**Non remboursé**

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
8 x 10 cm	190190	4056649792758	16 sachets de 180 rectangles

\* 100% des fibres sont issues de l'agriculture biologique.



Numero de licence 13226  
Laboratoire Lohmann & Rauscher S.A.S



Textile Biologique  
certifié selon le standard GOTS - 132266



## Cotodisques® par Velpeau®

**Désignation :** Disques de coton 100 % coton.

**Indications :** Soins du visage, démaquillage et nettoyage de la peau.

**Coloris :** Blanc.

**Non remboursé**

RÉF.	EAN	Conditionnement
34822	4056649521358	24 sachets de 80 disques



Laboratoires Lohmann & Rauscher

# CATALOGUE PHARMACIE

- Traitement des plaies
- Compression médicale
- Gamme blanche et Hygiène
- Incontinence



**Votre avis nous intéresse,**  
flashez pour nous le transmettre !

**2025**

Retournez votre catalogue pour explorer la gamme Orthopédie, Compression médicale et Soins Velpeau®



10-31-1912 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / [pefc-france.org](http://pefc-france.org)




Pour limiter l'impact environnemental de ce catalogue, nous avons choisi de réduire le grammage de la couverture et de remplacer le pelliculage par un vernis.



People.

Health.



Care.



N° de client : .....

Coordonnées de votre délégué

Un seul numéro : 03 29 26 25 79

People. Health. Care = Prendre Soins de l'Homme et de sa Santé
We are competent = Nous sommes compétents.
We are agile = Nous sommes agiles.
We are passionate for results = Nous sommes motivés par les résultats.
We are team oriented = Nous aimons le travail en équipe.

<b>■ Traitement des plaies</b>	<b>p. 4 à 23</b> p. 22 à 23	<b>Traitement des plaies</b> Sets de soins
<b>■ Compression médicale</b>	<b>p. 24 à 31</b> p. 26  p. 27  p. 28  p. 30 à 31	<b>Compression médicale</b> Bandes sèches à allongement court Kits de compression à allongement court Bandes sèches à allongement long Bandes cohésives et adhésives
<b>■ Gamme blanche et Hygiène</b>	<b>p. 33 à 43</b> p. 33 à 34 p. 35 p. 36 p. 37 p. 38 à 41 p. 42 p. 42 à 43	<b>Gamme blanche et Hygiène</b> Maintien et fixation Compresse Ophtalmologie Coton Immobilisation Masques Gants d'examen
<b>■ Incontinence</b>	<b>p. 44 à 51</b> p. 46 à 47 p. 48 à 49 p. 50 p. 51 p. 51	<b>Incontinence</b> Protections anatomiques Culottes absorbantes Changes complets Alèses Slips de maintien

# TRAITEMENT DES PLAIES

Nos pansements  
vous accompagnent  
au quotidien dans  
la prise en charge  
des plaies.

L&R vous propose de découvrir les 4 épisodes de sa **WEBSERIE**

Avec le concours d'infirmiers experts en cicatrisation

Courte et efficace

Utilisation du concept TIME

Plaies fréquentes : mieux les observer pour mieux les soigner

**ULCÈRE MIXTE**  
l'identifier pour mieux le soigner

Ulcère Mixte : l'identifier pour mieux le traiter

**Ulcère veineux**  
le comprendre pour le guérir

Ulcère veineux : le comprendre pour le guérir

**TIME**

Plaie nécrotique et/ou fibrineuse : comment s'en sortir ?



**Plaie bourgeonnante**  
comment optimiser l'épidermisation ?

*Flasquez pour les découvrir !*

Réalisée en partenariat avec



Formez-vous avec votre délégué(e) dans votre officine.



Demandez notre poster d'équivalence.



Non destiné à effectuer une substitution, consultez les notices spécifiques à chacun.

# Quelques points clés

## Plaies aiguës ou plaies chroniques ?

La plaie aiguë est une plaie dont le délai de cicatrisation est inférieur à 4 à 6 semaines. Les causes de plaies aiguës sont diverses mais on y retrouve principalement les brûlures, les gelures, les morsures, les greffes et les prises de greffe, les dermabrasions profondes, les plaies à cicatrisation dirigée postchirurgicale et les sinus pilonidaux opérés.

La plaie chronique est une plaie dont la durée de cicatrisation excède 4 à 6 semaines, en fonction de son étiologie. Bien souvent, une plaie chronique a un délai de cicatrisation prolongé en raison d'une pathologie sous-jacente (diabète, insuffisance veineuse et/ou artérielle, ...). Il existe plusieurs types de plaies chroniques, et les plus fréquentes sont les ulcères de jambe, les escarres, les plaies du diabétique ou les moignons d'amputation. Les plaies aiguës peuvent se chroniciser si la cicatrisation est perturbée.

Source : HAS , Les pansements : Indications et utilisations recommandées. Avril 2011.

## Plaie au comptoir : Quand orienter vers une consultation médicale ?

Lorsqu'un patient arrive au comptoir avec une plaie, il est recommandé de l'orienter vers un médecin dans les cas suivants :

- Saignement incontrôlable
- Plaie saignant par pulsation
- Plaie profonde (plus de 6 mm de profondeur) qui pourrait exposer à un risque d'endommagement d'un tendon ou d'un nerf
- Plaie large ou localisée dans une zone sujette aux mouvements qui nécessite des points de suture
- Plaie à l'œil, au visage ou au cou
- Plaie de patient diabétique ou immunodéprimé
- Présence de débris dans la plaie
- Morsure
- Vaccination antitétanique non à jour.

Source : Le moniteur des pharmaciens, cahier 2 , n° 3389 du 30 octobre 2021, Plaies et pansements.

## Quel pansement selon la phase de cicatrisation d'une plaie chronique ?

Aide à la prescription du pansement primaire pour plaie chronique




		Prescription du pansement par le médecin ou par l'infirmier(e) <small>(dans le cadre d'une série d'actes, le médecin traitant est informé préalablement)</small>	Prescription de soins infirmiers par le médecin
TRAITEMENT AVEC DISTINCTION DES PHASES DE CICATRISATION	<b>DÉTERSION</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaie sèche : pansement de type <b>hydrogel</b></li> <li>• Plaie humide : pansement de type <b>alginate</b></li> <li>• Plaie très exsudative : pansement de type <b>hydrocellulaire superabsorbant</b></li> </ul> <p>► Préciser l'étendue la surface et le cas échéant la profondeur de la plaie à <b>renouveler tous les 2 à 3 jours</b> jusqu'à la phase de bourgeonnement</p>	Soin à renouveler tous les 2 à 3 jours jusqu'à la phase de bourgeonnement
	<b>BOURGEONNEMENT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pansement de type <b>hydrocellulaire à absorption importante ou interfaces ou vaseliné</b></li> <li>• Plaie faiblement exsudative : pansement de type <b>hydrocellulaire à absorption moyenne</b></li> <li>• Plaie très exsudative : pansement de type <b>hydrocellulaire superabsorbant</b></li> </ul> <p>► Préciser l'étendue la surface et le cas échéant la profondeur de la plaie à <b>renouveler tous les 2 à 7 jours</b> jusqu'à la phase d'épidermisation</p>	Soin à renouveler tous les 2 à 7 jours jusqu'à la phase d'épidermisation
	<b>ÉPIDERMISATION</b> 	<p>Pansement de type <b>hydrocolloïde ou interfaces ou hydrocellulaire à absorption importante</b></p> <p>Plaie faiblement exsudative : pansement de type <b>hydrocellulaire à absorption moyenne</b></p> <p>► Préciser l'étendue, la surface et le cas échéant la profondeur de la plaie à <b>renouveler tous les 2 à 5 jours</b> jusqu'à la cicatrisation</p>	Soin à renouveler tous les 2 à 5 jours jusqu'à la cicatrisation
<b>TRAITEMENT SANS DISTINCTION DES PHASES DE CICATRISATION</b>		<p>Pansement de type <b>hydrocolloïde</b></p> <p><b>Plaie très exsudative : pansement en fibre de carboxyméthylcellulose (CMC)</b></p> <p>► Préciser l'étendue, la surface et le cas échéant la profondeur de la plaie à <b>renouveler tous les 2 à 5 jours</b> jusqu'à la cicatrisation</p>	Soin à renouveler tous les 2 à 5 jours jusqu'à la cicatrisation
<b>Cas particulier</b>		<b>Pansement recommandé</b>	
Peau périlésionnelle fragile (maladie bulleuse, dermatite, notamment)		Interfaces	
Plaie hémorragique (quelle que soit l'étiologie)		Alginate	
Plaie malodorante (quelle que soit l'étiologie)		Pansement au charbon activé	

**Principales propriétés des pansements :**  
**Alginate** : capacité d'absorption et propriétés hémostatiques - **Hydrocellulaire** : capacité d'absorption, formes adaptées au remplissage des cavités - **Hydrocolloïde** : adhésifs sur peau saine, utilisable quelle que soit la phase - **Hydrogel** : absorbant hydratant - **Interface** : faible adhérence au retrait - **Vaseliné** : faible adhérence au retrait - **Hydrofibre** : capacité d'absorption très importante - **Pansement au charbon** : absorbant des odeurs et bactéries.

# Venez découvrir nos modules d'auto-formation sur les plaies

- Ces modules, créés en partenariat avec des spécialistes de la plaie vous permettront de **découvrir ou redécouvrir les plaies** qui peuvent arriver à vos comptoirs.
- En 5 à 7 minutes par module, vous pourrez **devenir un maître à « panser » !**



LES **MAÎTRES**  
À **PANSER**




Retrouvez nos **modules d'auto-formation** sur les plaies sur [www.lesmaitresapanser.fr](http://www.lesmaitresapanser.fr)



Et si vous ne devez retenir qu'une chose de ces modules :

il est nécessaire de prendre en charge l'étiologie de la plaie.



## Debrisoft® Pad Compresse de déterSION

**Indications :** déterSION des plaies aiguës ou chroniques ainsi que de la peau périlésionnelle :

- Ulcères diabétiques
- Ulcères artériels ou veineux
- Escarres
- Plaies postopératoires, en cicatrisation secondaire
- Plaies traumatiques ou chirurgicales (notamment les égratignures, incisions, lacérations)
- Brûlures et ébouillantageS (3° degré après débridement chirurgical)
- Épidermolyse bulleuse

Convient aux peaux sèches, parcheminées, hyperkératosiques, séborrhéiques ou grasses, saines ou endommagées.

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Debrisoft® Pad est un élément composé de fibres de polyester et d'une couche de support en polyacrylate, ainsi que d'une languette de préhension en polyester, polyamide et élasthane.

Debrisoft® Pad permet un débridement rapide, efficace et quasiment sans douleur. Il peut être utilisé pendant le débridement pour l'absorption d'exsudats, de débris et de kératose et préserve les tissus sains.

Debrisoft® Pad procure également de bons résultats y compris en cas de dépôts nécrotiques kératosiques importants, s'ils sont au préalable traités de façon autolytique.

1 : Notice d'utilisation.

### DM Classe IIb

Non remboursé



Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 x 10	34321	4056649070351	1 boîte de 5
13 x 20	34323	4056649070436	1 boîte de 5



# Vliwasorb® Pro

un partenaire au quotidien  
dans la maîtrise de l'exsudat

## Le confort de votre patient n'attend pas !<sup>6</sup>



Bords larges, plus doux  
et plus conformables :  
réduit les marques de  
pression sous compression<sup>1</sup>

Couche externe en non tissé :  
protection des vêtements  
et des draps du patient<sup>2</sup>

Noyau super-absorbant  
en billes de polyacrylate :  
protège contre la macération<sup>2</sup>

**Absorbe plus de 20 fois  
son poids<sup>3</sup>.**  
**Pouvoir de rétention  
élevé<sup>4</sup>.**

Couche de répartition :  
assure une distribution  
homogène et rapide  
des exsudats<sup>5</sup>

Couche de contact  
en polyéthylène :  
limite l'adhérence à la plaie<sup>2</sup>



\* : en comparaison avec Vliwasorb®. \*\* : en association avec un pansement primaire adapté<sup>7</sup>.

1 : DFC-2020-005. 2 : Notice d'utilisation. 3 : DFC-2024-064. 4 : DFC-2019-112. 5 : DFC-2019-068. 6 : DFC-2019-111. 7 : DFC-2024-153.

Retrouvez la vidéo de comparaison sur youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=1YL1B1zUztA>



## Vliwasorb® Pro Super-absorbant non adhésif



**Désignation :** Pansement super-absorbant, une solution pour le traitement des plaies en phase d'exsudation.

**Indications :** Prise en charge des plaies moyennement à très fortement exsudatives (comme par exemple : ulcères de jambe, escarres, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures au second degré superficielles).

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Bonne capacité d'absorption et de rétention<sup>2</sup>. Limite l'adhésion à la plaie grâce à son interface en polyéthylène, prévient le phénomène de macération favorisant le confort du patient. Ses bords larges et son design ergonomique favorisent une application aisée sur les zones difficiles à panser.

**Combinaison :** Peut être utilisé comme pansement secondaire en combinaison avec Suprasorb® A Pro pour soigner les plaies profondes.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2019-112.

### DM Classe IIb

Codes LPP : 6323589, 6323566, 6323550, 6323508, 6323520, 6323537, 6323520, 6323508

LPP\*

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 x 10	6 x 6	34460	4056649071945	1 boîte de 10
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	34461	4056649071976	1 boîte de 10
12,5 x 22,5	8,5 x 18,5	34462	4056649072003	1 boîte de 10
22 x 22	18 x 18	34463	4056649072034	1 boîte de 10
22 x 32	18 x 28	34464	4056649072065	1 boîte de 10
17,5 x 17,5	12,5 x 12,5	34465	4056649072096	1 boîte de 10
25 x 30	19 x 25	34466	4056649072126	1 boîte de 10
20 x 25	15 x 20	34467	4056649072157	1 boîte de 10

\* Prise en charge dans le cadre du traitement des plaies aiguës ou chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de déterision et de bourgeonnement. \*\*: en association avec un pansement primaire adapté.



## Vliwasorb® Super-absorbant adhésif



**Désignation :** Combine l'efficacité du pansement super-absorbant avec les atouts d'une membrane adhésive pour une application facilitée\*1.

**Indications :** Prise en charge des plaies très exsudatives (comme par exemple : ulcères de jambe, escarres, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures superficielles du second degré).

**Caractéristiques :** Bonne capacité d'absorption et de rétention<sup>2</sup>. Prévient l'adhésion aux tissus néoformés grâce à son interface en polyéthylène. Limite le relargage d'exsudat, prévient le phénomène de macération<sup>3</sup>.

\* : par rapport aux pansements non adhésifs<sup>1</sup>  
1 : DFC-2024-116. 2 : DFC-2024-117. 3 : Notice d'utilisation.


### DM Classe IIb

Codes LPP : 6323448, 6323431, 6323419

LPP\*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
12 x 12	31991	4056649397519	1 boîte de 10
15 x 15	31992	4056649397533	1 boîte de 10
15 x 25	32993	4056649397557	1 boîte de 10

\* Prise en charge pour les plaies aiguës et chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de déterision et de bourgeonnement. \*\*: en association avec un pansement primaire adapté.



# Doux pour la peau<sup>1</sup>, efficace sur l'exsudat<sup>6</sup>



## Vliwasorb<sup>®</sup> sensitive Super-absorbant siliconé

**Indications :** Prise en charge des plaies moyennement à fortement exsudatives, comprenant les ulcères de la jambe, les escarres, les ulcères du pied diabétique et les plaies chirurgicales déhiscentes.

**Caractéristiques :** Pansement doux pour la peau<sup>1</sup>. Une bonne capacité d'absorption et de rétention<sup>2,3</sup>. Il absorbe rapidement et transfère l'exsudat vers le noyau absorbant<sup>4</sup>. Il offre une utilisation, une application simple et une fixation facile en raison de l'adhérence initiale de la couche de silicone Optisil<sup>5</sup>.

1 : DFC-2021-108. 2 : DFC-2021-112. 3 : DFC-2021-111. 4 : DFC-2021-115. 5 : DFC-2021-120. 6 : Notice d'utilisation.

### DM Classe IIb

Codes LPP : 6323566, 6312835, 6323537, 6312829, 6323520


LPP\*

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
12,5 x 12,5	10 x 10	141828	6940610104955	1 boîte de 10
10 x 20	7,5 x 17	141829	6940610104962	1 boîte de 10
15 x 25	12 x 22	141830	6940610104979	1 boîte de 10
20 x 20	17 x 17	141831	6940610104986	1 boîte de 10
20 x 30	17 x 27	141832	6940610104993	1 boîte de 10



\* : Prise en charge assurée dans le cadre du traitement des plaies aiguës ou chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de déterction et de bourgeonnement. \*\* : en association avec un pansement primaire adapté.

## Composition<sup>6</sup> :




Couche externe pour une protection des vêtements

Noyau super-absorbant

Couche de tissu-mèche

Couche de contact avec la plaie en silicone Optisil



Utilisation simple grâce à la couche de silicone Optisil<sup>5</sup>




**DM classe IIb** Codes LPP : 1373393, 1351368, 1305606

**LPP\***

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Sacrum</b>				
17 x 17,5	12 x 12,5	139365	6940610114572	1 boîte de 10
23 x 23	16,5 x 17	139566	6940610114664	1 boîte de 10
<b>Heel (talon)</b>				
23,5 x 25	17,5 x 19	139366	6940610114602	1 boîte de 10


**DM classe IIb** Code LPP : 6319748

**LPP\*\*\***

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>multisite border lite</b>				
7,5 x 9,5	3,5 x 5,5	168080	6940610114756	1 boîte de 10


**DM classe IIb** Codes LPP: 6319949, 6379897, 6319777

**LPP\***

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Multisite border</b>				
7,5 x 9,5	3,5 x 5,5	168078	6940610114695	1 boîte de 10
12 x 15	7 x 10	168367	6940610114633	1 boîte de 10
16 x 20	11,5 x 15,5	168079	6940610114725	1 boîte de 10


**MODE D'APPLICATION**


SES 2 OU 3 FEUILLETS PERMETTENT D'ÉVITER DE TOUCHER L'ADHÉSIF AVEC LES GANTS

**JUSQU'À 5 COUCHES POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE MACÉRATION<sup>1</sup>**

Film externe protecteur :

Noyau super-absorbant :

**POUR LES VERSIONS BORDER**

Couche en non-tissé :

**SAUF POUR LES VERSIONS NON BORDER**

 Mousse absorbante en PU<sup>1</sup> :

Couche de contact avec la plaie en silicone OptiSil :

 1 : Notice d'utilisation.  
# polyuréthane.

\* Traitement des plaies aiguës, sans distinction de phase et traitement des plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel, localisées dans des endroits difficiles à panser tels que le sacrum, le talon, le coude et le genou. \*\* En association avec une mèche en tant que pansement primaire. \*\*\* Prise en charge pour les plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives dès la phase de bourgeonnement.



Voile de protection en polyuréthane



## Suprasorb® P Hydrocellulaire

**Désignation :** Pansement hydrocellulaire avec une haute conformabilité<sup>4</sup>, souple et doux.<sup>1</sup>

**Indications :** Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës superficielles moyennement exsudatives (par exemple : ulcères, escarres, etc.).

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Mousse de polyuréthane et couche au contact avec la plaie en polyuréthane micro-perforé. Suprasorb® P favorise le processus naturel de cicatrisation\* grâce au maintien du milieu humide<sup>2</sup>, gère efficacement l'exsudat<sup>3</sup> et est confortable pour votre patient<sup>4</sup>.

\* : données *in vitro*

1 : DFC-2016-019. 2 : DFC-2016-051. 3 : DFC-2016-020. 4 : DFC-2017-035.

### DM Classe IIb

Codes LPP : adhésif : 6319949, 6319808, 6319777, 6319978 ;

sacrum adhésif : 1345907 ; non adhésif : 6319837, 6319820, 6319814, 6319872, 6319850

LPP\*

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>adhésif</b>				
7,5 x 7,5	4 x 4	82014	4056649398059	1 boîte de 10
10 x 10	6 x 6	82035	4056649398073	1 boîte de 10
15 x 15	10 x 10	20425	4056649396840	1 boîte de 10
15 x 20	15 x 10	20426	4056649396864	1 boîte de 10
<b>sacrum, adhésif</b>				
18 x 20,5	14,3 x 12	20535	4056649397007	1 boîte de 10
<b>non adhésif</b>				
5 x 5		82039	4056649398097	1 boîte de 10
7,5 x 7,5		82044	4056649398110	1 boîte de 10
10 x 10		82045	4056649398134	1 boîte de 10
15 x 15		20421	4056649396802	1 boîte de 10
15 x 20		20422	4056649396826	1 boîte de 10

\* Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les phases de détersion et de bourgeonnement.

\*\* DFC-2024-118



## Suprasorb® A Pro Compresse d'alginate de calcium

**Indications :** Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës fortement exsudatives, superficielles ou profondes (ulcères, escarres, sites de prélèvement de greffons).

**Caractéristiques :** Les compresses d'alginate de calcium renforcées Suprasorb® A Pro sont des pansements doux et souples présentant une forte teneur en acide mannuronique. Les fibres d'alginate de calcium interagissent avec l'exsudat ou le sang, formant un gel qui crée un milieu humide. La capacité d'absorption de l'exsudat élevée favorise la cicatrisation. Le Suprasorb® A pro est composé d'un mélange homogène de 20 % de fibres de cellulose et de 80 % de fibres d'alginate de calcium<sup>1</sup>.

**Combinaison :** avec un pansement secondaire adapté<sup>1</sup>.

1 : Notice d'utilisation.



### Suprasorb® A Pro : DM Classe IIb

Codes LPP : 6320250, 6320243

LPP\*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Compresse</b>			
10 x 10	143086	4063591629391	1 boîte de 10 <b>LPP</b>
10 x 20	143087	4063591629407	1 boîte de 10 <b>LPP</b>

\* Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les plaies chroniques en phase de détersion, ainsi que pour les plaies très exsudatives.



# Lomatuell® Pro Pansement interface

NOUVEAU

**Indications :** Lomatuell® Pro est indiqué dans le traitement des plaies superficielles aiguës et chroniques, telles que : ulcères de jambe, ulcères du pied diabétique, escarres, lacérations, coupures, dermabrasions, brûlures au second degré, plaies chirurgicales en cours de cicatrisation secondaires, ou sites donneurs de greffes.

**Caractéristiques :** Le pansement Lomatuell® Pro permet de réduire l'adhésion à la plaie et permet des changements de pansement presque indolores<sup>1</sup>. Facile à utiliser<sup>2</sup>, conforme<sup>3</sup> et confortable<sup>4</sup>, il peut être porté jusqu'à 7 jours<sup>5</sup>. Sa structure ouverte est non occlusive, et la matrice imprégnée contient des particules hydrocolloïdes formant un gel entre le pansement et la plaie<sup>6</sup>.

1 : DFC-2024-119 2 : DFC-2024-120 3 : DFC-2024-121 4 : DFC-2024-122 5 : DFC-2024-123 6 : Notice d'utilisation.



## Pansement interface gélifiant



7 : DFC-2024-121 8 : DFC-2024-122

### Lomatuell® Pro : DM Classe IIb

Codes LPP : 1310470, 1341594, 1367004, 1345445

LPP\*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
5x5	400310	4068225311956	1 boîte de 10
10x12	136875	4056649523758	1 boîte de 16
15x20	400311	4068225311918	1 boîte de 5
15x30	400312	4068225311994	1 boîte de 5

\* Plaies aiguës en phase d'épidermisation lors d'un traitement séquentiel, plaies chroniques en phase de bourgeonnement lors d'un traitement séquentiel, plaies chroniques en phase d'épidermisation lors d'un traitement séquentiel.

\*\* en association avec un dispositif médical qui convient à la prise en charge des exsudats excrétés (tels que des pansements, des compresses ou la thérapie par pression négative). 9 : DFC-2024-150.



# Respecter l'environnement de la plaie.



## Suprasorb® H Hydrocolloïde

**Indication Standard, Border et Sacrum:** Plaies superficielles<sup>1</sup> faiblement à moyennement exsudatives, comme les ulcères de pression, de jambe et diabétiques, les écorchures, les brûlures superficielles du 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> degré, les sites donneurs et récepteurs de greffe ou les plaies post-opératoires.

**Indication Fin :** Brûlures superficielles du 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> degré, sites donneurs et récepteurs de greffe, ulcères diabétiques, plaies post-opératoires et écorchures.

**Caractéristiques<sup>2</sup> :** Formation de gel lors de l'absorption des exsudats, qui favorise le maintien de la plaie en milieu humide. Pansement perméable à la vapeur d'eau et permet la douche<sup>3</sup>.

1 : DFC-2024-151. 2 : Notice d'utilisation. 3 : DFC-2020-024.

### Standard/sacrum/border\*\* : DM Classe IIb

Codes LPP : 6320295, 6320361, 6320326, 6320272, 6382770




LPP\*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Standard</b>			
10 x 10	140128	4063591042299	1 boîte de 10
15 x 15	140129	4063591042336	1 boîte de 10
20 x 20	140130	4063591042374	1 boîte de 10
<b>Sacrum</b>			
14 x 16	140127	4063591042251	1 boîte de 10
<b>Border</b>			
14 x 14	140126	4063591042213	1 boîte de 10

### Fin : DM Classe IIb

Codes LPP : 6320289, 6320303, 6320295, 6320295, 6320361, 6320326



LPP\*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Fin</b>			
5 x 5	140125	4063591042176	1 boîte de 10
5 x 10	140124	4063591042091	1 boîte de 10
5 x 20	140121	4063591041490	1 boîte de 10
10 x 10	140123	4063591041773	1 boîte de 10
15 x 15	140122	4063591041575	1 boîte de 10
20 x 20	140120	4063591041254	1 boîte de 10

\* Prise en charge assurée pour les plaies chroniques en cas de traitement séquentiel.

\*\* Border : à bord auto-fixant.

\*\*\* Sauf version border et sacrum.

4 : DFC-2020-034.

Pour plus d'informations consultez :  
[www.Lohmann-Rauscher.com](http://www.Lohmann-Rauscher.com)





## Lomatuell® H Pansement gras

**Indications :** Prise en charge des sites donneurs de greffes, ulcères de jambe<sup>1</sup>, escarres, brûlures, coupures et abrasions.

**Caractéristiques :** Produit stérile composé d'une trame 100 % coton imprégnée de vaseline<sup>2</sup>.

1 : DFC-2024-124. 2 : Notice d'utilisation.

### DM Classe IIb

Code LPP : 6320473

LPP\*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	
10 x 10	18295	4056649396789	1 boîte de 10	LPP
5 x 5	23314	4021447233147	1 boîte de 10	Non remboursé
10 x 20	23316	4021447233161	1 boîte de 10	Non remboursé

\* Prise en charge assurée en phase de bourgeonnement.



## Films polyuréthane Une fixation adaptée

**Indications Non Stérile :** Prophylaxie des zones cutanées à risque d'escarres, fixation dans le traitement des plaies et premiers soins pour les plaies mineures et superficielles.

**Indications Stérile :** Plaies superficielles faiblement exsudatives (dont dermabrasions, brûlures superficielles, ...), fixation de cathéters.<sup>1</sup>

**Caractéristiques :** Film transparent en polyuréthane, avec une couche adhésive en polyacrylate.<sup>2</sup> Imperméable aux bactéries et à l'eau<sup>3,4</sup>, perméable à la vapeur d'eau<sup>4,5</sup>. Système de pose pratique pour une application facilitée<sup>6,7</sup>.

Version non stérile en rouleau à découper.

1 : DFC-2024-125. 2 : Notices d'utilisation spécifiques. 3 : DFC-2024-126. 4 : DFC-2020-025. 5 : DFC-2024-127. 6 : DFC-2020-133. 7 : DFC-2020-128.

## Suprasorb® F Protect

NOUVEAU

### Stérile : DM Classe IIa

Codes LPP : 6320154, 6320148, 6320183, 6320131, 6320177

LPP\*

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>stérile, scellé en emballage individuel</b>			
5 cm x 7 cm	182799	4068225067181	1 boîte de 10
10 cm x 12 cm	182800	4068225067259	1 boîte de 10
10 cm x 25 cm	182061	4068225067327	1 boîte de 10
15 cm x 20 cm	182801	4068225067358	1 boîte de 10
20 cm x 30 cm	182062	4068225067389	1 boîte de 10



## Suprasorb® F

### Non stérile : DM Classe I

Codes LPP : 6320208, 6320214, 6320214

LPP\*

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>en rouleau, non stérile</b>			
10 cm x 1 m	82084	4056649398332	1
10 cm x 10 m	82063	4056649398257	1
15 cm x 10 m	82064	4056649398271	1





\* Pour la version stérile, prise en charge en cas de maintien d'autres pansements utilisés pour les soins des plaies chroniques, en tant que pansement, pour les plaies chroniques et aiguës dans la phase d'épithélialisation de plaies peu ou pas exsudatives, protection de sites de cathéters intraveineux. Pour la version Non stérile, prise en charge pour le recouvrement de pansements nécessitant une imperméabilité.  
8 : DFC-2022-027. 9 : DFC-2024-129.

# Vliwaktiv® Vliwaktiv® Ag

**Indications :** Traitement des plaies malodorantes. Vliwaktiv® Ag est indiqué pour le traitement des plaies malodorantes présentant une colonisation critique ou à risque d'infection élevé¹.

**Caractéristiques :** Vliwaktiv® : compresse absorbante qui neutralise les mauvaises odeurs.² Vliwaktiv® Ag : diminue la multiplication des germes dans la plaie et prévient l'infection¹.

1 : Notice Vliwaktiv® Ag. 2 : DFC-2020-015.



Mèche



Comresse absorbante



## Vliwaktiv® : DM classe Is

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 x 10	20254	4021447037509	20
10 x 20	20255	4021447037530	20

## Vliwaktiv® Ag : DM classe IIb

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Mèche au charbon actif et à l'argent</b>			
6,5 x 10	20700	4021447309163	10
10 x 10	20701	4021447309224	10
10 x 15	20702	4021447309286	10
<b>Comresse absorbante au charbon actif et à l'argent</b>			
10 x 10	20705	4021447309347	10
10 x 20	20706	4021447309408	10
20 x 20	20707	4021447309460	10



## Vliwazell® Pansement américain stérile

**Indications :** Indiqué pour les plaies superficielles présentant des niveaux d'exsudat modérés à élevés.

**Caractéristiques :** Stérile. Doux pour la peau grâce à son enveloppe en non-tissé.<sup>1</sup> Pansement absorbant.<sup>2</sup>

1 : DFC-2024-152. 2 : Etiquetage.

### DM Classe Is

Codes LPP : 6323394, 6323388, 6323371

LPP

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Stérile, scellé en emballage individuel</b>			
10 x 10	98088	4056649513483	8 boîtes de 10
15 x 20	98089	4056649513506	6 boîtes de 10
20 x 25	98090	4056649513520	4 boîtes de 10



## Metalline® trachéo

**Indications :** Compresse pour trachéotomie.

**Caractéristiques :** Compresse en non-tissé absorbant, associée à un voile dont les fibres sont finement aluminées sur la face en contact avec la plaie. Cette surface lisse et brillante limite les risques d'adhérence à la plaie<sup>1</sup>.

1 : DFC-2024-130.



### DM Classe Is

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Stérile, scellée en emballage individuel</b>			
8 x 9	23094	4021447230948	50 compresses



## Curapor® Pansement adhésif chirurgical stérile en non-tissé

**Indications :** Traitement des plaies post-opératoires, des plaies aiguës ou superficielles, 1<sup>ers</sup> soins<sup>1</sup> (coupures, entailles...).

**Caractéristiques :** Support blanc non-tissé en polyester, masse adhésive en polyacrylate, perméable à la vapeur d'eau, laisse la peau respirer<sup>2</sup>. Compresse centrale. 2 films applicateurs/protecteur en silicone. La compresse du pansement est appliquée sur la peau lésée (plaies superficielles, plaies suturées). La partie adhésive est posée sur la peau saine.

1 : DFC-2024-146. 2 : DFC-2024-147

### DM Classe Is

Codes LPP : 6323365, 6323359, 6323342, 6323336

LPP\*

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 x 7 cm	32960	4021447842608	1 boîte de 10
8 x 10 cm	32961	4021447842639	1 boîte de 10
10 x 15 cm	32962	4021447842660	1 boîte de 10
10 x 20 cm	32963	4021447842691	1 boîte de 10

\* Prise en charge assurée en tant que pansements dans les soins des plaies aiguës suturées et des incisions chirurgicales.



## Curapor® transparent Pansement adhésif chirurgical stérile transparent

**Indications :** Protection des plaies post-opératoires et petites blessures.

**Caractéristiques :** Recommandé pour la douche<sup>1</sup>. Support transparent en polyuréthane avec compresse centrale non adhérente et absorbante et masse adhésive en polyacrylate<sup>1</sup>.

1 : DFC-2022-020.

### DM Classe Is

Codes LPP : 6323320, 632313

LPP\*

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 x 7 cm	82081	4056649398295	1 boîte de 5
8 x 10 cm	82082	4056649398318	1 boîte de 5

\* Prise en charge assurée pour la protection des plaies aiguës suturées légèrement hémorragiques et/ou exsudatives.



## Opraclean® Mèche de gaze iodoformée

**Indications :** Pour le mècheage et le drainage antiseptiques des plaies après débridement chirurgical, d'abcès, fistules, ulcères ainsi que des cavités corporelles.

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Gaze en coton, absorbante et imprégnée de iodoforme<sup>1</sup>.

1 : Notice d'utilisation.

### DM Classe III

Non remboursé

Dimensions (m x cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Opraclean Mèche de gaze iodoformée 23g/100 cm<sup>2</sup></b>			
5 x 1	13580	4021447135809	1
5 x 2	13581	4021447135816	1
5 x 5	13582	4021447135823	1
<b>Opraclean Gaze absorbante iodoformée 57g/100cm<sup>2</sup></b>			
5 x 6	13584	4021447135847	1
5 x 8	13585	4021447135854	1



## Curaplast® sensitive

### Pansement pour ponction/injection

**Indications :** Pour le soin de petites plaies, en particulier après des ponctions/injections

**Caractéristiques :** Pansements extensibles<sup>1</sup>, doux<sup>2</sup> et conformables<sup>3</sup>. Faciles<sup>4</sup> et rapides<sup>5</sup> à poser et à retirer. Respectueux de la peau<sup>6</sup> et plaisants à porter<sup>7</sup>. Ils s'ajustent aux contours du corps<sup>8</sup> et sont adaptés pour les parties du corps en mouvement<sup>9</sup>. Disponibles en boîte distributrice de 250 pansements prédécoupés en rouleau ou en boîte de 500 pansements en vrac.

1 : DFC-2021-093. 2 DFC-2021-091. 3 : DFC-2021-092. 4 : DFC-2021-104. 5 : DFC-2021-105. 6 : DFC-2021-102. 7 : DFC-2021-101. 8 : DFC-2021-094. 9 : DFC-2021-103.

#### DM Classe I

**Non remboursé**

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Prédécoupés en rouleau de 5 m sous boîte distributrice.</b>			
2 x 4 cm	30625	4021447306254	1 boîte de 250
<b>Pansement unitaire.</b>			
2 x 4 cm	142284	4063591448336	1 boîte de 500



## Curafix® H

### Sparadrap non-tissé extensible, découpable

**Indications :** Pour la fixation de pansements, canules et drains.

#### DM Classe I

Codes LPP : 6324152, 6324130, 6324130, 6324130

**LPP\***

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 m x 5 cm	190200	6926515402976	1
10 m x 10 cm	190201	6926515402990	1
10 m x 15 cm	190202	4056649889342	1
10 m x 20 cm	190203	4056649889359	1

\* Prise en charge assurée pour de la fixation sur zone de mouvement.

# Sets de soins

**i** Les sets de soins évoluent en 2025  
Plus d'informations à venir

Réalisation de pansements étanches permettant la douche.  Adapté à la douche

Un set permet de faire 3 soins (post-op) ou 5 soins (standard et détersion).



## Velpeau® set Post-opératoire

### Set de pansement pour plaies suturées non infectées

**Indications :** Nettoyage et recouvrement des plaies post-opératoires suturées et non infectées. Ablation des fils sur plaies suturées. Réalisation de pansements étanches permettant la douche.  
Source : Étiquetage.



Codes LPP : 6323939, 6323922, 6323916 LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
Velpeau set Post-op Petites plaies	190991	3800232428071	1 carton de 6
Velpeau set Post-op Moyennes plaies	190992	3800232428095	1 carton de 6
Velpeau set Post-op Grandes plaies	190993	3800232428118	1 carton de 6

Velpeau® set Post-opératoire	190991 Velpeau® set Post-op petites plaies	190992 Velpeau® set Post-op moy. plaies	190993 Velpeau® set Post-op grandes plaies
<b>Composition :</b>			
<b>3 Blisters Stériles composés chacun de :</b>	< 5cm	5 à 10cm	> 10cm
Champ de soin 38 cm x 45 cm	1	1	1
Pincés anatomiques	2	2	2
Compresse non-tissées 7,5 cm x 7,5 cm	5		
Compresse non-tissées 10 cm x 10 cm		5	10
<b>Hors blister</b>			
Pansements adhésifs avec compresse stériles 8 cm x 10 cm	3		
Films adhésifs transparents stériles 10 cm x 15 cm	3		
Pansements adhésifs avec compresse stériles 10 cm x 15 cm		3	
Films adhésifs transparents stériles 15 cm x 20 cm		3	
Pansements adhésifs avec compresse stériles 10 cm x 25 cm			3
Films adhésifs transparents stériles 15 cm x 30 cm			3
Sacs collecteurs de déchets	3	3	3
Coupe-fils stérile	1	1	1
Notice	1	1	1



## Velpeau® set Standard

Set de pansement pour plaies chroniques avec paire de ciseaux

**Indications :** Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine. Réalisation de pansements étanches permettant la douche.

**Caractéristiques :** Set de pansement avec paire de ciseaux pour ajuster au besoin la dimension du pansement primaire (non fourni).

Source : Notice.

Codes LPP : 6323951

LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
Velpeau® set Standard	190994	3800232428125	1 carton de 6



## Velpeau® set DéterSION

Set de pansement pour plaies chroniques avec curette

**Indications :** Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine nécessitant une déterSION mécanique. Réalisation de pansements étanches permettant la douche.

**Caractéristiques :** Set de pansement avec curette pour la déterSION et/ou le nettoyage des plaies avec présence de tissus nécrotiques et/ou fibrineux (se conformer à la prescription médicale).

Source : Notice.

Codes LPP : 6323945

LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
Velpeau® set DéterSION	190995	3800232428132	1 carton de 6



### Velpeau® sets Standard et DéterSION

#### Composition :

##### 5 Blisters Stériles composés chacun de :

	190994 Velpeau® set Standard avec paire de ciseaux	190995 Velpeau® set DéterSION avec curette
Champ de soin 38 cm x 45 cm	1	1
Pincés anatomiques	2	2
Compresse non-tissées 10 cm x 10 cm	10	
Compresse gaze coton hydrophile 10 cm x 10 cm		10

##### Hors blister

Films adhésifs transparents stériles 10 cm x 15 cm	5	5
Sacs collecteurs de déchets	5	5
Paire de ciseaux stérile	1	
Curette avec grattoir stérile		1
Notice	1	1



**STOP AU GÂCHIS !**

**Velpeau s'engage pour l'environnement**

1 seule paire de ciseaux dans notre set !

## Le saviez-vous ?

Pour un patient soigné pour une plaie chronique ne nécessitant pas de déterSION mécanique, la durée moyenne des soins est de 210 jours\*.

En supposant que le pansement soit réfectionné tous les 3 jours, le patient utiliserait 14 sets de pansements pour plaies chroniques « Standard » contenant le nécessaire pour faire 5 soins.

➔ Avec L&R, si la plaie ne nécessite pas d'ajuster la dimension du pansement primaire, **c'est l'économie de 56 paires de ciseaux\*\***


\* 1-Rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance maladie au titre de 2014 (loi du 13 août 2004) – juillet 2013. \*\*En comparaison à d'autres produits contenant 5 paires de ciseaux.

**Ne pas suivre  
les recommandations  
de compression,  
c'est un peu comme  
poser la bande à côté.**



**COMPRESSION  
MÉDICALE**

- La HAS ne recommande pas les bandes de compression à allongement long dans l'ulcère veineux<sup>1</sup>.
- La HAS recommande systématiquement la mesure de l'IPS<sup>1\*</sup>
- La HAS recommande la pose d'un capitonnage avant la pose d'une compression<sup>1</sup>.
- Suivons les RECOS systématiquement.



\*Indice de pression systolique  
1. HAS, La compression médicale dans les affections veineuses chroniques, 2010

## Contactez-nous pour en savoir plus sur les RECOS.

Des formations sur la compression médicale et la prise en charge de l'ulcère veineux de jambe dédiées aux pharmaciens sont disponibles *via* nos conseillères techniques (infirmières). **Contactez votre délégué ou votre groupement.**

## Podcasts interactifs



Ne manquez pas notre émission interactive :  
**« Ne pas poser la bande à côté »**  
*Histoires cliniques pour actualiser votre pratique.*

Suivez les recos sur la compression dans le traitement de l'ulcère veineux de jambe.

Les Laboratoires Lohmann & Rauscher vous accompagnent dans la prise en charge de l'ulcère veineux de jambe et vous donnent toutes les recos à suivre pour une bonne compression.

Découvrez les bonnes pratiques et nos kits de compression à allongement court, pour mieux gérer les symptômes en cabinet médical et à domicile.

Pour en savoir plus et écouter l'épisode complet, recherchez **« Ne pas poser la bande à côté »** sur toutes les plateformes d'écoutes (Spotify, Deezer, Amazon musique, Google podcast...)

ou flashez ce QRcode



## Découvrez le 1<sup>er</sup> serious game\* «Alerte compression»

dédié à la prise en charge des patients souffrant d'un **ulcère veineux** de jambe. Une **expérience ludique et pédagogique** pour les professionnels de santé en quête de solutions et de réponses pour le traitement de cette pathologie.



\* jeu sérieux

## NOTRE GAMME ROSIDAL S'AGRANDIT

L&R vous offre **plus de flexibilité** dans le traitement compressif de l'ulcère d'origine veineuse ou à composante veineuse.



**Rosidal® sys**  
Kit complet, tout-en-un

**Kits et bandes de compression à allongement court**  
Conforme aux recommandations HAS<sup>1,2</sup>, en traitement de première intention de l'ulcère veineux (Stade C6).

**Pose à tension complète, sans étalonnage**

**Efficacité démontrée dans 2 études cliniques<sup>3,4</sup>**

- Diminution du temps de cicatrisation de l'ulcère veineux.<sup>3</sup>
- Une cicatrisation complète pour 8 patients sur 10 après 16 semaines.<sup>4</sup>

1 : HAS. Bandes sèches à allongement long. Prise en charge du lymphœdème et des ulcères veineux actifs. Janvier 2020. 2 : HAS. Recommandations pour la pratique clinique. Prise en charge de l'ulcère de jambe à prédominance veineuse hors pansement. Juin 2006. 3 : Wong I, et al. Randomized controlled trial comparing treatment outcome of two compression bandaging systems and standard care without compression in patients with venous leg ulcers. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012;26(1):102-10. Etude prospective, de non-infériorité, réalisée sur 321 patients. 4 : Partsch H, et al. Multicentre, randomised controlled trial of four-layer bandaging versus short-stretch bandaging in the treatment of venous leg ulcers. VASA 2001;30:108-113. Etude prospective, de non-infériorité, réalisée sur 112 patients.

\* Système essayé et testé. Verrouillage sûr.



NOUVEAU

2 modèles disponibles

**Rosidal® sys simple**  
Kit compact,

même action thérapeutique



**Rosidal® K**  
Bandes de compression à allongement court



Pour plus de détails sur les résultats cliniques, **flashez le QR code.**

**C'EST ORIGINAL Rosidal®**

Référencée à l'APHP.



Jusqu'à 50 fois.



Retrouvez la technique de pose sur youtube

## Rosidal® K

### Première bande de compression à allongement court remboursée en France.

**Désignation :** Bande de compression à **allongement court**.

**Indications :** Après sclérothérapie ou chirurgie des varices, œdèmes, ulcère veineux de jambe, thrombose veineuse, lymphœdème (membre inférieur ou supérieur). Efficacité cliniquement prouvée pour la prise en charge de l'ulcère veineux et de l'insuffisance veineuse chronique.<sup>1,4</sup>

**Pas d'étalonnage nécessaire :** La bande se pose à tension complète pour obtenir la pression recommandée.

**Caractéristiques :** Bande de compression à allongement court. Composition : en coton. Peut rester en place jour et nuit\* (sauf contre-indication médicale). Lavable jusqu'à 50 fois à 95 °C.<sup>3</sup>

**Coloris :** Chair.

1 : Randomized controlled trial comparing treatment outcome of two compression bandaging systems and standard care without compression patients with venous leg ulcers, Wong, I.K, et al. 2012.  
2 : DFC-2024-031. 3 : Notice d'utilisation. 4 : Multicentre, randomised controlled trial of four-layer bandaging versus shortstretch bandaging in the treatment of venous leg ulcers, Partsch et al., 2011.

### DM Classe I

Codes LPP : 1346574, 1314746, 1359714, 1312598, 1352741, 1328518, 1387030

LPP\*

Dimensions (longueur étirée)	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
5 m x 4 cm	108820	4063591323879	1	125
5 m x 6 cm	108821	4063591323886	1	108
5 m x 8 cm	108822	4063591323893	1	108
5 m x 10 cm	108823	4063591323909	1	90
5 m x 12 cm	108824	4063591323916	1	54
10 m x 10 cm	108825	4056649334729	1	60
10 m x 12 cm	108826	4056649334736	1	40

\* Prise en charge dans le cadre d'un traitement de l'ulcère d'origine veineuse ou à composante veineuse prédominante (stade C6 de l'insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8.

Le premier kit réutilisable et remboursé

# Rosidal® sys

## Kit de compression complet tout-en-un.

**Désignation :** Kit de compression à allongement court.

**Indications :** Pour le traitement compressif de l'ulcère variqueux.

Code LPP : 1338557


LPP\*

RÉF.	EAN	Conditionnement
190008	4056649683674	4

\* Prise en charge dans le cadre d'un traitement de l'ulcère d'origine veineuse ou à composante veineuse prédominante (stade C6 de l'insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8.



Retrouvez la technique de pose sur youtube



# Rosidal® sys simple

## Kit de compression compact, même action thérapeutique que le kit Rosidal® sys.

NOUVEAU

**Désignation :** Kit de compression à allongement court.

**Indications :** Pour le traitement compressif de l'ulcère veineux des jambes.

**DM Classe I**

Codes LPP : 1352020, 1353887

LPP\*

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
Rosidal® sys simple 8/10	147647	4063591844947	16
Rosidal® sys simple 10/10	147648	4063591844961	16

\* Prise en charge dans le cadre d'un traitement de l'ulcère d'origine veineuse ou à composante veineuse prédominante (stade C6 de l'insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8.



Retrouvez la technique de pose sur youtube





Utilisation des repères de pose avec Velpeau® veine plus sans latex

#### Tension de la bande



Pour que la pression soit régulière et appropriée, le triangle isocèle devient équilatéral lors de la pose.

#### Recouvrement



A chaque tour, recouvrir complètement le triangle afin d'obtenir un recouvrement de 2/3 ou recouvrir de 50 % en utilisant la ligne bleue comme repère. Pour mieux distinguer la force de compression : une ligne bleue pour la légère et deux lignes bleues pour la forte.

Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

## Velpeau® veine plus

**Désignation :** Bande de compression à allongement long sans latex étalonnée (force 2 ou force 3 selon la LPP).

**Indications :** Pour la compression, la rétention, le soutien, le soulagement et l'immobilisation.

**Caractéristiques :** Les repères de pose permettent une application facilitée du bandage grâce à la gestion de la tension de la bande et au guide pour le recouvrement.<sup>1</sup> Velpeau® veine plus permet au patient de se chausser tout en portant sa compression (avec une chaussure adaptée).<sup>2</sup>

**Composition :** Viscose, polyester, polyamide, élasthanne.

**Coloris :** Chair.

1 : DFC-2022-021. 2 : DFC-2022-023.

#### DM Classe I

Codes LPP : 6324318, 6324293, 6324270, 6324301, 6324287, 6324264, 6324258, 6324235, 6324212, 6324198, 6324229, 6324206, 6324181, 6324175

#### Velpeau® veine plus sans latex légère Force 2

**LPP**

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
3 m x 8 cm	32980	4021447856780	1	40
3,5 m x 8 cm	32982	4021447856827	1	12
4 m x 8 cm	32984	4021447856865	1	12
3 m x 10 cm	32981	4021447856803	1	36
3,5 m x 10 cm	32983	4021447856841	1	24
4 m x 10 cm	32985	4021447856889	1	24
5 m x 10 cm	32986	4021447856902	1	24

#### Velpeau® veine plus sans latex forte Force 3

**LPP**

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
3 m x 8 cm	33250	4021447856926	1	40
3,5 m x 8 cm	33252	4021447856964	1	12
4 m x 8 cm	33254	4021447857008	1	12
3 m x 10 cm	33251	4021447856940	1	36
3,5 m x 10 cm	33253	4021447856988	1	24
4 m x 10 cm	33255	4021447857022	1	24
5 m x 10 cm	33256	4021447857046	1	24

# La compression médicale dans les affections veineuses chroniques

D'après les recommandations de la HAS<sup>1</sup>

## Indications de la compression médicale

Situation clinique	Dispositifs	Modalités
<b>Varices 3 mm</b> (stade C2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 15 à 20 ou 20 à 36 mmHg</li> </ul>	Traitement au long cours
<b>Après sclérothérapie ou chirurgie des varices</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bas indiqués pour les varices</li> <li>■ ou bandes sèches à <b>allongement court</b></li> </ul>	4 à 6 semaines
<b>Œdème chronique</b> (stade C3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg</li> <li>■ ou bandes sèches à <b>allongement court</b> ou long</li> </ul>	Traitement au long cours, avec réévaluation régulière du rapport bénéfiques / risques
<b>Pigmentation, eczéma veineux</b> (stade C4a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg</li> <li>■ ou bandes sèches inélastiques ou à <b>allongement court</b></li> <li>■ ou bandes enduites</li> </ul>	
<b>Lipodermatosclérose, hypodermite veineuse, atrophie blanche</b> (stade C4b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bandes sèches inélastiques ou à <b>allongement court</b></li> <li>■ ou bandes enduites</li> <li>■ ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg (au stade chronique)</li> </ul>	
<b>Ulcère cicatrisé</b> (stade C5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 ou &gt; 36 mmHg</li> <li>■ ou bandes sèches à <b>allongement court</b></li> </ul>	
<b>Ulcère ouvert</b> (stade C6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bandages multitypes en première intention</li> <li>■ ou bandes sèches inélastiques ou à <b>allongement court</b></li> <li>■ ou bandes enduites</li> <li>■ ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) &gt; 36 mmHg</li> </ul>	Jusqu'à cicatrisation complète

La pression à retenir est la plus forte supportée par le patient.

**Les contre-indications absolues de la compression médicale sont<sup>1</sup>** : L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0.6 ; la microangiopathie diabétique évoluée (par une compression > 30 mmHg) ; la *phlegmatia cerulea dolens* (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle) ; la thrombose septique.

**Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque s'impose en cas de<sup>1</sup>** : AOMI avec IPS entre 0.6 et 0.9 ; neuropathie périphérique évoluée ; dermatose suintante ou eczématisée ; intolérance aux fibres utilisées.

1 : La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. HAS, 2010.

## Les règles d'or d'un bandage compressif

Quelques conseils pour choisir la taille de la bande adéquate :

**Choix de la largeur** : inférieure à la distance entre la base des orteils et le pli de la cheville.

**Choix de la longueur** (pour Velpeau® veine plus)

Recouvrement jusqu'au genou	Taille du patient	Longueur
	< 1,65 m	3 m
Entre 1,65 m et 1,75 m	3,5 m	
> 1,75 m	4 m	
Recouvrement jusqu'à la cuisse	5 m	

Le bandage s'arrête 2 doigts sous le pli du genou

Les recouvrements doivent être réguliers

Le pied doit être à 90°, les saillies osseuses (crête tibiale, malléoles) doivent être protégées avec de la ouate Cellona® par exemple

Le talon doit être couvert intégralement

Toujours débiter le bandage par 2 tours de bande à la base des orteils





## Velpeau® press

**Désignation :** Bande de compression cohésive à allongement long.

**Indications :** Maladies veineuses chroniques (œdèmes veineux, dermatoliposclérose et atrophie blanche, ulcère variqueux, varices), maladies veineuses thrombo-emboliques (thrombose veineuse superficielle et profonde, syndrome post-thrombotique), œdèmes (survenant pendant la grossesse, post-traumatiques, post-opératoires, d'origine médicamenteuse).

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Bande de compression cohésive à allongement long en non-tissé. Colle sur elle-même, mais ne colle pas à la peau. Sécable à la main et repositionnable.

**Composition :** Polypropylène, élasthanne. Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex<sup>1</sup>.

**Coloris :** Blanc ou chair.

1 : Etiquetage.

### DM Classe I

Codes LPP : 6324330, 6324324

LPP

Dimensions	RÉF. (blanc)	EAN (blanc)	RÉF. (chair)	EAN (chair)	Condition- nement	Quantité par carton
3 m x 7 cm	190448	4004221010660	190449	4004221010684	1	10
3,5 m x 10 cm	190450	4004221010707	190451	4004221010721	1	10

Pour plus d'informations consultez :  
[www.Lohmann-Rauscher.com](http://www.Lohmann-Rauscher.com)





Bande de compression adhésive élastique.

Allongement longitudinal > 50 %.

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.



## Velpeau® strapp

### Bande de compression adhésive élastique.



Les Velpeau® strapp évoluent en 2025...

**Indications :** Traumatologie générale et médecine du sport. Prévention et traitement des systèmes musculotendineux et ligamentaires des articulations.

**Phlébologie :** Traitement de l'insuffisance veineuse et de ses diverses complications.

**Maintien de pansement :** Fixation de pansements sur toutes les parties du corps.

**Caractéristiques :** Allongement longitudinal > 50%. Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

**Coloris :** Blanc.

1 : Étiquetage.

#### DM Classe I

Codes LPP : 6324117, 6324100, 6324092, 6324086

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
2,5 m x 3 cm	190438	8428012300345	1	24
2,5 m x 6 cm	190439	8428012300352	1	18
2,5 m x 8 cm	190440	8428012300369	1	12
2,5 m x 10 cm	190441	8428012300376	1	9
2,5 m x 15 cm	190443	8428012300383	1	6



#### Conditionnement Clubs de sport, collectivités...

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	
2,5 m x 3 cm	190444	8428012300543	60	Non remboursé
2,5 m x 6 cm	190445	8428012300550	30	Non remboursé
2,5 m x 8 cm	190446	8428012300567	30	Non remboursé
2,5 m x 10 cm	190447	8428012300574	30	Non remboursé

# **GAMME BLANCHE ET HYGIÈNE**



# Maintien et fixation



## tg<sup>®</sup> fix Filet tubulaire

**Indications** : Fixation de pansement.

**Caractéristiques** : Larges mailles et élasticité bi-sens<sup>1</sup>, permettant une fixation aisée sur toutes les parties du corps.<sup>2</sup> Contient du latex. Polyamide/élastodiène (= latex). Longueur étirée : 4 m.

**Coloris** : Blanc.

1 : DFC-2021-084. 2 : DFC-2020-147.

### DM Classe I

Code LPP : 6323997

LPP



Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>4 m en rouleau</b>			
A doigt	82816	4056649398653	1
B petite extrémité (plusieurs doigts/main/pied)	82825	4056649398677	1
C grande extrémité (petite tête/bras/jambe)	82826	4056649398691	1
D grande tête, petit tronc	82829	4056649398738	1
E grand tronc, hanches, aisselles	82830	4056649398714	1



## Velpeau<sup>®</sup> pore Sparadrapp adhésif microporeux

**Indications** : Pour la protection et la fixation de pansement.

**Caractéristiques**<sup>1</sup> : Sparadrapp adhésif non stérile, microporeux, non-élastique, perméable à l'air, avec une bonne adhérence, bonne tenue, respectueux de la peau<sup>2</sup>. Composé d'un ruban adhésif et d'un dévidoir.

1 : DFC-2024-148. 2 : Etiquetage.

### DM Classe I

Codes LPP : 6320504, 6320496

LPP



Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 m x 2,5 cm	34003	6941558093219	1
9,1 m x 2,5 cm	34004	6941558093233	1



## Velpeau® crêpe

### Bande de crêpe en coton

**Indications :** Pour la rétention, soutien léger et soulagement.

**Caractéristiques :** Lavable à la main ou en machine à 40 °C (cycle délicat)<sup>1</sup>

Grammage : 100g/m<sup>2</sup>. 100% coton non blanchi. Disponible sous boîte (consulter le tarif)

**Coloris :** Blanc avec des lisières bleues.

1 : Etiquetage.

#### DM Classe I

Codes LPP : 6324554, 6324548, 6324531, 6324519, 6324488

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
4 m x 5 cm	81473	4021447899855	1
4 m x 7 cm	81476	4021447899879	1
4 m x 10 cm	81477	4021447899893	1
4 m x 15 cm	81478	4021447900469	1
5 m x 20 cm	81479	4021447899930	1



## Velpeau® nyl

### Bande extensible

**Indications :** Fixation élastique de pansements, compression légère.

**Caractéristiques :** Allongement entre 80 et 120 %. Polyamide/polyester.

**Coloris :** Blanc.

#### DM Classe I

Codes LPP : 6324413, 6324407, 6324399, 6324382, 6324376, 6324360, 6324353

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
3 m x 5 cm	81395	4056649223245	20
3 m x 7 cm	81396	4056649223252	20
3 m x 10 cm	81397	4056649223269	20
4 m x 5 cm	81400	4056649223276	20
4 m x 7 cm	81402	4056649223283	20
4 m x 10 cm	81403	4056649223290	20
4 m x 15 cm	81405	4056649223306	20

Disponible sous boîte (consulter le tarif).

## Mollelast® haft

### Bande de fixation cohésive

**Indications :** Pour la rétention et l'immobilisation.

**Caractéristiques :** Viscose/polyamide, avec enduction de latex. Élastique en longueur et extensible en largeur.<sup>1</sup> Cohésive (colle sur elle-même mais ne colle pas à la peau).<sup>1</sup> Perméable à l'air.<sup>2</sup>

**Coloris :** Blanc.

1 : Etiquetage. 2 : DFC-2021-125.

#### DM Classe I

Codes LPP : 6318571, 6324465, 6324459, 6324436, 6324420

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
4 m x 4 cm	109510	4056649398912	1
4 m x 6 cm	82691	4056649398516	1
4 m x 8 cm	82693	4056649398530	1
4 m x 10 cm	82697	4056649398554	1
4 m x 12 cm	82700	4056649398578	1

# Compresses



## Gazin® Compresses de gaze tissées

**Indications :** Soins des plaies et réalisation de pansements.

**Caractéristiques :** Compresses de gaze 100 % coton hydrophile, 17 fils, 8 plis, sachet de 2.

### DM Classe Is

Codes LPP : 6323900, 6323891, 6323885, 6323879, 6323862, 6323856

LPP

	Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
Stérile	7,5 x 7,5	98200	4056649519881	Boîte de 10 sachets de 2	40
	7,5 x 7,5	98201	4056649519904	Boîte de 25 sachets de 2	16
	7,5 x 7,5	98202	4021447154695	Boîte de 50 sachets de 2	8
	10 x 10	98203	4056649519928	Boîte de 10 sachets de 2	40
	10 x 10	98204	4056649519942	Boîte de 25 sachets de 2	16
	10 x 10	98205	4021447155043	Boîte de 50 sachets de 2	8

## Vliwasoft® Compresses en non-tissé

**Indications :** Nettoyage et soins des plaies.

**Caractéristiques :** Compresses non tissées stériles, 4 plis, 30 g/m<sup>2</sup>, sachet de 2. Viscose/polyester.

### DM Classe Is

Codes LPP : Vliwasoft® Comresse en non-tissé 30g S/2 :

6323827, 6323810, 6323804, 6323796, 6323780, 6323773

LPP

	Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
Stérile	7,5 x 7,5	80949	4056649511830	Boîte de 10 sachets de 2	40
	7,5 x 7,5	80960	4056649511892	Boîte de 25 sachets de 2	16
	7,5 x 7,5	80966	4056649511939	Boîte de 50 sachets de 2	8
	10 x 10	80950	4056649511854	Boîte de 10 sachets de 2	40
	10 x 10	80958	4056649511878	Boîte de 25 sachets de 2	16
	10 x 10	80965	4056649511915	Boîte de 50 sachets de 2	8

**Désignation :** Compresses non tissées non stériles, 4 plis, 40 g/m<sup>2</sup>.

**Indications :** Soins des plaies superficielles.

### DM Classe I

Vliwasoft Comresse en non-tissé 40 g : 6323840, 6323833

LPP

	Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
Non Stérile	7,5 x 7,5	34534	4056649397656	Sachet de 100	6
	10 x 10	34535	4056649397670	Sachet de 100	6

# Ophthalmologie



## Rondelle oculaire Compresse ophthalmique

**Indications :** Soins ophtalmologiques (nettoyage, protection, absorption).

**Caractéristiques :** Nappe de coton hydrophile maintenue entre deux voiles en gaze hydrophile de coton 17 fils. Bords soudés.

### DM Classe Is

Code LPP : 6319694

LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
Rondelle oculaire – dimensions 7 x 5,3 cm (forme ovale/Boite de 10)	190661	6941558093264	1	20

## Pro-ophta® S Coque ophthalmique

**Indications :** Protection de l'oeil, des sécheresses oculaires et après chirurgies de l'oeil.

**Caractéristiques :** Pansement adhésif anatomique avec coquille transparente. 2 tailles disponibles : adulte et enfant.

### DM Classe I

Non remboursé



Taille	Dimensions (cm)	Ø (cm)	Zone bombée (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Enfant	10 x 7,2	4,6	0,6	34227	4021447022147	1 boîte de 5
Adulte	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34229	4021447022178	1 boîte de 5

# Coton

## Coton hydrophile



**Désignation :** Nappe 100 % coton hydrophile, pliage accordéon.

**Indications :** Nettoyage local de la peau, sans plaie ouverte.

**Coloris :** Blanc.

### DM Classe I

Code LPP : 6324123

Poids (g)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Sachet avec cordonnet			
100	190693	4063591750484	1/24
			<b>LPP</b>

## Mouchoirs

**Désignation :** Mouchoirs 100 % cellulose.

**Indications :** Hygiène.

**Coloris :** Blanc.



RÉF.	EAN	Désignation	Conditionnement
190859	4000883101821	30 étuis	10 paquets de 30 étuis
82385	4000883090484	Boîte distributrice	40

**Non remboursé**

# Immobilisation





## Cellacast® Xtra

**Indications :** Immobilisation des parties du corps après fractures, opérations, corrections orthopédiques et pour le traitement des maladies osseuses et articulaires.

**Caractéristiques<sup>2</sup> :** Résine synthétique constituée d'une trame en fibre de verre enduite d'une résine de polyuréthane. Extensible en largeur pour une application et un façonnage facilités. Légère. Grande stabilité. Perméable à l'air. Transparente aux rayons X.

**Utilisation<sup>1</sup> :** Température de trempage : entre 20 et 24°C.

**Temps de prise<sup>1</sup> :** 2,5 à 5 minutes. Temps de séchage : 30 minutes.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-054.

### DM Classe I

Codes LPP : 6124045, 6124039, 6124022, 6124016, 6124000

LPP

Dimensions (cm x m)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Emballé individuellement sous sachet</b>			
2,5 x 1,8	190323	4063591112220	Sachet de 10
5 x 3,6	190324	4063591112244	Sachet de 10
7,5 x 3,6	190325	4063591112312	Sachet de 10
10 x 3,6	190326	4063591112336	Sachet de 10
12,5 x 3,6	190327	4063591112435	Sachet de 10

## Cellona® bande plâtrée

**Indications :** Immobilisation des membres blessés ou fracturés.

**Caractéristiques :** Plâtre raffiné fixé sur une gaze 17 fils, présenté sous forme de bande plâtrée prête à l'emploi. Temps de prise : 3 à 4 minutes.<sup>1</sup>

**Coloris :** Blanc.

1 : DFC-2022-081.

### DM Classe I

Codes LPP : 6124074, 6124068, 6124051

LPP

Dimensions (cm x m)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>scellé en emballage individuel</b>			
10 x 2	82386	4056649459484	10
15 x 2	82387	4056649459491	10
20 x 2	82388	4056649459507	10
<b>scellé par 5 unités</b>			
6 x 2	25000	4056649585930	10 <b>Non remboursé</b>



# Cellona® ouate orthopédique

**Indications :** Capitonage intérieur des plâtres naturels et synthétiques et des bandages de compression.

**Caractéristiques :** Sécable à la main.

**Coloris :** Blanc.



## DM Classe I

Non remboursé

Dimensions (m x cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
2,75 x 5	92840	4021447024196	96
2,75 x 7,5	92841	4021447024202	72
2,75 x 10	92842	4021447024219	48
2,75 x 15	92843	4021447024226	36
2,75 x 20	92844	4021447024233	24

# Jersey côte coton

**Indications :** Grâce à son élasticité, le jersey coton est utilisé pour le capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques.

**Caractéristiques :** Tricot tubulaire à mailles fines. 100 % coton non blanchi. Doux pour la peau, le jersey côtelé est élastique en longueur et transversalement.

**Coloris :** Blanc.

1 : DFC-2022-111.



## DM Classe I

Codes LPP : 6123985, 6123979

LPP

Dimensions (m x cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 x 5	81781	4021447974330	1
5 x 7	81782	4021447974354	1
5 x 10	81783	4021447974378	1
5 x 15	81785	4021447974705	1
5 x 20	81786	4021447974729	1

Non remboursé

Non remboursé



## tg<sup>®</sup> bandage tubulaire

**Indications :** Pour la fixation de pansements.  
Pour la protection de la peau sous plâtres et résines synthétiques.  
**Coloris :** Blanc.

### DM Classe I

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>rouleau de 20 m</b>			
Taille 1 (1,4 cm) doigt, orteil	24000	4021447240008	1
Taille 2 (2,3 cm) doigt, orteil	24001	4021447240015	1
Taille 3 (3,0 cm) plusieurs doigts, bras d'enfant	24002	4021447240022	1
Taille 5 (5,5 cm) bras, mollet, jambe d'enfant	24003	4021447240039	1
Taille 6 (6,5 cm) bras, jambe (moyenne)	24004	4021447240046	1
Taille 7 (7,0 cm) bras (grand), jambe, tête d'enfant	24005	4021447240053	1
Taille 9 (8,5 cm) cuisse (grande), tête, aisselle	24006	4021447240060	1



## Cellona<sup>®</sup> Shoecast

**Indications :** Aide à la marche permettant un déplacement physiologiquement correct en cas d'appareillage plâtré ou de résine.

**Caractéristiques :** Semelle de marche. Large surface de contact avec le sol permettant une stabilité latérale et transversale. Semelle très résistante à l'abrasion. Mousse intérieure absorbant les chocs. Haut rebord au niveau du talon et fixation par des bandes auto-adhérentes permettant un soutien adapté. Protège également de l'humidité et de la saleté.<sup>2</sup>

**Coloris :** Noir.  
1 : DFC-2022-085. 2 : DFC-2022-084.

### DM Classe I

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>pour enfant</b>			
Taille 0, gauche, (pointure 32-35)	50858	4021447508580	1
Taille 0, droite	50859	4021447508597	1
<b>pour adulte</b>			
Taille 1, gauche, (pointure 36-38)	50860	4021447508603	1
Taille 1, droite	50861	4021447508610	1
Taille 2, gauche, (pointure 39-42)	50862	4021447508627	1
Taille 2, droite	50863	4021447508634	1
Taille 3, gauche, (pointure 43-46)	50864	4021447508641	1
Taille 3, droite	50865	4021447508658	1
Taille 4, gauche, (pointure > 46)	50869	4021447508696	1
Taille 4, droite	50870	4021447508702	1

# Masques

Découvrez  
notre nouveau masque

## Sentinex® Classic EL

- Type II.
- Couleur vert.
- Attaches élastiques.
- Barette nasale extra longue de 133 mm.

Non remboursé				
Modèle	Couleur	RÉF.	EAN	Conditionnement
Sentinex® Classic EL vert-attaches élastique		162000	4068225011559	50/500



# Gants d'examen



## Gant vinyle Sempercure® Vinyl Non poudré, non stérile

**Indications :** Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Gants ambidextres, non poudrés, non stériles, avec une surface lisse, longueur médiane 240 mm. Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel et sans accélérateur.

**Coloris :** Transparent.

<sup>1</sup> : DFC-2023-043.

### DM Classe I - EPI Cat. I

Non remboursé				
Taille		RÉF.	EAN	Conditionnement
5/6	XS	34766	9001570518606	Boîte de 100
6/7	S	45010	9001570506771	Boîte de 100
7/8	M	45011	9001570506788	Boîte de 100
8/9	L	45012	9001570506795	Boîte de 100
9/10	XL	48468	9001570506801	Boîte de 90





## tg® gants Non stériles

**Indications :** Gants en coton pour mains sensibles.

**Caractéristiques :** Forme anatomique, polyvalents, stérilisables, 100% coton.

**Coloris :** Écru.

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
enfant	24749	4021447247496	1 paire
<b>Produits d'hygiène</b>			
6-7	24750	4063591461144	1 paire
7,5-8,5	24751	4063591461175	1 paire
9-10	24752	4063591461205	1 paire

## Gant nitrile Sempercure® Velvet Non poudré, non stérile

**Indications :** Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Gants ambidextres, non poudrés, non stériles. Longueur médiane de 240 mm. L'extrémité texturée des doigts permet une bonne préhension. Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.

**Coloris :** Bleu lavande.

<sup>1</sup> : DFC-2022-078.

DM Classe I - EPI Cat. III

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
5/6 XS	106401	9001570532701	Boîte de 200
6/7 S	106402	9001570532732	Boîte de 200
7/8 M	106403	9001570532749	Boîte de 200
8/9 L	106404	9001570532817	Boîte de 200
9/10 XL	106405	9001570532824	Boîte de 180

## Gant latex Sempercure® Edition Non poudré, non stérile

**Indications :** Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Gants ambidextres, non poudrés, non stériles. Longueur médiane de 240 mm. L'extrémité texturée des doigts permet une bonne préhension. Produits fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel.

**Coloris :** Blanc écru.

<sup>1</sup> : DFC-2022-073.

DM Classe I - EPI Cat. III

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
5/6 XS	152240	9001570519757	Boîte de 100
6/7 S	152241	9001570519764	Boîte de 100
7/8 M	152242	9001570519771	Boîte de 100
8/9 L	152243	9001570519788	Boîte de 100
9/10 XL	152244	9001570519795	Boîte de 90



BY *Ontex*

# INCONTINENCE



**i** Des références évoluent en 2025, plus d'infos à venir.



iD est l'une des marques phares du groupe Ontex, un fabricant de soins de santé de pointe essentiellement axé sur l'innovation, la technologie et les programmes de recherche.

		PETITS INCONFORTS	FAIBLESSE DE VESSIE	INCONTINENCE
		absorption légère	absorption modérée	absorption sévère
PROTECTIONS ANATOMIQUES	iD FOR MEN 1		level 2 level 3	
	iD light 1	Ultra Mini Mini Mini Plus Normal	Extra Maxi Super	
	iD form 1 2 3		Normal Plus	Extra Super Maxi
CULOTTES	iD Lingerie 1		Normal M,L Plus M,L	Super M,L
	iD pants 1		Plus XS, S,M,L,XL	Super M,L,XL Maxi M,L,XL
	iD FOR MEN 1		level 4	
CHANGES COMPLETS	iD SLIP 1 2 3			Super XS, S,M,L,XL Maxi XL Maxi Prime M,L
PROTECTIONS SUPPLEMENTAIRES	iD PROTECT iD care Tailles M, L et XL			

1. Personne active 2. Personne à mobilité réduite 3. Personne alitée



Toutes les protections iD sont approuvées par des dermatologues par le biais de tests réguliers afin de garantir l'intégrité de la peau des utilisateurs.



- p. 46 - 47** Protections anatomiques
- p. 48 - 49** Culottes absorbantes
- p. 50** Changes complets
- p. 51** Alèses
- p. 51** Slips de maintien

Sources pages 46-51 : Présentation produits 2024.

Femmes 

Petits inconforts • Faiblesse de vessie



Technique de pose :



## iD Light Advanced

Les protections **iD Light Advanced** ont été conçues pour protéger les femmes des **petits inconforts et des fuites urinaires passagères**, légères à modérées. Semblables à des protections hygiéniques, elles sont plus absorbantes tout en garantissant **discrétion et confort au quotidien**.

Avantages du produit :

-  **Système de mouvement intégré**  
Assure discrétion et confort même lors d'activités extrêmes.
-  **Contrôle des odeurs jusqu'à 10 heures**  
Le système de contrôle des odeurs renforcé bloque, neutralise et masque les odeurs embarrassantes pour une sensation de fraîcheur pendant 10 heures.
-  **Ultra fin**  
La protection est ultra fine, ce qui la rend discrète, peu importe ce que vous portez.
-  **Barrières anti-fuites**  
Les barrières anti-fuites empêchent les débordements, tout en maintenant sécurité et discrétion, vous permettant ainsi de mener une vie active en toute sécurité.
-  **Forme anatomique**  
Conçue en prenant compte de la forme des sous-vêtements féminins, elle épouse la silhouette et les mouvements du corps, et vous oubliez que vous portez une protection.
-  **Absorption rapide**  
Le tampon associe un gel ultra absorbant et une forte teneur en fibre afin d'absorber jusqu'à 10 fois son propre poids.

DM Classe I

Non remboursé

Absorption		Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Ultra Mini		28	12	5414874001974	109330	5111010281
Mini		20	12	5414874001998	190532	5121020201
Mini Plus		16	18	5414874002018	190531	5171025161
Normal		12	12	5414874002032	109333	5171030121
Extra		10	12	5414874002056	109334	5171040101
Maxi		10	12	5414874002070	109335	5171055101
Super		10	12	5414874008508	190656	5171070100

Hommes 

Faiblesse de vessie



Technique de pose :



## iD for Men Level 2 et Level 3

Les **protections iD For Men** sont dédiées aux hommes souffrant d'incontinence légère à modérée. Leur technologie permet **une adaptation à l'anatomie masculine**. La bande adhésive et les côtés élastifiés assurent un **bon maintien au quotidien**, alliant **sécurité et confort**. iD for Men Level 2 est emballé individuellement.

Avantages du produit :

-  **Technologie Power Dry**  
Offre une absorption maximale pour aider à vous sentir en toute confiance et au sec en tout temps.
-  **Protection renforcée**  
La rétention rapide des liquides offre une garde au sec renforcé.
-  **Contrôle des odeurs**  
Le système de contrôle des odeurs bloque, neutralise et masque les odeurs embarrassantes.
-  **Super discret**  
Sa forme anatomique et sa finesse le rend discret, peu importe ce que vous portez.
-  **Ajustement parfait**  
Les zones élastifiées assurent une adaptation anatomique au corps pour un maximum de confort et de discrétion.
-  **Toucher coton**  
Le voile externe doux au toucher textile garantit confort et discrétion.

DM Classe I

Non remboursé

Absorption		Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Level 2		10	16	5414874005675	32789	5221040100
Level 3		14	12	5414874007914	108901	5231050140

Hommes / Femmes

Faiblesse de vessie • Incontinence




## iD Form

Les **protections anatomiques iD Form** sont idéales pour les personnes mobiles ou dépendantes souffrant d'incontinence modérée à sévère. Son voile doux et ses nombreux niveaux d'absorption allient **confort et sécurité** en restant **au sec toute la journée**. Un double indicateur d'humidité **facilite le change au bon moment**.


### Avantages du produit :

- Absorption rapide & garde au sec instantané**  
La rétention rapide des liquides offre un garde au sec renforcé.
- 100% respirable**  
L'enveloppe extérieure 100% respirable aide à maintenir une peau saine.
- Contrôle des odeurs**  
Le système de contrôle des odeurs bloque, neutralise et masque les odeurs embarrassantes.
- Toucher coton**  
Le voile externe doux au toucher textile, garantit confort et discrétion.
- Double indicateur d'humidité**  
Le double indicateur d'humidité sert de guide pour savoir quand il faut changer le produit.
- Barrières anti-fuites**  
Les barrières anti-fuites empêchent les débordements, tout en maintenant sécurité et discrétion, vous permettant ainsi de mener une vie active en toute sécurité.

### Technique de pose en position debout :



### Technique de pose en position couchée :



### DM Classe I

Non remboursé

Absorption	Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Normal	4	4	5414874002193	32467	5310155280
Plus	5	8	5414874002230	190533	5310260210
Extra	6	8	5414874002254	190534	5310265210
Super	7	6	5414874002315	32470	5310275210
Maxi	8	4	5414874002353	32471	5310380210

Hommes / Femmes

Couche droite traversable



## Rectangular Insert

Pour les personnes indépendantes souffrant d'incontinence légère à modérée. Cette couche droite peut être utilisée avec **ses propres sous-vêtements ou avec le iD Care Net Pants - slips de maintien**. Cette protection droite est spécialement conçue pour augmenter la capacité d'absorption de votre protection principale une fois combinée à vos changes complets ou vos slips absorbants. **Ce produit est idéal pour la nuit** et répond à vos besoins de protection accrue le jour dans les cas sévères d'incontinence (urinaire, fécale) par exemple. Cet insert se compose de **noyau super absorbant** qui disperse rapidement les liquides au fond du matelas. La protection fait **60 cm de long sur 15 cm de large et possède une capacité d'absorption de 1050 ml**. Ce modèle d'insert possède une surface interne douce en non tissé au toucher coton qui apporte un maximum de confort. Ces produits ont par ailleurs subi un contrôle dermatologique et ne causent ni rougeur ni irritation.

### Avantages du produit :

- 100% respirable**  
L'enveloppe extérieure 100% respirable aide à maintenir une peau saine.
- Approuvé par les dermatologues**  
Le voile externe doux au toucher textile garantit confort et discrétion.

### DM Classe I

Non remboursé


Absorption	Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Maxi plus traversable	4	4	5414874011027	190660	5915600280

Femmes

Faiblesse de vessie • Incontinence



Technique de pose :



## iD Intime

Les **culottes absorbantes jetables iD Intime** sont une gamme consacrée aux **femmes actives** souffrant de fuites urinaires modérées. Très féminines et discrètes, conçues comme de **véritables sous-vêtements**, iD Intime se porte et s'enlève de la même manière. Ces culottes allient une **absorption renforcée** et une **discrétion totale** pour continuer à profiter pleinement du quotidien.

Avantages du produit :

- Absorption rapide**  
Le tampon associe un gel ultra absorbant et une forte teneur en fibre pour une protection contre l'humidité.
- Technologie Dry wear**  
La technologie « Dry wear » offre une protection complète tout en maintenant une silhouette élégante.
- Contrôle des odeurs jusqu'à 10 heures**  
Le système de contrôle des odeurs renforcé bloque, neutralise et masque les odeurs embarrassantes pour une sensation de fraîcheur pendant 10 heures.

- Toucher coton**  
Le voile externe doux au toucher textile, sans couture sur toute la ceinture, garantit confort et discrétion.
- Forme anatomique**  
Conçue en prenant compte de la forme des sous-vêtements féminins, elle épouse la silhouette et les mouvements du corps, et vous oubliez que vous portez une protection.
- Barrières anti-fuites**  
Les barrières anti-fuites empêchent les débordements, tout en maintenant sécurité et discrétion, vous permettant ainsi de mener une vie active en toute sécurité.

DM Classe I

Non remboursé

Absorption	Taille	Tour de taille	Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Normal	M	80-110 cm	12	8	5414874009567	190042	5551255120
Normal	L	100-135 cm	10	8	5414874009628	190043	5551355100
Plus	M	80-110 cm	12	8	5414874009581	190044	5551265120
Plus	L	100-135 cm	10	8	5414874009642	190045	5551365100
Super	M	80-110 cm	12	8	5414874009604	190046	5551275120
Super	L	100-135 cm	10	8	5414874009666	190047	5551375100

CULOTTES ABSORBANTES

Hommes

Petits inconvénients • Faiblesse de vessie



## iD for Men Level 4


**iD for men level 4** est une **culotte absorbante** spécialement conçue pour s'adapter à l'anatomie masculine. La technologie Power Dry offre une absorption maximale pour vous aider à vous sentir en confiance et au sec tout au long de la journée. Pour une sensation de confort optimale, cette protection a une ceinture douce et extensible. iD For Men Level 4 est fabriqué à base d'un matériau respirant et possède une fonction de contrôle des odeurs qui vous permet de vous sentir frais.

Avantages du produit :

- Technologie Power Dry**  
Offre une absorption maximale pour aider à vous sentir en toute confiance et au sec en tout temps.
- Protection renforcée**  
La rétention rapide des liquides offre un garde au sec renforcé.
- Contrôle des odeurs**  
Le système de contrôle des odeurs bloque, neutralise et masque les odeurs embarrassantes.

- Super discret**  
Sa forme anatomique et sa finesse le rend discret, peu importe ce que vous portez.
- Ajustement parfait**  
Les zones élastifiées assurent une adaptation anatomique au corps pour un maximum de confort et de discrétion.
- Toucher coton**  
Le voile externe doux au toucher textile garantit confort et discrétion.


Technique de pose :



DM Classe I

Non remboursé

Absorption	Taille	Tour de taille	Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Level 4	M	80-110 cm	12	8	5414874011386	190657	5521260120
Level 4	L	100-135 cm	10	8	5414874011362	190658	5521360100



# iD Pants

Les **culottes jetables iD Pants** sont dédiées aux personnes actives rencontrant des épisodes d'incontinence moyenne à sévère. Conçues comme de **véritables sous-vêtements**, elles s'enfilent et s'enlèvent de la même manière. Cette culotte **douce et 100% respirable** protège votre peau tout au long de la journée, grâce à son voile intérieur enrichi en ingrédients naturels. **Faciles d'utilisation, confortables et discrètes**, les culottes iD Pants permettent de profiter pleinement de la vie.

## Avantages du produit :

-  **Absorption rapide**  
Le tampon associe un gel ultra absorbant et une forte teneur en fibre pour une protection contre l'humidité.
-  **100% respirable**  
L'enveloppe extérieure 100% respirable aide à maintenir une peau saine.
-  **Barrières anti-fuites**  
Les barrières anti-fuites empêchent les débordements, tout en maintenant sécurité et discrétion, vous permettant ainsi de mener une vie active en toute sécurité.
-  **Toucher coton**  
Le voile externe à base d'ingrédients botaniques offre une douceur au toucher textile, garantissant confort et discrétion.
-  **Forme anatomique**  
La forme et la finesse du produit, combinée aux élastiques assure une adaptation anatomique pour un maximum de confort et de discrétion, et vous oubliez que vous portez une protection.
-  **Contrôle des odeurs**  
Le système de contrôle des odeurs bloque, neutralise et masque les odeurs embarrassantes.



## Technique de pose :



## DM Classe I

Non remboursé

Absorption	Taille	Tour de taille	Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Plus 	XS	50-70 cm	14	4	5414874004135	31807	5531065141
Plus 	S	60-90 cm	14	8	5414874002797	31808	5531165140
Plus 	M	80-120 cm	14	8	5414874002858	31810	5531265140
Plus 	L	100-145 cm	14	6	5414874002933	31811	5531365140D
Plus 	XL	130-170 cm	14	4	5414874002971	31812	5531465140
Super 	M	80-120 cm	12	6	5414874010280	190535	5531275120
Super 	L	100-145 cm	12	6	5414874010327	190536	5531375120D
Super 	XL	130-170 cm	12	4	5414874010303	190537	5531475120
Maxi 	M	80-120 cm	10	8	5414874010341	190538	5531280100
Maxi 	L	100-145 cm	10	8	5414874010365	190539	5531380100
Maxi 	XL	130-170 cm	10	8	5414874011348	190659	5531480100

Hommes / Femmes 

Incontinence



## iD Slip

Les protections **iD Slip** sont des **changes complets** qui apportent une solution efficace lors d'incontinence modérée à forte. Les attaches adhésives de la couche permettent de repositionner le produit pour un confort optimal et une **sécurité garantie**. Ses barrières anti-fuites et son double indicateur d'humidité assurent un **maintien au sec** et un change au bon moment. Leur sensation coton procurent un sentiment de douceur. **Approuvé par les dermatologues.**

### Avantages du produit :

-  **Absorption rapide**  
Le tampon associe un gel ultra absorbant et une forte teneur en fibre pour une protection contre l'humidité.
-  **100% respirable**  
L'enveloppe extérieure 100% respirable aide à maintenir une peau saine.
-  **Barrières anti-fuites**  
Les barrières anti-fuites empêchent les débordements, tout en maintenant sécurité et discrétion, vous permettant ainsi de mener une vie active en toute sécurité.
-  **Toucher coton**  
Le voile externe à base d'ingrédients botaniques offre une douceur au toucher textile, garantissant confort et discrétion.
-  **Contrôle des odeurs**  
Le système de contrôle des odeurs bloque, neutralise et masque les odeurs embarrassantes.
-  **Double indicateur d'humidité**  
Le double indicateur d'humidité sert de guide pour savoir quand il faut changer le produit.

### DM Classe I

Non remboursé

Absorption	Taille	Tour de taille	Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Super 	XS	40-70 cm	14	12	5141874003251	190540	5630075140
Super 	S	50-90 cm	14	4	5414874003299	190541	5630175140
Super 	M	80-125 cm	28	3	5414874003411	190948	5630275280
Super 	L	115-155 cm	28	3	5414874003534	190949	5630375280
Super 	XL	120-170 cm	14	4	5414874003596	190544	5630475140
Maxi 	XL	120-170 cm	15	3	5414874007013	190029	56303100150
Maxi Prime 	M	80-125 cm	15	3	5414874008386	190027	56302100150
Maxi Prime 	L	115-156 cm	15	3	5414874008409	190028	5630480150

### Technique de pose en position debout :



### Technique de pose en position couchée :



Hommes / Femmes 

Produit complémentaire

## iD Protect / Expert Protect

Les alèses **iD Protect et Expert Protect**, jetables, offrent une protection complémentaire aux produits d'incontinence. Elles permettent de garder la literie et les fauteuils au sec. Elles sont composées d'un coussin de fluff et d'un gaufrage qui permettent une diffusion idéale et une absorption rapide des liquides. Son voile non tissé **procure une douceur au toucher**.

### Avantages du produit :

Ses nombreuses tailles assurent une parfaite adaptabilité sur tous vos supports.

-  Protège toutes les surfaces.
-  Doux et confortable.
-  Forte absorption.
-  Sans latex.



\*Ultra confortable et absorbant. \*\*Absorption rapide et distribution des liquides. \*\*\*Améliore la stabilité.



### DM Classe I

Non remboursé

Absorption	Dimensions alèses cm	Surface absorbante cm	Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF L&R	RÉF. Ontex
Expert Protect Plus	40 x 60	34 x 53,5	30	9	5414874003954	31817	5800460300
Protect Plus	60 x 90	53,5 x 83	30	4	5414874009871	190033	5801960300
Protect Super	60 x 60	53,5 x 53,5	30	4	5414874009857	190034	5801672300
Protect Super	60 x 90	53,5 x 83	30	4	5414874009918	190048	5801975300
Expert Protect Super	90 x 180	53,5 x 83 + côtés bordables	20	4	5414874004098	31824	5800075200

Hommes / Femmes 

Produit complémentaire

## iD Care Net

Les slips de maintien **iD Care Net Pants** ont été conçus pour être utilisés avec les protections iD Form pour un ajustement sûr. Les slips de maintien **iD Care Net Pants** permettent le maintien contre le corps de la protection d'incontinence utilisée. Il s'adapte à la morphologie des personnes et assure une bonne performance de la protection. De par ses **fibres douces et ses doubles élastiques en lycra**, iD Care Net Pants offre une protection renforcée contre les fuites et réduit le risque d'irritations cutanées. De plus, il offre une **grande liberté de mouvements**.

### Avantages du produit :

-  Sans latex.
-  Doux et confortables.
-  Lavables à 60°.

Taille et instruction lavage indiquées à l'intérieur du slip de maintien.

Sans coutures (hors entrejambe).

Très extensibles.



### DM Classe I

Taille	Tour de taille		EAN	RÉF L&R	RÉF. Ontex
M	60-100 cm	5	5414874002612	32473	5410200050
L	80-120 cm	5	5414874002636	32474	5410300050
XL	100-160 cm	5	5414874002650	32475	5410400050

# Informations

Dans le cadre du nouveau Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, les informations concernant les dispositifs médicaux sont susceptibles d'être modifiées.

Lors de la rédaction de ce catalogue, un projet de modification de la nomenclature des codes alphanumériques des bandages herniaires, des orthèses élastiques de contention des membres, des ceintures médico-chirurgicales inscrits sur la LPP était en cours. Certains de nos codes LPP sont donc susceptibles d'avoir été modifiés ou d'être en cours de modification ou seront modifiés au cours de l'année.

## Mentions légales

Dispositifs médicaux (classes et indications mentionnées sous chaque article), sauf mouchoirs, cotobio, cotodisques, tg° gants non stérile. Consulter les notices (ou les étiquetages) spécifiques à chacun pour plus d'informations (notamment pour les contre-indications, le cas échéant).

Fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Évaluation de conformité approuvée par le TÜV (CE0123), excepté pour les dispositifs médicaux de classe I. Exceptions faites pour les produits suivants :

- Velpeau® Clavicula Classic, Velpeau® Genucast 0° / 20°/ Modular Classic, Walker, Velpeau® Abdominal Classic, Velpeau® EpEasy Classic fabriqués par Promedics Orthopaedics Ltd.
- Suprasorb® P sensitive border, border lite, multisite border, multisite border lite, heel, sacrum, non border, Vliwasorb® sensitive, fabriqués par Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. Évaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123).
- Velpeau® kids monsters fabriqués par Eurosirel S.p.A.
- Velpeau® Aqua fabriqués ASO Philippines.
- Velpeau® Elastic haute résistance et Velpeau® Sensitive sillonnés fabriqués par Allmed Medical products Co.,Ltd.
- Velpeau Set Post-opératoire, Velpeau Set Standard et Velpeau Set Détertion : assemblage de dispositifs médicaux. Assembleur : STS MEDICAL GROUP AD.
- Rosidal® sys simple, Rosidal® sys : assemblages de dispositifs médicaux. Assembleur : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.
- Velpeau® Press fabriqué par KOB GmbH.
- Velpeau® Strapp fabriqué par FARMABAN s.a.
- Curafix® H fabriqué par Zhende Medical Co.Ltd.
- Cellacast® Xtra, fabriqué par T&L Co., Ltd.
- Suprasorb® H fabriqué par T&L Co. Ltd., évaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123).
- Suprasorb® A Pro, fabriqué par Specialty Fibres and Materials Ltd évaluation de la conformité par BSI Group The Netherlands B.V. (CE 2797).
- Velpeau® pore fabriqué par ALLMED Medical products Co., Ltd.
- Gants d'examen Sempercure®, fabriqués par HARPS Investment Asia Pte. Ltd. Les gants d'examen Sempercure® sont également des équipements de protection individuelle (EP).
- Gamme iD, fabriquée par Ontex BV.
- Rondelles oculaires fabriquées par Allmed Medical Products Co.,Ltd, évaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123).
- Velpeau® Strips fabriqués par Zhende Medical Co., Ltd, évaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123).

Dispositifs médicaux distribués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Les produits portant la mention « LPP » sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie.

Genouillère anatomique Classic, genouillère Laxitéral® Comfort, genouillère Ligaction® Comfort, genouillère articulaire Comfort, Genu Comfort, Cheville anatomique Classic, Cheville Laxitéral®, Malléo Comfort, cheville Ligaction® Classic, cheville articulaire Comfort sont certifiées ASQUAL selon le référentiel technique Chevillères, genouillères et cuissards à base textile de compression médicale des membres.

Velpeau® Press, Velpeau® Veine plus légère et Velpeau® Veine plus forte sont certifiées ASQUAL selon le référentiel sur les bandes élastiques de contention.

Velpeau® VeinoCare® Coton, Microfibre, Ultra, Homme sont des dispositifs médicaux de classe I certifiés ASQUAL selon le référentiel chaussettes, bas, collants, manchons et bonnets couvre-moignons élasto-compressifs de compression médicale des membres.

Consulter [www.asqual.com](http://www.asqual.com)



### Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS

ZA de Choisy · 88200 Remiremont – France

Tél. : 03 29 62 36 06 · Fax : 03 29 62 36 07

E-mail : LRmed@fr.LRmed.com

SIREN : 380 236 091 RCS Epinal B 380 236 091

Certifié ISO 9001 : 2015, EN ISO 13485 : 2016 et ISO 14001 : 2015